

Tactra™

Гнущийся пенильный протез

Пеноскротальный доступ

Данное руководство иллюстрирует пошаговую установку пенильного протеза Tactra™ Malleable Penile Prosthesis через пеноскротальный разрез. Пенильный протез Tactra - это гнущийся протез нового поколения, разработанный для простоты имплантации и долговечности, обеспечивающий превосходную жесткость и надежную маскировку и естествен на ощупь.¹



Шаг 1: Разрез и диссекция²

Использование кольцевого ретрактора Скотта может облегчить доступ и визуализацию во время процедуры.

Сделайте пеноскротальный разрез, чтобы обеспечить адекватный доступ к телу.

Латерально втяните губчатое тело, чтобы избежать травмы уретры.

Рассеките фасции Дартоса и Бака, чтобы обнажить белочную оболочку яичка.

Наложите параллельные остаточные швы на левую и правую кавернозные тела.

Сделайте примерно Корпоротомию 3-4 см.¹

Шаг 2: расширение тела²

Используя серию постепенно увеличивающихся расширителей, расширьте обе кариозные полости проксимально и дистально в соответствии с диаметром протеза.

Примечание: Рекомендуется расширять примерно на 1 мм за пределы диаметра имплантируемого устройства. Соблюдайте осторожность, чтобы избежать пересечения интракавернозной перегородки во время расширения корпорального канала.

Существуют также одноразовые расширители, которые позволяют проводить расширение и измерение за один прием.

Дистальное расширение следует проводить осторожно, чтобы защитить уретру и направить дилататор латерально, чтобы избежать травмы уретры.

Шаг 3: Повторное расширение на контралатеральной стороне²

Проведите полевой тест для подтверждения отсутствия проксимальной перфорации.

Шаг 4: Length and sizing²

Растяните половой член для приближения к эрекции. Используйте интродьюсер Фурлоу, сайзеры или одноразовые расширители для измерения проксимальной и дистальной телесной длины и сложите их вместе, чтобы получить общую внутрикорпоральную длину. Размер имплантата должен быть таким, чтобы не было чрезмерного давления на головку полового члена, что может привести к боли и потенциальной эрозии.

Шаг 5: Evaluate fit for girth²

После расширения кавернозных тел выберите два дилататора, общий диаметр которых равен общему диаметру имплантируемых цилиндров. Одновременно введите расширители бок о бок в проксимальные концы corpora cavernosa, чтобы оценить общее прилегание.

Повторите этот шаг для дистальных концов кавернозных тел.

Дополнительно: Можно провести "Pinch Test" (проверка щипком, сжав расширители или цилиндры так, чтобы между ними образовалось пространство. Если пространство не удастся создать, значит, они слишком широкие и их следует уменьшить до следующего меньшего диаметра.

Примечание: Если вы переходите через интракавернозную перегородку на контралатеральную сторону, снимите и поместите расширитель на контралатеральную сторону, а цилиндр установите на ипсилатеральную сторону.

Шаг 6: Insertion²

Проксимальный или дистальный конец может быть введен первым по усмотрению врача.

Повторите процедуру на контралатеральной стороне.

Шаг 7: Закрытие²

Подтвердите правильный размер и установку имплантата.

Закройте корпоротомию предварительно наложенными швами.

Можно рассмотреть возможность установки дренажа и/или компрессионной повязки.

Пенильный протез Tactra™ Malleable разработан для обеспечения незаметного внешнего вида и жесткой, долговечной эрекции.¹ Для достижения наилучшего долгосрочного результата используйте устройство самого широкого диаметра, которое соответствует анатомии пациента.

Диаметры	Длина
9.5 mm	14 cm - 23 cm
11 mm	16 cm - 25 cm
13 mm	18 cm - 27 cm



Данные находятся в архиве компании Boston Scientific.

Данное руководство не предназначено для замены клинического обучения. Свяжитесь с представителем компании Boston Scientific, если вы хотите пройти дальнейшее обучение и/или инструктаж по работе с продуктом.

Предостережение: Федеральный закон США ограничивает продажу этого устройства врачом или по его распоряжению. ОСТОРОЖНО: Закон ограничивает продажу этих устройств врачом или по его указанию.

Показания, противопоказания, предупреждения и инструкции по применению приведены в маркировке изделия, прилагаемой к каждому устройству. Информация для использования только в странах с соответствующей регистрацией органов здравоохранения. Корпорация Boston Scientific или ее филиалы.

Перед использованием этих устройств ознакомьтесь с инструкцией по применению для получения полного перечня показаний, противопоказаний, предупреждений, мер предосторожности и возможных неблагоприятных событий.

Пенильный протез Tactra™ Malleable предназначен для использования при лечении эректильной дисфункции (импотенции) у взрослых мужчин. Имплантация пенильного протеза повреждает или уничтожает любую оставшуюся естественную способность к спонтанной эрекции, а также делает невозможными другие варианты лечения.

У мужчин с диабетом, травмами спинного мозга или кожными инфекциями может быть повышенный риск инфицирования.

Имплантация может привести к укорочению пениса, искривлению или образованию рубцов.

Потенциальные неблагоприятные события могут включать неисправность/отказ устройства, приводящие к дополнительной операции, эрозию устройства/тканей, инфекцию и боль/болезненность. MH-611819-AA

Продукция представлена исключительно в информационных целях - не является рекламой или предложением к продаже - некоторые компоненты ожидают получения знака CE, не доступны для продажи в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ).

Продукция представлена только в ИНФОРМАЦИОННЫХ целях и может быть не утверждена или не продаваться в некоторых странах. Пожалуйста, уточняйте наличие у местного торгового представителя или в службе поддержки клиентов.

Все изображения являются собственностью компании Boston Scientific. Все торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

MH-628702-AA

MMG
Medical Marketing Group, LLC
Адрес: Казахстан, город Алматы,
Медеуский район, ул. Луганского, 54В
Телефон +7 (727) 313 12 19
e-mail: info@medicalmarketinggrp.com

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

©2019 Boston Scientific Corporation
or its affiliates. All rights reserved.

DINURO2414EA JUN 2019