



Визуализация вен - стандарт медицинской помощи

Обеспечение быстрого и успешного венозного доступа с минимальным дискомфортом и болью у пациента



- Показан для улучшения результатов попадания в вену и комфорта пациентов
- Помогает в выявлении проходимых вен для венопункции.
- Помогает найти и избежать клапанов и буфиркаций.
- Маленький, легкий, портативный.
- Можно использовать со стойкой в режиме "Свободные руки".

Достижение нового стандарта медицинской помощи

Многие клиенты AccuVein включают визуализацию вен в свои стандартные процедуры. Они осознают, что использование устройства в масштабах всей больницы помогает обеспечить наилучший уход. Многие исследования, поддерживающие визуализацию вен, в сочетании с рекомендациями Infusion Nurses Society, США по визуализации вен, указывают на то, что данный прибор просто необходим для обеспечения наилучших результатов для Вас и вашего учреждения.

- Повышение на 98% показателя успешности попадания с первого раза
- 45% сокращение количества обращений за помощью
- 81% сообщили об улучшении возможности катетеризации.
- Снижение боли на 59%
- 78% сокращение времени процедуры
- 93% опрошенных пациентов дали бы больницам более высокий балл удовлетворенности, если бы они использовали AccuVein.

«Технология визуализации может улучшить показатели точности, уменьшить количество неудачных попыток введения и повысить удовлетворенность пациентов».
Рекомендация Infusion Nurses Society, США



**8 из 10 больниц
выбирают
визуализацию вен
AccuVein**

Девять причин выбрать AccuVein

Уникально прост в использовании. Не требует калибровки, регулировки или профилактического обслуживания и работает на расстоянии от 10-ти и более сантиметров от поверхности кожи.

Действительно портативный. AccuVein умещается в руке и весит всего 283 грамма.

Аккумулятор заряжается в корпусе аппарата. Нет необходимости извлекать аккумулятор или включать его в электрическую розетку во время использования. Заряжайте в подставке или стойке и работайте без розетки в течение нескольких часов.

Точность в движении. Показывает вены в режиме реального времени, поэтому устройство может адаптироваться к движениям пациента и врача.

Точность. Постоянно выровнен, калибровка не требуется; центральная линия с точностью до ширины человеческого волоса.

Для любых пациентов. Работает с широким кругом пациентов, включая новорожденных, пациентов с темной кожей и пациентов с ожирением.

Разработка высшего класса. Бесконтактный, отсутствие вентиляционных и иных отверстий позволяет просто протереть устройство без специальных инструментов.

Вариант защитного чехла. Добавляет дополнительную защиту без ущерба четкости визуализации вен. Используйте с каждым пациентом в дополнение к процедурам очистки или в качестве стандарта ухода в условиях изоляции.

Чехол для AccuVein CL025



Спецификация AV500

Вес	283г
Размер	5cm x 6cm x 20cm
Время работы	Стандартно 2-3 часа
Время зарядки	2-4 часа (зависит от уровня разряда аккумулятора)
Батарея	Литий-ионная 3,6 В 3100 мАч
Входящие компоненты	Аккумулятор (установлен), настольная подставка для зарядки, источник питания (10 Вт) для любой страны мира, вилка для страны и США. Поставляется в 1 коробке.
Совместимость	Совместимость с подставками и подставками AV400 и AV300. Зарядка может происходить медленнее при использовании HF470.
 ВИДИМОЕ И НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1. Длина волны 520 нм и 830 нм Энергия в импульсе 485 нДж и 270 нДж IEC / EN 60825-1: 2014	

Дополнительные стойки для освобождения рук

Передвижная стойка с зарядным устройством

Настольная стойка



“защёлка” для быстрого съёма и вставки

	HF570	HF550	HF510
Тип стойки	Передвижная	Передвижная	Настольная
Зарядка в стойке	Да	Нет	Нет
Тип держателя	Рычаговый	Гибкий	Гибкий
Быстрое извлечение	Да	Да	Да
Регулировка высоты	Да	Да	Нет
Корзина для инструмента	Да	Да	Нет
Блокировка колёсиков	Да	Да	Нет

Эксклюзивный дистрибьютор в Казахстане:

Филиал "Medical Marketing Group L.L.C." Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Луганского, 54В.

тел: +7(727) 313-12-19 +7(701) 529-53-63. e-mail: yevgeny@medicalmarketinggrp.com

www.medicalmarketinggrp.com