

# AMS 700™

Надувной пенильный  
протез

Самый популярный протез AMS Men's Health

## Линейка пенильных протезов AMS 700

Общая удовлетворенность пациентов и партнеров  
протезом AMS 700 составляет 92% и 96% соответственно<sup>1</sup>



Отличное расширение обхвата - Исключительная жесткость - Естественная  
вялость

Поставляется как с предварительно подключенными баллонами и насосом, так и без них для  
инфрапубикального или пеноскротального подхода. Предлагается сочетание характеристик,  
ориентированных на удовлетворение потребностей хирурга и пациента.

### Разработан для удобства имплантации / Ease of use

#### Низкопрофильный резервуар Conceal™

- ▶ Покрытие из парилена для повышения долговечности устройства<sup>2</sup>
- ▶ Оптимизация посадки для создания изящного и гибкого решения

#### Конструкция цилиндра и заднего удлинителя наконечника (RTE)

- ▶ Уменьшенный проксимальный профиль облегчает установку в проксимальный канал даже в труднорасширяемых случаях<sup>3</sup>
- ▶ Защелкивающиеся заушины предназначены для оптимизации посадки и обеспечения надежного, жесткого соединения
- ▶ Широкий диапазон длины RTE, разработанный для индивидуального подбора пациента (с шагом 0,5 см, в диапазоне 0,5-7,5 см)

У пациентов с диабетом, повреждениями спинного мозга или открытыми язвами может быть повышен риск инфекции, связанной с протезом.

#### Насос мгновенного сжатия (MS)

- ▶ Кнопка "одно касание" предназначена для сдувания и простоты использования
- ▶ Запорный клапан, предназначенный для защиты от автоматического накачивания

#### Антибиотическая обработка поверхности InhibiZone™

- ▶ Единственный на рынке надувной пенильный протез, пропитанный антибиотиками
- ▶ Разработан для создания зоны ингибирования, эффективной в отношении бактерий, обычно ассоциированных с инфекциями надувных пенильных протезов<sup>5</sup>
- ▶ Обеспечивает значительное снижение частоты ревизий по причине инфекции<sup>5</sup>

**AMS**™  
MEN'S HEALTH

## Надувной пенильный протез AMS 700™ LGX

Эксклюзив AMS Men's Health: Цилиндры, разработанные для оптимизации **увеличения** длины и **обхвата**, с возможностью удлинения до 20% в зависимости от анатомических особенностей пациента<sup>1</sup>

| Продукт                         | Номер изделия InhibiZone™ |
|---------------------------------|---------------------------|
| LGX Preconnect MS 12 см, PS, IZ | 72404250                  |
| LGX Preconnect MS 15 см, PS, IZ | 72404251                  |
| LGX Preconnect MS 18 см, PS, IZ | 72404252                  |
| LGX Preconnect MS 21 см, PS, IZ | 72404253                  |
| LGX Preconnect MS 12 см, IP, IZ | 72404255                  |
| LGX Preconnect MS 15 см, IP, IZ | 72404256                  |
| LGX Preconnect MS 18 см, IP, IZ | 72404257                  |
| LGX Preconnect MS 21 см, IP, IZ | 72404258                  |

## Надувной пенильный протез AMS 700™ CXR

Все преимущества ИПП, включая расширение обхвата, могут быть целесообразны для пациентов, которым требуются цилиндры меньшего размера для лиц с рубцовыми или склеротическими корпорациями<sup>1</sup>

| Продукт                         | Номер изделия InhibiZone™ |
|---------------------------------|---------------------------|
| CXR Preconnect MS, 10 см PS, IZ | 72404260                  |
| CXR Preconnect MS, 12 см PS, IZ | 72404261                  |
| CXR Preconnect MS, 14 см PS, IZ | 72404262                  |
| CXR Preconnect MS, 16 см PS, IZ | 72404263                  |
| CXR Preconnect MS, 18 см PS, IZ | 72404264                  |
| CXR Preconnect MS, 10 см IP, IZ | 72404265                  |
| CXR Preconnect MS, 12 см IP, IZ | 72404266                  |
| CXR Preconnect MS, 14 см IP, IZ | 72404267                  |
| CXR Preconnect MS, 16 см IP, IZ | 72404268                  |
| CXR Preconnect MS, 18 см IP, IZ | 72404269                  |

**Внимание:** Федеральный закон (США) ограничивает продажу данного устройства врачом или по его указанию.

**Внимание:** Законодательство ограничивает продажу этих устройств врачом или по его распоряжению.

Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией по применению, содержащей полный перечень показаний, противопоказаний, предупреждений, мер предосторожности и возможных побочных явлений.

**Показания к применению:** Надувной пенильный протез серии AMS 700™ предназначен для лечения хронической, органической, мужской эректильной дисфункции (импотенции).

**Противопоказания:** Надувные пенильные протезы серии AMS 700 противопоказаны пациентам с активными урогенитальными инфекциями или активными инфекциями кожи в области операции, а также (для протезов AMS 700 с антибиотикотерапией InhibiZone™) с известной чувствительностью или аллергией на рифампин, миноциклин или другие тетрациклины, а также пациентам с красной волчанкой, поскольку сообщалось, что миноциклин может усугубить это заболевание.

**Предупреждения:** Имплантация устройства делает невозможной скрытую естественную или спонтанную эрекцию, а также другие варианты интервенционного лечения. У мужчин с диабетом, травмами спинного мозга или открытыми язвами может быть повышен риск инфекции, связанной с имплантацией протеза. Отсутствие оценки и своевременного лечения эрозии может привести к значительному ухудшению состояния, приводящему к инфицированию и потере тканей. Имплантация может привести к укорочению полового члена, его искривлению или образованию рубцов. Существующие рубцы или контрактуры брюшной полости или полового члена могут осложнить или сделать нецелесообразной хирургическую имплантацию. В случае развития реакции гиперчувствительности на устройство, покрытое InhibiZone, пенильный протез следует удалить, а пациенту оказать соответствующую медицинскую помощь.

**Меры предосторожности:** Миграция компонентов устройства может произойти при неправильном выборе размера баллонов, неправильном расположении насоса или резервуара, а также при неправильной длине трубок. **Потенциальные нежелательные явления:** Могут включать в себя неисправность/отказ устройства, приводящий к дополнительной операции, миграцию устройства, потенциально приводящую к воздействию через ткани, эрозию устройства/тканей, инфекцию, непреднамеренное раздувание устройства и боль/ощущение.

**AMS**  
MEN'S HEALTH

## Надувной пенильный протез AMS 700™ CX

Управляемые цилиндры eXpansion, оптимизирующие обхват и предлагающие дополнительные варианты длины.

| Продукт                        | Номер изделия InhibiZone™ |
|--------------------------------|---------------------------|
| CX Preconnect MS 12 см, PS, IZ | 72404230                  |
| CX Preconnect MS 15 см, PS, IZ | 72404231                  |
| CX Preconnect MS 18 см, PS, IZ | 72404232                  |
| CX Preconnect MS 21 см, PS, IZ | 72404233                  |
| CX Preconnect MS 24 см, PS, IZ | 72404234*                 |
| CX Preconnect MS 12 см, IP, IZ | 72404235                  |
| CX Preconnect MS 15 см, IP, IZ | 72404236                  |
| CX Preconnect MS 18 см, IP, IZ | 72404237                  |
| CX Preconnect MS 21 см, IP, IZ | 72404238                  |
| CX Preconnect MS 24 см, IP, IZ | 72404239*                 |

\*Поставляется по специальному заказу

## Резервуары

| Продукт                            | Номер изделия InhibiZone™ |
|------------------------------------|---------------------------|
| Низкопрофильный резервуар Conceal™ | 720185-01                 |
| Резервуар, 65 мл, PC/IZ            | 72404155                  |
| Резервуар, 100 мл, PC/IZ           | 72404156                  |

\*Все детали также поставляются без антибиотической обработки поверхности InhibiZone

- Montorsi F, Rigatti P, Carmignani G, et al. Трехкомпонентные надувные имплантаты AMS для лечения эректильной дисфункции: долгосрочное мультиинституциональное исследование у 200 последовательных пациентов. *Eur Urol.* 2000 Jan;37(1):50-5.
- Salem EA, Wilson SK, Neeb A, et al. Механическая надежность AMS 700 CX повышена за счет покрытия парилленом. *J Sex Med.* 2009 Sep;6(9):2615-20.
- Данные находятся в архиве компании Boston Scientific.
- FDA/PDP D970012-S065
- Инструкция по эксплуатации пенильного протеза AMS 700™ с насосом MS Pump. American Medical System. 2013

Произведено компанией AMS, дочерней компанией Boston Scientific 300 Boston Scientific Way, Marlborough, MA 01752  
www.amsmenshealth.com

Все торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.  
©2016 Boston Scientific Corporation или ее филиалы. Все права защищены.  
MH-401503-AA ДЕКАБРЬ 2016 Г.