

AMS 800™

Система контроля мочеиспускания



Золотой стандарт лечения стрессового недержания мочи у мужчин.¹
Помогите своим пациентам обрести счастье.

96% пациентов рекомендовали бы процедуру AMS 800 своим знакомым¹

Рассмотрите систему контроля мочеиспускания AMS 800 для восстановления нормального состояния и уверенности в себе.


ПРЕИМУЩЕСТВА УРОЛОГА

- Предназначен для лечения всех степеней стрессового недержания мочи (SUI)
- Установленные результаты
- Более 40 лет клинического применения искусственного мочевого сфинктера (ИМС), в мире имплантировано более 180 000 систем²
- Показатель непрерывности 90% в исследовании 435 пациентов со средним сроком наблюдения 68 месяцев³
- Антибиотикотерапия поверхности InhibiZone™ предназначена для снижения инфицирования устройств

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

- Восстанавливает нормальную функцию сфинктера, открывая и закрывая уретру под контролем пациента⁴
- Компоненты, подобранные с учетом анатомических особенностей пациента и его физического состояния
- Может использоваться в сочетании с надувным пенильным протезом AMS 700™⁵

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ



Система контроля мочеиспускания AMS 800 имитирует нормальную функцию сфинктера, открывая и закрывая уретру под контролем пациента. Когда манжета закрыта, моча остается в мочевом пузыре.⁴

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ СИСТЕМЫ AMS 800

Комплект принадлежностей
72401685

Насос управления		Баллон для регулирования давления	
InhibiZone - 72404127		51- 60 см H ₂ O - 72400023	
Non-InhibiZone - 72400098		61-70 см H ₂ O - 72400024	
		71-80 см H ₂ O - 72400025	
Пакет деактивации		Врезной пакет	
		Инструмент для сборки быстроразъемных соединений AMS	
72400095		72100005	
		72400271	

Окклюзионная манжета	C InhibiZone	Non-InhibiZone
3,5 см	720157-01	720133-01
4,0 см	72404130	72400160
4,5 см	72404131	72400161
5,0 см	72404132	72400162
5,5 см	72404133	72400163
6,0 см	72404134	72400164
6,5 см	72404135	72400165
7,0 см	72404136	72400166
7,5 см	72404137	72400167
8,0 см	72404138	72400168
9,0 см	72404140	72400170
10,0 см	72404142	72400172
11,0 см	72404144	72400174

1. Монтегю ДК. Искусственный сфинктер мочевого пузыря: долгосрочные результаты и удовлетворенность пациентов. Адв Урол. 2012 г.; 2012:835290.

2. Данные в файле Boston Scientific.

3. Радж Г.В., Петерсон А.С., Тох К.Л., Вебстер Г.Д. Результаты после ревизий и вторичной имплантации искусственного сфинктера мочевого пузыря. Дж Урол. апрель 2005 г.; 173(4):1242-5.

4. Инструкции по использованию системы контроля мочеиспускания AMS 800. Американские медицинские системы, Inc. 2014.

5. Сигал Р.Л., Кабрини М.Р., Харрис Э.Д. и др. Комбинированная имплантация надувного протеза полового члена и искусственного сфинктера мочевого пузыря: нет повышенного риска нежелательных явлений по сравнению с одиночной или поэтапной имплантацией устройства. Дж Урол. 2013 декабрь; 190(6):2183-8.

Все упомянутые торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

ВНИМАНИЕ: Закон ограничивает продажу этих устройств врачом или по его указанию. Показания, противопоказания, предупреждения и инструкции по применению можно найти на этикетке продукта, прилагаемой к каждому устройству. Информация для использования только в странах, где продукция зарегистрирована соответствующими органами здравоохранения.

МН-407504-AA, декабрь 2016 г. Напечатано в Нидерландах издательством De Budeuse/Gosling.