



ARGON

MEDICAL DEVICES

«ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО СРЕДНЕЙ АЗИИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН»

Филиал «Medical Marketing Group LLC», Республика Казахстан, г. Алматы,


ул.Луганского, 54В. тел: +7 |727| 313-12-19.

e-mail: info@medicalmarketinggrp.com | www.medicalmarketinggrp.com

Биопсийный пистолет Pro-Mag I 2.5 ULTRA

Биопсийный автомат для проведения общей
трукат-биопсии. Цвет – серебристый

- Поочередный взвод пружин
- Снабжен предохранителем
- Два спусковых механизма
- Длина выстрела – 25 мм
- Рабочие механизмы выполнены из керамокомпозитов
- Может стерилизоваться любым методом
- Обычный срок службы 8–10 лет



7675

Pro-Mag™ – автоматический биопсийный пистолет
(1 шт. в упаковке)

7675 длина выстрела 2,5 см

Биопсийные иглы для Pro-Mag I 2.5 ULTRA

- Столбик забираемого биоптата – 19 мм
- Игла эхоконтрастна, имеет насечки через 1 см
- Поставляется толщиной 14–20G, длиной 10–30 см
- Разные размеры маркируются разными цветами посадочных мест
- Рекомендуется использовать с коаксиальным интродюсером

7650

Биопсийные иглы для Pro-Mag™ Ultra
(10 шт. в упаковке)

7650 20 100	20G (0,9 мм) x 10 см, доп. коаксиальная игла MCXS2010AZ
7650 20 160	20G (0,9 мм) x 16 см, доп. коаксиальная игла MCXS2016AZ
7650 20 200	20G (0,9 мм) x 20 см
7650 18 100	18G (1,2 мм) x 10 см, доп. коаксиальная игла MCXS1810AX
7650 18 160	18G (1,2 мм) x 16 см, доп. коаксиальная игла MCXS1816AX
7650 18 200	18G (1,2 мм) x 20 см, доп. коаксиальная игла MCXS1820AX
7650 18 250	18G (1,2 мм) x 25 см
7650 18 300	18G (1,2 мм) x 30 см
7650 16 100	16G (1,6 мм) x 10 см, доп. коаксиальная игла MCXS1610AX
7650 16 160	16G (1,6 мм) x 16 см, доп. коаксиальная игла MCXS1616AX
7650 16 200	16G (1,6 мм) x 20 см
7650 14 100	14G (2,0 мм) x 10 см, доп. коаксиальная игла MCXS1410AX
7650 14 120	14G (2,0 мм) x 12 см
7650 14 160	14G (2,0 мм) x 16 см, доп. коаксиальная игла MCXS1416AX
7650 14 200	14G (2,0 мм) x 20 см

Дополнительная коаксиальная проводниковая игла
(10 шт. в упаковке)

MCXS2010AZ	19G (1,0 мм) x 4,9 см
MCXS2016AZ	19G (1,0 мм) x 10,9 см
MCXS1810AX	17G (1,4 мм) x 4,6 см
MCXS1816AX	17G (1,4 мм) x 10,6 см
MCXS1820AX	17G (1,4 мм) x 14,6 см
MCXS1610AX	15G (1,8 мм) x 4,6 см
MCXS1616AX	15G (1,8 мм) x 10,6 см
MCXS1410AX	13G (2,3 мм) x 4,6 см
MCXS1416AX	13G (2,3 мм) x 10,6 см

«ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО СРЕДНЕЙ АЗИИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН»

Филиал «Medical Marketing Group LLC», Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Луганского, 54В.

тел: + 7 |727| 313-12-19. e-mail: info@medicalmarketinggrp.com | www.medicalmarketinggrp.com