



ПОЛИПЭКТОМИЯ



Полипэктомия

ПЕТЛИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



Captivator™ II петли

новинка

Номер	Описание	Жесткость	Ширина петли (мм)	Внешний диаметр катетера (мм)	Рабочая длина	Мин. Раб. Канал(мм)	Кол-во
M00561221	10 мм закругленная	Жесткая	10	2.4	240	2.8	10
M00561222	10 мм закругленная	Жесткая	10	2.4	240	2.8	20
M00561223	10 мм закругленная	Жесткая	10	2.4	240	2.8	40
M00561231	15 мм закругленная	Жесткая	15	2.4	240	2.8	10
M00561232	15 мм закругленная	Жесткая	15	2.4	240	2.8	20
M00561233	15 мм закругленная	Жесткая	15	2.4	240	2.8	40
M00561241	20 мм закругленная	Жесткая	20	2.4	240	2.8	10
M00561242	20 мм закругленная	Жесткая	20	2.4	240	2.8	20
M00561243	20 мм закругленная	Жесткая	20	2.4	240	2.8	40
M00561191	25 мм закругленная	Жесткая	25	2.4	240	2.8	10
M00561192	25 мм закругленная	Жесткая	25	2.4	240	2.8	20
M00561193	25 мм закругленная	Жесткая	25	2.4	240	2.8	40
M00561291	33 мм закругленная	Жесткая	33	2.4	240	2.8	10