


ПОЛИПЭКТОМИЯ



Captivator Cold петли.



Номер	Описание	Жесткость	Ширина петли (мм)	Внешний диаметр катетера (мм)	Рабочая длина (см)	Мин. Раб. Канал(мм)	Кол-во
M00561101	10мм закругленная	Жесткая	10	2,4	240	2,8	10
M00561102	10мм закругленная	Жесткая	10	2,4	240	2,8	20
M00561103	10мм закругленная	жесткая	10	2,4	240	2,8	40