




ЭРХПГ



ЛИТОЭКСТРАКЦИЯ



Extractor™ Pro XL баллоны для литоэкстракции трехпросветные – дистальная инъекция



Номер	Описание	Диаметр баллона (мм)	Инъекция	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина системы (см)
M00547100	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	9.0-12.0	Выше баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547110	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	12.0-15.0	Выше баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547120	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	15.0-18.0	Выше баллона	7-6 / 2.33-2.00	200

По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: 0,035" (0,89 мм) высокопроизводительный проводник Jagware, Hydra Jagware 450 см



Extractor™ Pro XL баллоны для литоэкстракции трехпросветные – проксимальная инъекция




Номер	Описание	Диаметр баллона (мм)	Инъекция	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина системы (см)
M00547130	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	9.0-12.0	Ниже баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547140	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	12.0-15.0	Ниже баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547150	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	15.0-18.0	Ниже баллона	7-6 / 2.33-2.00	200


По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: 0,035" (0,89 мм) высокопроизводительный проводник Jagware, Hydra Jagware 450 см

По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: 0,035" (0,89 мм) высокопроизводительный проводник Jagware, Hydra Jagware 450 см

ЭРХПГ RХ




ЛИТОЭКСТРАКЦИЯ



Extractor™ Pro RX-S баллоны для литоэкстракции – дистальная инъекция. Жесткие ШАФТ.

Номер	Описание	Диаметр баллона (мм)	Инъекция	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина системы (см)
M00547300	Extractor Pro RX- S баллон для литоэкстракции	9.0-12.0	Выше баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547310	Extractor Pro RX-S баллон для литоэкстракции	12.0-15.0	Выше баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547320	Extractor Pro RX-S баллон для литоэкстракции	15.0-18.0	Выше баллона	7-6 / 2.33-2.00	200

По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: 0,035" (0,89 мм) высокопроизводительный проводник Jagware, Hydra Jagware 260см.




Extractor Pro RX-S баллоны для литоэкстракции – проксимальная инъекция. Жесткие ШАФТ.

Номер	Описание	Диаметр баллона (мм)	Инъекция	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина системы (см)
M00547330	Extractor Pro RX-S баллон для литоэкстракции	9.0-12.0	Ниже баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547340	Extractor Pro RX-S баллон для литоэкстракции	12.0-15.0	Ниже баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547350	Extractor Pro RX-S баллон для литоэкстракции	15.0-18.0	Ниже баллона	7-6 / 2.33-2.00	200

По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: 0,035" (0,89 мм) высокопроизводительный проводник Jagware, Hydra Jagware 260см.

ЛИТОЭКСТРАКЦИЯ RX



Extractor™ Pro RX баллоны для литоэкстракции
трехпросветные – дистальная инъекция



Номер	Описание	Диаметр баллона (мм)	Инъекция	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина системы (см)
M00547000	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	9.0-12.0	Выше баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547010	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	12.0-15.0	Выше баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547020	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	15.0-18.0	Выше баллона	7-6 / 2.33-2.00	200

По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: 0,035" (0,89 мм) высокопроизводительный проводник Jagware, Hydra Jagware™



Extractor™ Pro RX баллоны для литоэкстракции
трехпросветные – проксимальная инъекция



Номер для заказа	Описание	Диаметр баллона (мм)	Инъекция	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина системы (см)
M00547030	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	9.0-12.0	Ниже баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547040	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	12.0-15.0	Ниже баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547050	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	15.0-18.0	Ниже баллона	7-6 / 2.33-2.00	200

По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: 0,035" (0,89 мм) высокопроизводительный проводник Jagware, Hydra Jagware™