


# Стенты Contour™ и Contour VL™

## Мягкий стент, соответствующий требованиям.

Что отличает мочеточниковые стенты Contour и Contour VL? Эти стенты изготовлены из мягкого материала Percuflex™, который еще больше размягчается при температуре тела,<sup>1,14</sup> разработан, чтобы соответствовать форме мочеточника. Этот уникальный материал может способствовать толерантности пациента,<sup>15</sup> а его переменная длина спирали не оставляет места для вопросов - один стент может соответствовать разной длине мочеточника.<sup>6,19</sup>



| Несколько размеров                                                              | Время пребывания         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Стенты фиксированной длины доступны в размерах 6F - 8F с длиной от 20 до 30 см. | До 365 дней <sup>2</sup> |
| Стенты переменной длины доступны в размерах 4,8F - 7F и длиной от 22 до 30 см.  |                          |