

2024



Оглавление

Биопсия

Щипцы для биопсии	Radial Jaw™ 4 щипцы для биопсии стандартного объема	6
	Radial Jaw™ 4 щипцы для биопсии большого объема	6
	Radial Jaw™ 4 щипцы для биопсии сверхбольшого объема	7
	Radial Jaw™ 4 щипцы для горячей биопсии	8

Полипэктомия

EMR устройства для эндоскопической резекции слизистой оболочки верхних отделов (ЖКТ)	Captivator™ EMR	10
Петли	Вращающиеся петли	10
	Captivator™ II петли	11
	Captivator™ Cold петли	12

Гемостаз

Устройства для клипирования	Клипсы Resolution™	14
	Клипсы Resolution™ 360	14
Устройства для лигирования	Speedband Superview Super 7™ устройства для лигирования	15
Иглы	Interject™ иглы для склеротерапии	16
	Interject™ прозрачные иглы для склеротерапии	16

Оглавление

Проводники

Высокопроизводительные	Jagwire™ Revolution высокопроизводительные проводники	18
	Jagwire™ высокопроизводительные проводники	18
	Hydra Jagwire™ высокопроизводительные проводники	19

ЭРХПГ

Сфинктеротомы	Ultratome™ XL сфинктеротомы трехпросветные	22
	Microknife™ XL сфинктеротом трехпросветный	22
Литоэкстракция	Extractor™ Pro XL баллоны для литоэкстракции трехпросветные — дистальная инъекция	23
	Extractor™ Pro XL баллоны для литоэкстракции трехпросветные — проксимальная инъекция	23

ЭРХПГ RX

Литоэкстракция	Extractor™ Pro RX баллоны для литоэкстракции трехпросветные — дистальная инъекция	26
	Extractor™ Pro RX баллоны для литоэкстракции трехпросветные — проксимальная инъекция	26
	Trapezoid™ RX корзины для литоэкстракции (доставка по проводнику)	28
	RX Needleknife игольчатый трехпросветный сфинктеротом	28

Оглавление

Стенты

Пищеводные стенты	WallFlex™ RMV полностью покрытые пищеводные стенты с покрытием Permalume™ (включая стентирование доброкачественных стриктур)	30
	WallFlex™ частично покрытые пищеводные стенты с покрытием Permalume™	30
	Ultraflex™ NG покрытые пищеводные стенты – проксимальное раскрытие	32
	Ultraflex™ NG покрытые пищеводные стенты – дистальное раскрытие	32
	Ultraflex™ NG непокрытые пищеводные стенты – проксимальное раскрытие	32
	Ultraflex™ NG непокрытые пищеводные стенты – дистальное раскрытие	32
RX билиарные металлические стенты	WallFlex™ RX билиарные полностью покрытые стенты с покрытием Permalume™ (включая показания к стентированию доброкачественных стриктур)	34
	WallFlex™ RX билиарные частично покрытые стенты с покрытием Permalume™	34
	WallFlex™ RX билиарные непокрытые	35
	WallFlex RMV RX с полным покрытием(извлекаемый).	35
	WallFlex™ толстокишечные стенты	37
	WallFlex™ дуоденальные стенты	38
RX билиарные пластиковые стенты	Advanix™ стенты	39
	Advanix™ предзагруженные стенты с системой доставки NaviFlex™ RX.	42
	NaviFlex™ RX системы доставки	43
Панкреатические пластиковые стенты	Advanix™ наборы для стентирования панкреатического протока (Стент + RX толкатель) – завиток	44
	Advanix™ наборы для стентирования панкреатического протока (Стент + RX толкатель) – прямой	
	Advanix™ панкреатические стенты – завиток	46
	Advanix™ панкреатические стенты – прямые	47
	NaviFlex™ RX панкреатическая доставочная система и NaviFlex толкатели	51

Оглавление

SpyGlass™ Система прямой визуализации для холангиоскопии

SpyGlass™ DS	SpyGlass™ DS оборудование	54
	SpyGlass™ DS принадлежности	54

Эндоскопическая ультрасонография (ЭУС)

Тонкоигольная пункция (ТИП)	Еррест™ иглы со стандартной рукояткой	56
	Еррест™ иглы с тонкой рукояткой	56

Дилатация

CRE™ баллоны для дилатации с контролируемым радиальным расширением	CRE™ PRO пищеводные/пилорические/билиарные баллоны для дилатации с отверстием для проводника (включая показания к DASE)	58
	CRE™ PRO пищеводные/пилорические/толстокишечные/билиарные баллоны для дилатации с отверстием для проводника (включая показания к DASE)	58
	CRE™ PRO баллоны с фиксированным проводником	
Система для нагнетания давления	Alliance™ II система для нагнетания давления	59


Пульмонология

Эндоскопическая бронхиальная ультрасонография	Еррест™ ультрасонографическая трансбронхиальная аспирационная игла	62
Стентирование дыхательных путей	Ultraflex™ Трахеобронхиальный стент, покрытый	63
	Ultraflex™ Трахеобронхиальный стент, непокрытый	64
Иглы аспирационные трахеобронхиальные	eXcelon™ иглы аспирационные трансбронхиальные со шприцем	65
Система для нагнетания давления	Alliance™ II система для нагнетания давления	65

БИОПСИЯ



щипцы для биопсии



Radial Jaw™ 4 щипцы для биопсии стандартного объема

Номер	Описание	Внешний диаметр бранш (мм)	Рабочая длина (см)	Минимальный рабочий канал (мм)	Цветовой код	Кол-во
M00513383	Radial Jaw 4 стандартного объема	2.2	160	2.8	желтый	5
M00513381	Radial Jaw 4 стандартного объема	2.2	160	2.8	желтый	20
M00513382	Radial Jaw 4 стандартного объема	2.2	160	2.8	желтый	40
M00513393	Radial Jaw 4 стандартного объема с иглой	2.2	160	2.8	желтый	5
M00513391	Radial Jaw 4 стандартного объема с иглой	2.2	160	2.8	желтый	20
M00513392	Radial Jaw 4 стандартного объема с иглой	2.2	160	2.8	желтый	40
M00513403	Radial Jaw 4 стандартного объема	2.2	240	2.8	оранжевый	5
M00513401	Radial Jaw 4 стандартного объема	2.2	240	2.8	оранжевый	20
M00513402	Radial Jaw 4 стандартного объема	2.2	240	2.8	оранжевый	40
M00513413	Radial Jaw 4 стандартного объема с иглой	2.2	240	2.8	оранжевый	5
M00513411	Radial Jaw 4 стандартного объема с иглой	2.2	240	2.8	оранжевый	20
M00513412	Radial Jaw 4 стандартного объема с иглой	2.2	240	2.8	оранжевый	40

Radial Jaw™ 4 щипцы для биопсии большого объема

Номер	Описание	Внешний диаметр бранш (мм)	Рабочая длина (см)	Минимальный рабочий канал (мм)	Цветовой код	Кол-во
M00513303	Radial Jaw 4 большого объема	2.4	160	2.8	желтый	5
M00513301	Radial Jaw 4 большого объема	2.4	160	2.8	желтый	20
M00513302	Radial Jaw 4 большого объема	2.4	160	2.8	желтый	40
M00513313	Radial Jaw 4 большого объема с иглой	2.4	160	2.8	желтый	5
M00513311	Radial Jaw 4 большого объема с иглой	2.4	160	2.8	желтый	20
M00513312	Radial Jaw 4 большого объема с иглой	2.4	160	2.8	желтый	40
M00513323	Radial Jaw 4 большого объема	2.4	240	2.8	оранжевый	5
M00513321	Radial Jaw 4 большого объема	2.4	240	2.8	оранжевый	20
M00513322	Radial Jaw 4 большого объема	2.4	240	2.8	оранжевый	40
M00513333	Radial Jaw 4 большого объема с иглой	2.4	240	2.8	оранжевый	5
M00513331	Radial Jaw 4 большого объема с иглой	2.4	240	2.8	оранжевый	20
M00513332	Radial Jaw 4 большого объема с иглой	2.4	240	2.8	оранжевый	40

Биопсия

ЩИПЦЫ ДЛЯ БИОПСИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)




Radial Jaw™ 4 щипцы для биопсии сверхбольшого объема

Номер	Описание	Внешний диаметр бранш (мм)	Рабочая длина (см)	Минимальный рабочий канал (мм)	Цветовой код	Кол-во
M00513343	Radial Jaw 4 сверхбольшого объема	2.8	160	3.2	желтый	5
M00513353	Radial Jaw 4 сверхбольшого объема с иглой	2.8	160	3.2	желтый	5
M00513363	Radial Jaw 4 сверхбольшого объема	2.8	240	3.2	оранжевый	5
M00513361	Radial Jaw 4 сверхбольшого объема	2.8	240	3.2	оранжевый	20
M00513362	Radial Jaw 4 сверхбольшого объема	2.8	240	3.2	оранжевый	40
M00513373	Radial Jaw 4 сверхбольшого объема с иглой	2.8	240	3.2	оранжевый	5
M00513371	Radial Jaw 4 сверхбольшого объема с иглой	2.8	240	3.2	оранжевый	20
M00513372	Radial Jaw 4 сверхбольшого объема с иглой	2.8	240	3.2	оранжевый	40

Биопсия

щипцы для горячей биопсии




Radial Jaw™ 4 щипцы для горячей биопсии



Номер	Описание	Внешний диаметр бранш (мм)	Рабочая длина (см)	Минимальный рабочий канал (мм)	Кол-во
M00515031	Radial Jaw 4 щипцы для горячей биопсии	2.2	240	2.8	5
M00515032	Radial Jaw 4 щипцы для горячей биопсии	2.2	240	2.8	20
M00515033	Radial Jaw 4 щипцы для горячей биопсии	2.2	240	2.8	40

ПОЛИПЭКТОМИЯ



Полипэктомия

EMR УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ РЕЗЕКЦИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ (ЖКТ)




Captivator™ EMR




Номер для заказа	Описание	Кол-во в упаковке
M00561600	Captivator™ EMR для стандартных гастроскопов	1
M00561610	Captivator™ для крупных гастроскопов	1
M00561601	Captivator™ EMR для стандартных гастроскопов	5
M00561611	Captivator™ для крупных гастроскопов	5

ПЕТЛИ



Rotatable Snar вращающиеся петли *


Сечение в форме
звездочки



Номер для заказа	Описание	Жесткость	Ширина петли (мм)	Внешний диаметр катетера (мм)	Рабочая длина (см)	Минимальный рабочий канал (мм)	Кол-во в упаковке
M00561821	Малая овальная	Средней жесткости	13	2.4	240	2.8	10
M00561831	Средняя овальная	Средней жесткости	20	2.4	240	2.8	10

* С технологией звездный катетер

ПЕТЛИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



Captivator™ II петли
новинка

Номер	Описание	Жесткость	Ширина петли (мм)	Внешний диаметр катетера (мм)	Рабочая длина	Мин. Раб. Канал(мм)	Кол-во
M00561221	10 мм закругленная	Жесткая	10	2.4	240	2.8	10
M00561222	10 мм закругленная	Жесткая	10	2.4	240	2.8	20
M00561223	10 мм закругленная	Жесткая	10	2.4	240	2.8	40
M00561231	15 мм закругленная	Жесткая	15	2.4	240	2.8	10
M00561232	15 мм закругленная	Жесткая	15	2.4	240	2.8	20
M00561233	15 мм закругленная	Жесткая	15	2.4	240	2.8	40
M00561241	20 мм закругленная	Жесткая	20	2.4	240	2.8	10
M00561242	20 мм закругленная	Жесткая	20	2.4	240	2.8	20
M00561243	20 мм закругленная	Жесткая	20	2.4	240	2.8	40
M00561191	25 мм закругленная	Жесткая	25	2.4	240	2.8	10
M00561192	25 мм закругленная	Жесткая	25	2.4	240	2.8	20
M00561193	25 мм закругленная	Жесткая	25	2.4	240	2.8	40
M00561291	33 мм закругленная	Жесткая	33	2.4	240	2.8	10

Captivator Cold петли.



Номер	Описание	Жесткость	Ширина петли (мм)	Внешний диаметр катетера (мм)	Рабочая длина (см)	Мин. Раб. Канал(мм)	Кол-во
M00561101	10мм закругленная	Жесткая	10	2,4	240	2,8	10
M00561102	10мм закругленная	Жесткая	10	2,4	240	2,8	20
M00561103	10мм закругленная	жесткая	10	2,4	240	2,8	40

ГЕМОСТАЗ



УСТРОЙСТВА ДЛЯ КЛИПИРОВАНИЯ



Клипсы Resolution™



Номер	Описание	Рабочая длина (см)	Минимальный рабочий канал (мм)	Ширина открытия клипсы (мм)	Кол-во
M00522600	Клипсы Resolution	155	2.8	11	1
M00522601	Клипсы Resolution	155	2.8	11	10
M00522602	Клипсы Resolution	155	2.8	11	20
M00522610	Клипсы Resolution	235	2.8	11	1
M00522611	Клипсы Resolution	235	2.8	11	10
M00522612	Клипсы Resolution	235	2.8	11	20



Клипсы Resolution™ 360



Номер	Описание	Рабочая длина (см)	Минимальный рабочий канал (мм)	Ширина открытия клипсы (мм)	Кол-во
M00521240	Клипсы Resolution 360™	155	2.8	11	1
M00521241	Клипсы Resolution 360™	155	2.8	11	10
M00521242	Клипсы Resolution 360™	155	2.8	11	20
M00521230	Клипсы Resolution 360™	235	2.8	11	1
M00521231	Клипсы Resolution 360™	235	2.8	11	10
M00521232	Клипсы Resolution 360™	235	2.8	11	20

MP-совместимы (показано в доклинических исследованиях)

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЛИГИРОВАНИЯ




Speedband Superview Super 7™ устройства для лигирования



Номер	Описание	Минимальный рабочий канал (мм)	Внешний диаметр эндоскопа (мм)	Количество лигатур	Кол-во
M00542250	Super 7 лигатор	2.8	8.6-11.5	7	1
M00542251	Super 7 лигатор	2.8	8.6-11.5	7	2
M00542253	Super 7 лигатор	2.8	8.6-11.5	7	4

В каждой упаковке содержится катетер для ирригации


ИГЛЫ



Interject™ иглы контрастные для склеротерапии.

Номер	Описание	Дизайн губуса	Диаметр катетера (мм)	Диаметр иглы (G)/внешний (мм) /внутренний (мм)	Макс. длина выдвижения иглы (мм)	Рабочая длина (см)	Кол-во в
M00518151	Interject игла для склеротерапии	контрастный	1.8	23 /0.64/0.32	4	200	5
M00518161	Interject игла для склеротерапии	контрастный	1.8	25 /0.51/0.24	4	200	5
M00518251	Interject игла для склеротерапии	контрастный	1.8	23 /0.64/0.32	6	200	5
M00518261	Interject игла для склеротерапии	контрастный	1.8	25 /0.51/0.24	6	200	5
M00518351	Interject игла для склеротерапии	контрастный	2.3	23 /0.64/0.32	4	240	5
M00518361	Interject игла для склеротерапии	контрастный	2.3	25 /0.51/0.24	4	240	5

* С технологией звездный катетер




Interject™ прозрачные иглы для склеротерапии*

Номер	Описание	Дизайн губуса	Диаметр катетера (мм)	Диаметр иглы (G)/внешний (мм) /внутренний (мм)	Макс. длина выдвижения иглы (мм)	Рабочая длина (см)	Кол-во в
M00518111	Interject игла для склеротерапии	Прозрачный	1.8	25 /0.51/ 0.24	4	200	5
M00518101	Interject игла для склеротерапии	Прозрачный	2,3	23 /0.64/ 0.32	4	200	5
M00518301	Interject игла для склеротерапии	Прозрачный	2.3	23 /0.64/ 0.32	4	240	5
M00518311	Interject игла для склеротерапии	Прозрачный	2.3	25/0.51 / 0.24	4	240	5


* С технологией звездный катетер

ПРОВОДНИКИ



Проводники

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ



НОВИНКА Jagwire™ Revolution высокопроизводительные проводники




Номер	Описание	Внешний диаметр (in) / (мм)	Длина (см)	Форма кончика	Кол-во
M00557001	Высокопроизводительный эндоскопический проводник Jagwire Revolution	.025 / 0.64	260	прямой	2
M00557011	Высокопроизводительный эндоскопический проводник Jagwire Revolution	.025 / 0.64	260	изогнутый	2
M00557021	Высокопроизводительный эндоскопический проводник Jagwire Revolution	.025 / 0.64	450	прямой	2
M00557031	Высокопроизводительный эндоскопический проводник Jagwire Revolution	.025 / 0.64	450	изогнутый	2
M00557041	Высокопроизводительный эндоскопический проводник Jagwire Revolution	.025 / 0.64	500	прямой	2

Jagwire™ высокопроизводительные проводники



Номер	Описание	Внешний диаметр (in) / (мм)	Длина (см)	Форма кончика	Кол-во
M00556481	Jagwire жесткий	.025 / 0.64	260	прямой	2
M00556491	Jagwire жесткий	.025 / 0.64	260	изогнутый	2
M00556461	Jagwire стандартный	.025 / 0.64	260	прямой	2
M00557641	Jagwire стандартный	.035-.027 / 0.89-0.69	260	прямой	2
M00557651	Jagwire стандартный	.035-.027 / 0.89-0.69	260	изогнутый	2
M00557661	Jagwire жесткий	.035-.027 / 0.89-0.69	260	прямой	2
M00557671	Jagwire жесткий	.035-.027 / 0.89-0.69	260	изогнутый	2
M00556561	Jagwire стандартный	.025 / 0.64	450	прямой	2
M00556511	Jagwire стандартный	.025 / 0.64	450	изогнутый	2
M00556521	Jagwire жесткий	.025 / 0.64	450	прямой	2
M00556531	Jagwire жесткий	.025 / 0.64	450	изогнутый	2
M00556581	Jagwire стандартный	.035-.027 / 0.89-0.69	450	прямой	2
M00556591	Jagwire стандартный	.035-.027 / 0.89-0.69	450	изогнутый	2
M00556601	Jagwire жесткий	.035-.027 / 0.89-0.69	450	прямой	2
M00556611	Jagwire жесткий	.035-.027 / 0.89-0.69	450	изогнутый	2
M00556621	Jagwire жесткий	.038 / 0.97	260	прямой	2

Проводник Hydra Jagwire™ может оставаться на месте во время сфинктеротомии. Для подробностей ознакомьтесь с инструкцией.



Hydra Jagwire™ высокопроизводительные проводники



Номер	Описание	Внешний диаметр (in) / (мм)	Длина (см)	Форма кончика	Кол-во
M00556001	Hydra Jagwire стандартный	.035 / 0.89	260	прямой	2
M00556011	Hydra Jagwire стандартный	.035 / 0.89	260	изогнутый	2
M00556021	Hydra Jagwire жесткий	.035 / 0.89	260	прямой	2
M00556031	Hydra Jagwire жесткий	.035 / 0.89	260	изогнутый	2
M00556041	Hydra Jagwire стандартный	.035 / 0.89	450	прямой	2
M00556051	Hydra Jagwire стандартный	.035 / 0.89	450	изогнутый	2
M00556061	Hydra Jagwire жесткий	.035 / 0.89	450	прямой	2
M00556071	Hydra Jagwire жесткий	.035 / 0.89	450	изогнутый	2

Проводник Hydra Jagwire™ может оставаться на месте во время сфинктеротомии. Для подробностей ознакомьтесь с инструкцией.

Jagwire высокопроизводительные проводники – удлиняемый Jagwire.





Номер	Описание	Внешний диаметр (in) / (мм)	Длина (см)	Форма кончика	Кол-во
M00556841	Jagwire удлиняемый	.035 / 0.89	260	прямой	2
M00556851	Jagwire удлиняемый	.035 / 0.89	260	изогнутый	2
M00556861	Jagwire удлиняемый	.035 / 0.89	260	прямой	2
M00556871	Jagwire удлиняемый	.035 / 0.89	260	изогнутый	2

Удлинитель проводника Jag tail




Номер	Описание	Внешний диаметр (in) / (мм)	Длина (см)	Форма кончика	Кол-во
M00556902	Удлинитель проводника	.035 / 0.89	200	прямой	5

ЭРХПГ



СФИНКТЕРОТОМЫ




Ultratome™ XL сфинктеротомы трехпросветные



Номер	Описание	Режущая струна (мм)	Диаметр кончика (F) / (мм)	Длина кончика (мм)	Длина катетера (см)
M00535900	Ultratome XL короткий кончик	20	5.5 / 1.83	5	200
M00535910	Ultratome XL длинный кончик	20	5.5 / 1.83	20	200
M00535920	Ultratome XL короткий кончик	30	5.5 / 1.83	5	200
M00535930	Ultratome XL длинный кончик	30	5.5 / 1.83	20	200

По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: .035in (0.89 мм) высокопроизводительный проводник Jagware, Hydra Jagware 450 см




Microknife™ XL сфинктеротом трехпросветный игольчатый



Номер для заказа	Описание	Диаметр тубуса (F) / (мм)	Длина катетера (см)
M00532810	Microknife XL сфинктеротом трехпросветный игольчатый	7-5 / 2.33-1.83	200

По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: .035in (0.89 мм) высокопроизводительный проводник Jagware, Hydra Jagware 450 см

ЛИТОЭКСТРАКЦИЯ



Extractor™ Pro XL баллоны для литоэкстракции трехпросветные – дистальная инъекция



Номер	Описание	Диаметр баллона (мм)	Инъекция	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина системы (см)
M00547100	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	9.0-12.0	Выше баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547110	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	12.0-15.0	Выше баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547120	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	15.0-18.0	Выше баллона	7-6 / 2.33-2.00	200

По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: 0,035" (0,89 мм) высокопроизводительный проводник Jagware, Hydra Jagware 450 см



Extractor™ Pro XL баллоны для литоэкстракции трехпросветные – проксимальная инъекция




Номер	Описание	Диаметр баллона (мм)	Инъекция	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина системы (см)
M00547130	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	9.0-12.0	Ниже баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547140	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	12.0-15.0	Ниже баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547150	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	15.0-18.0	Ниже баллона	7-6 / 2.33-2.00	200


По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: 0,035" (0,89 мм) высокопроизводительный проводник Jagware, Hydra Jagware 450 см

По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: 0,035" (0,89 мм) высокопроизводительный проводник Jagware, Hydra Jagware 450 см

ЭРХПГ RХ




ЛИТОЭКСТРАКЦИЯ



Extractor™ Pro RX-S баллоны для литоэкстракции – дистальная инъекция. Жесткие ШАФТ.

Номер	Описание	Диаметр баллона (мм)	Инъекция	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина системы (см)
M00547300	Extractor Pro RX- S баллон для литоэкстракции	9.0-12.0	Выше баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547310	Extractor Pro RX-S баллон для литоэкстракции	12.0-15.0	Выше баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547320	Extractor Pro RX-S баллон для литоэкстракции	15.0-18.0	Выше баллона	7-6 / 2.33-2.00	200

По 1 штuke в коробке
Рекомендованный проводник: 0,035" (0,89 мм) высокопроизводительный проводник Jagware, Hydra Jagware 260см.




Extractor Pro RX-S баллоны для литоэкстракции – проксимальная инъекция. Жесткие ШАФТ.

Номер	Описание	Диаметр баллона (мм)	Инъекция	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина системы (см)
M00547330	Extractor Pro RX-S баллон для литоэкстракции	9.0-12.0	Ниже баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547340	Extractor Pro RX-S баллон для литоэкстракции	12.0-15.0	Ниже баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547350	Extractor Pro RX-S баллон для литоэкстракции	15.0-18.0	Ниже баллона	7-6 / 2.33-2.00	200

По 1 штuke в коробке
Рекомендованный проводник: 0,035" (0,89 мм) высокопроизводительный проводник Jagware, Hydra Jagware 260см.

ЛИТОЭКСТРАКЦИЯ RX



Extractor™ Pro RX баллоны для литоэкстракции
трехпросветные – дистальная инъекция



Номер	Описание	Диаметр баллона (мм)	Инъекция	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина системы (см)
M00547000	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	9.0-12.0	Выше баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547010	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	12.0-15.0	Выше баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547020	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	15.0-18.0	Выше баллона	7-6 / 2.33-2.00	200

По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: 0,035" (0,89 мм) высокопроизводительный проводник Jagware, Hydra Jagware™




Extractor™ Pro RX баллоны для литоэкстракции
трехпросветные – проксимальная инъекция



Номер для заказа	Описание	Диаметр баллона (мм)	Инъекция	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина системы (см)
M00547030	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	9.0-12.0	Ниже баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547040	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	12.0-15.0	Ниже баллона	7-6 / 2.33-2.00	200
M00547050	Extractor Pro RX баллон для литоэкстракции трехпросветный	15.0-18.0	Ниже баллона	7-6 / 2.33-2.00	200

По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: 0,035" (0,89 мм) высокопроизводительный проводник Jagware, Hydra Jagware™



Trapezoid™ RX корзины для литоэкстракции (доставка по проводнику)

для заказа		Описание	Диаметр открыой корзины (см)	Минимальный рабочий канал (
M00510860	Trapezoid RX корзина для литоэкстракции	1	1.5	3.2
M00510870	Trapezoid RX корзина для литоэкстракции	1	2.0	3.2
M00510880	Trapezoid RX корзина для литоэкстракции	1	2.5	3.2
M00510890*	Trapezoid RX корзина для литоэкстракции	1	3.0	3.2
M00550620	Alliance II рукоятка**			

По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: 0,035" (0,89 мм) высокопроизводительный проводник Jagware, Hydra Jagware 260 см * Корзина Trapezoid 3x6 см разработана для разрушения камней диаметром более 1,5 см.
** Alliance II рекомендован для использования в качестве механического литотриптора. Alliance II является многоразовым инструментом

RX Needleknife игольчатый трехпросветный сфинктеротом



Номер	Описание	Режущая струна (мм)	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина кончика (мм)	Диаметр кончика (F) / (мм)
M00545840	Needleknife RX	4-6	7-5 / 2.33-1.83	7	5 / 1.67

По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: 0,035" (0,89 мм) высокопроизводительный проводник Jagware, Hydra Jagware 260 см

СТЕНТЫ



ПИЩЕВОДНЫЕ СТЕНТЫ



Стент пищеводный WallFlex с полным покрытием Permalume™, RMV(извлекаемый)



Номер	Описание	Внешний диаметр стента (мм)	Внешний диаметр проксимальных/дистальных расширений (мм)	Длина стента (см)	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина системы (см)
M00516210	WallFlex полностью покрытый пищеводный стент	18	25 / 23	10	18.5 / 6.17	120
M00516220	WallFlex полностью покрытый пищеводный стент	18	25 / 23	12	18.5 / 6.17	120
M00516230	WallFlex полностью покрытый пищеводный стент	18	25 / 23	15	18.5 / 6.17	120
M00516240	WallFlex полностью покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	10	18.5 / 6.17	120
M00516250	WallFlex полностью покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	12	18.5 / 6.17	120
M00516260	WallFlex полностью покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	15	18.5 / 6.17	120



Стент пищеводный WallFlex™ с частичным покрытием Permalume™



Номер	Описание	Внешний диаметр стента (мм)	Внешний диаметр проксимальных/дистальных расширений (мм)	Длина стента (см)	Длина покрытой части (см)	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина системы (см)
M00516900	WallFlex частично покрытый пищеводный стент	18	23 / 23	10	7	18.5 / 6.17	120
M00516910	WallFlex частично покрытый пищеводный стент	18	23 / 23	12	9	18.5 / 6.17	120
M00516920	WallFlex частично покрытый пищеводный стент	18	23 / 23	15	12	18.5 / 6.17	120
M00516930	WallFlex частично покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	10	7	18.5 / 6.17	120
M00516940	WallFlex частично покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	12	9	18.5 / 6.17	120
M00516950	WallFlex частично покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	15	12	18.5 / 6.17	120

По 1 штuke в коробке
Рекомендованный проводник: .0,038" (0,97мм), 260 см Jagwire™/



Стент пищеводный WallFlex ТМ с полным покрытием Permalume™

Номер	Описание	Внешний диаметр стента (мм)	Внешний диаметр проксимальных/дистальных расширений (мм)	Длина стента (см)	Длина покрытой части (см)	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина системы (см)
M00516700	WallFlex покрытый пищеводный стент	18	25 / 23	10	7	18.5 / 6.17	120
M00516710	WallFlex покрытый пищеводный стент	18	25 / 23	12	9	18.5 / 6.17	120
M00516720	WallFlex покрытый пищеводный стент	18	25 / 23	15	12	18.5 / 6.17	120
M00516730	WallFlex покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	10	7	18.5 / 6.17	120
M00516740	WallFlex покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	12	9	18.5 / 6.17	120
M00516750	WallFlex покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	15	12	18.5 / 6.17	120

По 1 штuke в коробке

Рекомендованный проводник: .0,038" (0,97мм) 260 см Jagwire™, M0055662011

Стент пищеводный WallFlex с полным покрытием, RMV(извлекаемый) с удлиненной петлей.


M00516270	WallFlex покрытый пищеводный стент	18	23 / 23	10	7	18.5 / 6.17	120
M00516280	WallFlex покрытый пищеводный стент	18	23 / 23	12	9	18.5 / 6.17	120
M00516290	WallFlex покрытый пищеводный стент	18	23 / 23	15	12	18.5 / 6.17	120
M00516300	WallFlex покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	10	7	18.5 / 6.17	120
M00516310	WallFlex покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	12	9	18.5 / 6.17	120
M00516320	WallFlex покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	15	12	18.5 / 6.17	120

По 1 штuke в коробке

Рекомендованный проводник: .0,038" (0,97мм) 260 см Jagwire™, M0055662011

Стенты

ПИЩЕВОДНЫЕ СТЕНТЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



Ultraflex™ NG покрытые пищеводные стенты

Проксимальное раскрытие




Номер	Описание	Внешний диаметр стента (мм)	Диаметр проксимального расширения (мм)	Длина стента (см)	Длина покрытой части (см)
M00513840	Ultraflex NG пищеводный	18	23	10	7
M00513850	Ultraflex NG пищеводный	18	23	12	9
M00513860	Ultraflex NG пищеводный	18	23	15	12
M00514240	Ultraflex NG пищеводный	23	28	10	7
M00514250	Ultraflex NG пищеводный	23	28	12	9

Дистальное раскрытие

Номер	Описание	Внешний диаметр стента (мм)	Диаметр проксимального расширения (мм)	Длина стента (см)	Длина покрытой части (см)
M00513730	Ultraflex NG пищеводный	18	23	10	7
M00513740	Ultraflex NG пищеводный	18	23	12	9
M00513750	Ultraflex NG пищеводный	18	23	15	12
M00514200	Ultraflex NG пищеводный	23	28	10	7
M00514210	Ultraflex NG пищеводный	23	28	12	9

По 1 штучке в коробке

Рекомендованный проводник: .0,038" (0,97мм) 260 см Jagwire™, M0055662011



Ultraflex™ NG непокрытые пищеводные стенты

Проксимальное раскрытие



Номер	Описание	Внешний диаметр стента (мм)	Диаметр проксимального расширения (мм)	Длина стента (см)
M00513800	Ultraflex NG пищеводный стент	18	23	7
M00513810	Ultraflex NG пищеводный стент	18	23	10
M00513820	Ultraflex NG пищеводный стент	18	23	12
M00513830	Ultraflex NG пищеводный стент	18	23	15
M00514220	Ultraflex NG пищеводный стент	23	28	7
M00514230	Ultraflex NG пищеводный стент	23	28	12

Дистальное раскрытие

Номер	Описание	Внешний диаметр стента (мм)	Диаметр проксимального расширения (мм)	Длина стента (см)
M00513700	Ultraflex NG пищеводный стент	18	23	7
M00513710	Ultraflex NG пищеводный стент	18	23	10
M00513720	Ultraflex NG пищеводный стент	18	28	15

По 1 штучке в коробке

Рекомендованный проводник: .0,038" (0,97мм) 260 см Jagwire™, Hydra Jagwaire

Стенты

Ultraflex Large NG непокрытые пищеводные стенты.



Номер	Описание	Внешний диаметр стента (мм)	Диаметр проксимального расширения (мм)	Длина стента (мм)
M00514220	Ultraflex LargeNG пищеводный	23	28	70
M00514230	Ultraflex Large NG пищеводный	23	28	120

Стенты

RX БИЛИАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕНТЫ



WallFlex™ RX билиарные полностью покрытые стенты с покрытием Permalume.
(включая показания к стентированию доброкачественных стриктур)



Номер	Описание	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр катетера (F) / (мм)	Диаметр проводника (in) / (мм)
M00570500	WallFlex RX билиарный с Permalume	8	60	8.5 / 2.83	.035 / 0.89
M00570510	WallFlex RX билиарный с Permalume	8	80	8.5 / 2.83	.035 / 0.89
M00576700	WallFlex RX билиарный с Permalume	8	100	9.0 / 3.00	.035 / 0.89
M00576710	WallFlex RX билиарный с Permalume	8	120	9.0 / 3.00	.035 / 0.89
M00570520	WallFlex RX билиарный с Permalume	10	40	8.5 / 2.83	.035 / 0.89
M00570530	WallFlex RX билиарный с Permalume	10	60	8.5 / 2.83	.035 / 0.89
M00570540	WallFlex RX билиарный с Permalume	10	80	8.5 / 2.83	.035 / 0.89
M00576720	WallFlex RX билиарный с Permalume	10	100	9.0 / 3.00	.035 / 0.89
M00576730	WallFlex RX билиарный с Permalume	10	120	9.0 / 3.00	.035 / 0.89

По 1 штуке в коробке.
Рекомендованный высокопроизводительный жесткий проводник 0,035" (0,89мм) Jagwire. Hydra Jagwire 260 см




WallFlex™ RX билиарные частично покрытые стенты с покрытием Permalume

Номер	Описание	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Длина покрытой части (мм)	Диаметр катетера (F) / (мм)	Диаметр проводника (in) / (мм)
M00570700.	WallFlex RX билиарный с Permalume	8	60	48	8.5 / 2.83	.035 / 0.89
M00570710.	WallFlex RX билиарный с Permalume	8	80	68	8.5 / 2.83	.035 / 0.89
M00576740.	WallFlex RX билиарный с Permalume	8	100	88	9.0 / 3.00	.035 / 0.89
M00576750.	WallFlex RX билиарный с Permalume	8	120	108	9.0 / 3.00	.035 / 0.89
M00570720.	WallFlex RX билиарный с Permalume	10	40	28	8.5 / 2.83	.035 / 0.89
M00570730.	WallFlex RX билиарный с Permalume	10	60	48	8.5 / 2.83	.035 / 0.89
M00570740.	WallFlex RX билиарный с Permalume	10	80	68	8.5 / 2.83	.035 / 0.89
M00576760.	WallFlex RX билиарный с Permalume	10	100	88	9.0 / 3.00	.035 / 0.89
M00576770.	WallFlex RX билиарный с Permalume	10	120	108	9.0 / 3.00	.035 / 0.89

По 1 штуке в коробке.
Рекомендованный проводник: .035" (0,89мм) высокопроизводительный жесткий проводник JagWire. Hydra Jagwire 260 см

Стенты

RX БИЛИАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕНТЫ



WallFlex™ RX билиарные непокрытые стенты

Номер	Описание	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр катетера (F) / (мм)	Диаметр проводника (in) / (мм)
M00570600.	WallFlex RX билиарный	8	40	8 / 2.67	.035 / 0.89
M00570610.	WallFlex RX билиарный	8	60	8 / 2.67	.035 / 0.89
M00570620.	WallFlex RX билиарный	8	80	8 / 2.67	.035 / 0.89
M00570630.	WallFlex RX билиарный	8	100	8 / 2.67	.035 / 0.89
M00576780.	WallFlex RX билиарный	8	120	8 / 2.67	.035 / 0.89
M00570890	WallFlex RX билиарный	10	40	8 / 2.67	.035 / 0.89
M00570640.	WallFlex RX билиарный	10	60	8 / 2.67	.035 / 0.89
M00570650.	WallFlex RX билиарный	10	80	8 / 2.67	.035 / 0.89
M00570660.	WallFlex RX билиарный	10	100	8 / 2.67	.035 / 0.89
M00576790.	WallFlex RX билиарный	10	120	8 / 2.67	.035 / 0.89

По 1 шт в коробке
Рекомендуемый проводник: .035" (0,89мм) высокопроизводительный жесткий проводник Jagwire. Hydra Jagwire 260 см



WallFlex™ RMV RX билиарные полностью покрытые стенты с покрытием Permalume. (включая показания к стентированию доброкачественных стриктур)

Номер	Описание	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Диаметр катетера (F) / (мм)	Диаметр проводника (in) / (мм)
M00574210	WallFlex RX билиарный с Permalume	6	40	8.5 / 2.83	.035 / 0.89
M00574230	WallFlex RX билиарный с Permalume	6	60	8.5 / 2.83	.035 / 0.89
M00574240	WallFlex RX билиарный с Permalume	6	80	8.5 / 2.83	.035 / 0.89
M00570450	WallFlex RX билиарный с Permalume	8	60	8.5 / 2.83	.035 / 0.89
M00570460	WallFlex RX билиарный с Permalume	8	80	8.5 / 2.83	.035 / 0.89
M00576800	WallFlex RX билиарный с Permalume	8	100	9.0 / 3.00	.035 / 0.89
M00576810	WallFlex RX билиарный с Permalume	8	120	9.0 / 3.00	.035 / 0.89
M00570470	WallFlex RX билиарный с Permalume	10	40	8.5 / 2.83	.035 / 0.89
M00570480	WallFlex RX билиарный с Permalume	10	60	8.5 / 2.83	.035 / 0.89
M00570490	WallFlex RX билиарный с Permalume	10	80	8.5 / 2.83	.035 / 0.89
M00576820	WallFlex RX билиарный с Permalume	10	100	9.0 / 3.00	.035 / 0.89
M00576830	WallFlex RX билиарный с Permalume	10	120	9.0 / 3.00	.035 / 0.89

По 1 шт в коробке.
Рекомендуемый высокопроизводительный проводник Jagwire. Hydra Jagwire 0,035"(0,89мм), 260см.

Стенты


Ultraflex™ трахеобронхиальные с полным покрытием. Дистальное раскрытие.



Номер	Описание	Внешний диаметр стента (мм)	Длина стента (мм)	Длина покрытия (мм)	Диаметр проводника (in)/(мм)
M00564740	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	8	40	25	.035/0.89
M00564750	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	10	30	15	.035/0.89
M00564760	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	10	40	25	.035/0.89
M00564770	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	12	30	15	.035/0.89
M00564780	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	12	40	25	.035/0.89
M00564790	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	14	30	15	.035/0.89
M00564800	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	14	40	25	.035/0.89
M00564810	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	14	60	45	.035/0.89
M00564820	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	14	80	65	.035/0.89
M00564830	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	16	40	25	.035/0.89
M00564840	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	16	60	45	.035/0.89
M00564850	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	16	80	65	.035/0.89
M00564860	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	18	40	25	.035/0.89
M00564870	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	18	60	45	.035/0.89
M00564880	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	14	80	65	.035/0.89
M00564890	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	16	40	25	.035/0.89
M00564900	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	16	60	45	.035/0.89
M00564910	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	16	80	65	.035/0.89

Стенты

ТОЛСТОКИШЕЧНЫЕ И ДУОДЕНАЛЬНЫЕ СТЕНТЫ





WallFlex™ толстокишечные стенты

Номер	Описание	Диаметр тела стента (мм)	Диаметр расширения (мм)	Длина стента (см)	Длина доставочного устройства (см)	Диаметр катетера (F) / (мм)
M00565100	WallFlex толстокишечный стент	22	27	6	230	10 / 3.33
M00565110	WallFlex толстокишечный стент	22	27	9	230	10 / 3.33
M00565120	WallFlex толстокишечный стент	22	27	12	230	10 / 3.33
M00565130	WallFlex толстокишечный стент	22	27	6	135	10 / 3.33
M00565140	WallFlex толстокишечный стент	22	27	9	135	10 / 3.33
M00565150	WallFlex толстокишечный стент	22	27	12	135	10 / 3.33
M00565040	WallFlex толстокишечный стент	25	30	6	230	10 / 3.33
M00565050	WallFlex толстокишечный стент	25	30	9	230	10 / 3.33
M00565060	WallFlex толстокишечный стент	25	30	12	230	10 / 3.33
M00565070	WallFlex толстокишечный стент	25	30	6	135	10 / 3.33
M00565080	WallFlex толстокишечный стент	25	30	9	135	10 / 3.33
M00565090	WallFlex толстокишечный стент	25	30	12	135	10 / 3.33

По 1 штуке в коробке
Рекомендованные проводники для систем 230 см: 0,035" (0,89 мм), высокопроизводительный жесткий проводник Jagwire, Hydra Jagwire с прямым и изогнутым кончиком 450 см, 500см.

Стенты



WallFlex™ дуоденальные стенты

Номер	Описание	Диаметр тела стента (мм)	Диаметр расширения (мм)	Длина стента (см)	Длина доставочного устройства (см)	Диаметр катетера (F) / (мм)
M00565010	Wallflex дуоденальный стент	22	27	6	230	10 / 3.33
M00565020	Wallflex дуоденальный стент	22	27	9	230	10 / 3.33
M00565030	Wallflex дуоденальный стент	22	27	12	230	10 / 3.33

По 1 штуке в коробке
Рекомендованные проводники для систем 230 см: : 0,035" (0,89 мм), высокопроизводительный жесткий проводник Jagwire, Hydra Jagwire с прямым и изогнутым кончиком 450 см, 500см.

Билиарный стент Advanix с центральным изгибом.




Номер	Описание		Форма	Внешний диаметр (F) / (мм)	Расстояние (см) между шипами
M00533230	Advanix	Билиарный стент	Центральный изгиб	7 / 2.3	5
M00533240	Advanix	Билиарный стент	Центральный изгиб	7 / 2.3	7
M00533250	Advanix	Билиарный стент	Центральный изгиб	7 / 2.3	9
M00533260	Advanix	Билиарный стент	Центральный изгиб	7 / 2.3	12
M00533270	Advanix	Билиарный стент	Центральный изгиб	7 / 2.3	15
M00533280	Advanix	Билиарный стент	Центральный изгиб	7 / 2.3	18
M00533290	Advanix	Билиарный стент	Центральный изгиб	8.5 / 2.83	5
M00533300	Advanix	Билиарный стент	Центральный изгиб	8.5 / 2.83	7
M00533310	Advanix	Билиарный стент	Центральный изгиб	8.5 / 2.83	9
M00533320	Advanix	Билиарный стент	Центральный изгиб	8.5 / 2.83	12
M00533330	Advanix	Билиарный стент	Центральный изгиб	8.5 / 2.83	15
M00533340	Advanix	Билиарный стент	Центральный изгиб	8.5 / 2.83	18
M00533350	Advanix	Билиарный стент	Центральный изгиб	10 / 3.3	5
M00533360	Advanix	Билиарный стент	Центральный изгиб	10 / 3.3	7
M00533370	Advanix	Билиарный стент	Центральный изгиб	10 / 3.3	9
M00533380	Advanix	Билиарный стент	Центральный изгиб	10 / 3.3	12
M00533390	Advanix	Билиарный стент	Центральный изгиб	10 / 3.3	15
M00533400	Advanix	Билиарный стент	Центральный изгиб	10 / 3.3	18

Для стентов 7Fг и 8Fг требуется рабочий канал диаметром от 3,2мм, для стентов 10Fг требуется рабочий канал диаметром от 4,2мм

Стенты

Билиарный стент Advanix с дуоденальным изгибом.



Номер	Описание		Форма	Внешний диаметр (F) / (мм)	Расстояние (см) между лепестками
M00532870	Advanix	Билиарный стент	Дуоденальный изгиб	7 / 2.3	5
M00532880	Advanix	Билиарный стент	Дуоденальный изгиб	7 / 2.3	7
M00532890	Advanix	Билиарный стент	Дуоденальный изгиб	7 / 2.3	9
M00532900	Advanix	Билиарный стент	Дуоденальный изгиб	7 / 2.3	12
M00532910	Advanix	Билиарный стент	Дуоденальный изгиб	7 / 2.3	15
M00532920	Advanix	Билиарный стент	Дуоденальный изгиб	7 / 2.3	18
M00532930	Advanix	Билиарный стент	Дуоденальный изгиб	8.5 / 2.83	5
M00532940	Advanix	Билиарный стент	Дуоденальный изгиб	8.5 / 2.83	7
M00532950	Advanix	Билиарный стент	Дуоденальный изгиб	8.5 / 2.83	9
M00532960	Advanix	Билиарный стент	Дуоденальный изгиб	8.5 / 2.83	12
M00532970	Advanix	Билиарный стент	Дуоденальный изгиб	8.5 / 2.83	15
M00532980	Advanix	Билиарный стент	Дуоденальный изгиб	8.5 / 2.83	18
M00532990	Advanix	Билиарный стент	Дуоденальный изгиб	10 / 3.3	5
M00533000	Advanix	Билиарный стент	Дуоденальный изгиб	10 / 3.3	7
M00533010	Advanix	Билиарный стент	Дуоденальный изгиб	10 / 3.3	9
M00533020	Advanix	Билиарный стент	Дуоденальный изгиб	10 / 3.3	12
M00533030	Advanix	Билиарный стент	Дуоденальный изгиб	10 / 3.3	15
M00533040	Advanix	Билиарный стент	Дуоденальный изгиб	10 / 3.3	18

Для стентов 7 и 8 требуется рабочий канал диаметром от 3,2мм, для стентов 10 требуется рабочий канал диаметром от 4,2мм
Рекомендованный проводник: 0,035" Jagwire, Hydra Jagwire™ высокопроизводительный проводник

Advanix билиарный стент с двойным завитком.




Номер	Описание		Форма	Внешний диаметр (F) / (мм)	Расстояние (см) между завитками
M00532160	Advanix	Билиарный стент	Двойной завиток	7 / 2.3	3
M00532180	Advanix	Билиарный стент	Двойной завиток	7 / 2.3	5
M00532190	Advanix	Билиарный стент	Двойной завиток	7 / 2.3	7
M00532210	Advanix	Билиарный стент	Двойной завиток	7 / 2.3	10
M00532220	Advanix	Билиарный стент	Двойной завиток	7 / 2.3	12
M00532230	Advanix	Билиарный стент	Двойной завиток	7 / 2.3	15
M00532240	Advanix	Билиарный стент	Двойной завиток	10 / 3.3	3
M00532260	Advanix	Билиарный стент	Двойной завиток	10 / 3.3	5
M00532270	Advanix	Билиарный стент	Двойной завиток	10 / 3.3	7
M00532290	Advanix	Билиарный стент	Двойной завиток	10 / 3.3	10
M00532300	Advanix	Билиарный стент	Двойной завиток	10 / 3.3	12
M00532310	Advanix	Билиарный стент	Двойной завиток	10 / 3.3	15

Для стентов 7 и 8 требуется рабочий канал диаметром от 3,2мм, для стентов 10 требуется рабочий канал диаметром от 4,2мм
Рекомендованный проводник: 0,035" Jagwire. Hydra Jagwire™ высокопроизводительный проводник

Стенты

RX БИЛИАРНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕНТЫ



Advanix™ с дуоденальным и центральным изгибом — предзагруженные с системой доставки **NaviFlex™ RX**.



Номер	Описание	Форма	Внешний диаметр (F) / (мм)	Расстояние (см) между шипами
M00534200	Advanix RX предзагруженные стенты	Дуоденальный изгиб	7 / 2.3	5
M00534210	Advanix RX предзагруженные стенты	Дуоденальный изгиб	7 / 2.3	7
M00534220	Advanix RX предзагруженные стенты	Дуоденальный изгиб	7 / 2.3	9
M00534230	Advanix RX предзагруженные стенты	Дуоденальный изгиб	7 / 2.3	12
M00534240	Advanix RX предзагруженные стенты	Дуоденальный изгиб	7 / 2.3	15
M00534250	Advanix RX предзагруженные стенты	Дуоденальный изгиб	7 / 2.3	18
M00534260	Advanix RX предзагруженные стенты	Дуоденальный изгиб	8.5 / 2.83	5
M00534270	Advanix RX предзагруженные стенты	Дуоденальный изгиб	8.5 / 2.83	7
M00534280	Advanix RX предзагруженные стенты	Дуоденальный изгиб	8.5 / 2.83	9
M00534290	Advanix RX предзагруженные стенты	Дуоденальный изгиб	8.5 / 2.83	12
M00534300	Advanix RX предзагруженные стенты	Дуоденальный изгиб	8.5 / 2.83	15
M00534310	Advanix RX предзагруженные стенты	Дуоденальный изгиб	8.5 / 2.83	18
M00534320	Advanix RX предзагруженные стенты	Дуоденальный изгиб	10 / 3.3	5
M00534330	Advanix RX предзагруженные стенты	Дуоденальный изгиб	10 / 3.3	7
M00534340	Advanix RX предзагруженные стенты	Дуоденальный изгиб	10 / 3.3	9
M00534350	Advanix RX предзагруженные стенты	Дуоденальный изгиб	10 / 3.3	12
M00534360	Advanix RX предзагруженные стенты	Дуоденальный изгиб	10 / 3.3	15
M00534370	Advanix RX предзагруженные стенты	Дуоденальный изгиб	10 / 3.3	18
M00534560	Advanix RX предзагруженные стенты	Центральный изгиб	7 / 2.3	5
M00534570	Advanix RX предзагруженные стенты	Центральный изгиб	7 / 2.3	7
M00534580	Advanix RX предзагруженные стенты	Центральный изгиб	7 / 2.3	9
M00534590	Advanix RX предзагруженные стенты	Центральный изгиб	7 / 2.3	12
M00534600	Advanix RX предзагруженные стенты	Центральный изгиб	7 / 2.3	15
M00534610	Advanix RX предзагруженные стенты	Центральный изгиб	7 / 2.3	18
M00534620	Advanix RX предзагруженные стенты	Центральный изгиб	8.5 / 2.83	5
M00534630	Advanix RX предзагруженные стенты	Центральный изгиб	8.5 / 2.83	7
M00534640	Advanix RX предзагруженные стенты	Центральный изгиб	8.5 / 2.83	9
M00534650	Advanix RX предзагруженные стенты	Центральный изгиб	8.5 / 2.83	12
M00534660	Advanix RX предзагруженные стенты	Центральный изгиб	8.5 / 2.83	15
M00534670	Advanix RX предзагруженные стенты	Центральный изгиб	8.5 / 2.83	18
M00534680	Advanix RX предзагруженные стенты	Центральный изгиб	10 / 3.3	5
M00534690	Advanix RX предзагруженные стенты	Центральный изгиб	10 / 3.3	7
M00534700	Advanix RX предзагруженные стенты	Центральный изгиб	10 / 3.3	9
M00534710	Advanix RX предзагруженные стенты	Центральный изгиб	10 / 3.3	12
M00534720	Advanix RX предзагруженные стенты	Центральный изгиб	10 / 3.3	15
M00534730	Advanix RX предзагруженные стенты	Центральный изгиб	10 / 3.3	18

По 1 штuke в коробке.

Рекомендованный проводник: 0,035" Jagwire, Hydra Jagwire™ высокопроизводительный проводник 260см.

Совместимость с эндоскопами: стенты 7F (2,3 мм) и 8,5F (2,83 мм) требуют рабочий канал 3,2 мм; стенты 10F (3,3 мм) требуют рабочий канал 4,2 мм




NaviFlex™ RX система доставки

Номер для заказа	Описание	Диаметр катетера (мм)	Рабочая длина (см)
M00533560	RX система доставки	7 / 2.3	202.5
M00533570	RX система доставки	8.5 / 2.83	202.5
M00533580	RX система доставки	10 / 3.3	202.5

По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: 0,035" Jagwire. Hydra Jagwire™ высокопроизводительный проводник

ПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕНТЫ

Advanix™ панкреатические стенты-прямые



Номер	Описание	Передний лепесток	Форма	Внешний диаметр (F) / (мм)	Длина (см)
M00536000	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	2
M00536010	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	3
M00536020	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	4
M00536030	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	5
M00536040	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	6
M00536050	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	7
M00536060	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	8
M00536070	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	9
M00536080	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	10
M00536090	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	11
M00536100	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	12
M00536110	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	13
M00536120	Advanix панкреатический стент ●1	Нет	Прямой	4 / 1.35	2
M00536130	Advanix панкреатический стент ●1	Нет	Прямой	4 / 1.35	3
M00536140	Advanix панкреатический стент ▲1	Нет	Прямой	4 / 1.35	4
M00536150	Advanix панкреатический стент ▲1	Нет	Прямой	4 / 1.35	5
M00536160	Advanix панкреатический стент ▲1	Нет	Прямой	4 / 1.35	6
M00536170	Advanix панкреатический стент ▲1	Нет	Прямой	4 / 1.35	7
M00536180	Advanix панкреатический стент ▲1	Нет	Прямой	4 / 1.35	8
M00536190	Advanix панкреатический стент ▲1	Нет	Прямой	4 / 1.35	9
M00536200	Advanix панкреатический стент ▲1	Нет	Прямой	4 / 1.35	10
M00536210	Advanix панкреатический стент ▲1	Нет	Прямой	4 / 1.35	11
M00536220	Advanix панкреатический стент ▲1	Нет	Прямой	4 / 1.35	12
M00536230	Advanix панкреатический стент ▲1	Нет	Прямой	4 / 1.35	13
M00536240	Advanix панкреатический стент ●	Нет	Прямой	5 / 1.67	2
M00536250	Advanix панкреатический стент ●	Нет	Прямой	5 / 1.67	3
M00536260	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	4
M00536270	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	5
M00536280	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	6
M00536290	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	7
M00536300	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	8
M00536310	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	9
M00536320	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	10
M00536330	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	11
M00536340	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	12
M00536350	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	13

■ Ближний маркер эндоскопический;

● Ближний маркер рентгенконтрастный

▲ Дальний РКэндоскопический 1 Более жесткий материал, чем 4Fr с завитком.

Advanix™ панкреатические стенты – прямые



Номер	Описание	Передний лепесток	Форма	Внешний диаметр (F) / (мм)	Длина (см)
M00536480	Advanix панкреатический стент ■	Да	Прямой	7 / 2.33	3
M00536490	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	4
M00536500	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	5
M00536510	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	6
M00536520	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	7
M00536530	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	8
M00536540	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	9
M00536550	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	10
M00536560	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	11
M00536570	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	12
M00536580	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	13
M00536590	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	15
M00536600	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	18
M00536610	Advanix панкреатический стент ■	Да	Прямой	10 / 3.33	3
M00536620	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	4
M00536630	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	5
M00536640	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	6
M00536650	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	7
M00536660	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	8
M00536670	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	9
M00536680	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	10
M00536690	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	11
M00536700	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	12
M00536710	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	13
M00536720	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	15
M00536730	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	18

■ Ближний маркер эндоскопический,
■ Ближний маркер рентгенконтрастный
▲ Дальний маркер РК, ближний эндоскопический.

ПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕНТЫ

Advanix™ панкреатические стенты – с завитком



Номер	Описание	Передний лепесток	Форма	Внешний диаметр (F) / (мм)	Длина (см)
M00536740	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	2
M00536750	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	3
M00536760	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	4
M00536770	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	5
M00536780	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	6
M00536790	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	7
M00536800	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	8
M00536810	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	9
M00536820	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	10
M00536830	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	11
M00536840	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	12
M00536850	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	13
M00536860	Advanix панкреатический стент ●	Нет	Завиток	4 / 1.35	2
M00536870	Advanix панкреатический стент ●	Нет	Завиток	4 / 1.35	3
M00536880	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	4
M00536890	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	5
M00536900	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	6
M00536910	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	7
M00536920	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	8
M00536930	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	9
M00536940	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	10
M00536950	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	11
M00536960	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	12
M00536970	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	13
M00536980	Advanix панкреатический стент ●	Нет	Завиток	5 / 1.67	2
M00536990	Advanix панкреатический стент ●	Нет	Завиток	5 / 1.67	3
M00537000	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	4
M00537010	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	5
M00537020	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	6
M00537030	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	7
M00537040	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	8
M00537050	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	9
M00537060	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	10
M00537070	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	11
M00537080	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	12
M00537090	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	13

Рекомендованный проводник: 0,035" Jagwire. Hydra Jagwire™ высокопрочный проводник.
 ■ Близкий маркер эндоскопический ● Близкий маркер рентгенконтрастный ▲ Дальный маркер рентгенконтрастный

Стенты

ПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕНТЫ



Advanix™ панкреатические стенты – прямые

Номер	Описание	Передний лепесток	Форма	Внешний диаметр (F) / (мм)	Длина (см)
M00536360	Advanix панкреатический стент ●	Да	Прямой	5 / 1,67	2
M00536370	Advanix панкреатический стент ●	Да	Прямой	5 / 1,67	3
M00536380	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	5 / 1,67	4
M00536390	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	5 / 1,67	5
M00536400	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Прямой	5 / 1,67	6
M00536410	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Прямой	5 / 1,67	7
M00536420	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Прямой	5 / 1,67	8
M00536430	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Прямой	5 / 1,67	9
M00536440	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Прямой	5 / 1,67	10
M00536450	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Прямой	5 / 1,67	11
M00536460	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Прямой	5 / 1,67	12
M00536470	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Прямой	5 / 1,67	13

● Близкий маркер рентгенконтрастный; ▲ Дальний РК, ближний эндоскопический
 2 Более жесткий, чем 5F прямой и с завитком БЕЗ переднего шипа.
 Для рабочего канала от 3,2мм

Рекомендованный проводник: 0,035" Jagwire. Hydra Jagwire™ высокопроизводительный проводник

Стенты

ПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕНТЫ



Advanix™ панкреатические стенты – с завитком, с лепестком

Номер	Описание	Передний лепесток	Форма	Внешний диаметр (F) / (мм)	Длина (см)
M00537100	Advanix панкреатический стент ●	Да	Завиток	5 / 1.67	2
M00537110	Advanix панкреатический стент ●	Да	Завиток	5 / 1.67	3
M00537120	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	5 / 1.67	4
M00537130	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	5 / 1.67	5
M00537140	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Завиток	5 / 1.67	6
M00537150	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Завиток	5 / 1.67	7
M00537160	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Завиток	5 / 1.67	8
M00537170	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Завиток	5 / 1.67	9
M00537180	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Завиток	5 / 1.67	10
M00537190	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Завиток	5 / 1.67	11
M00537200	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Завиток	5 / 1.67	12
M00537210	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Завиток	5 / 1.67	13
M00537220	Advanix панкреатический стент ■	Да	Завиток	7 / 2.33	3
M00537230	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	4
M00537240	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	5
M00537250	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	6
M00537260	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	7
M00537270	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	8
M00537280	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	9
M00537290	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	10
M00537300	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	11
M00537310	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	12
M00537320	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	13
M00537330	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	15
M00537340	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	18

■ Близкий маркер эндоскопический, ● Близкий маркер рентгенконтрастный ▲ Дальний РК близкий эндоскопический
2 Более жесткий материал стента по сравнению с 5Ft с завитком и прямыми стентами БЕЗ переднего лепестка

Стенты

ПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕНТЫ



Advanix™ наборы для стентирования панкреатического протока(Стент + RX толкатель) – с завитком

Номер	Описание	Передний лепесток	Форма	Внешний диаметр (F) / (мм)	Длина (см)
M00537350	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ●	Нет	Завиток	4 / 1.35	3
M00537360	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	4
M00537370	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	5
M00537380	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	7
M00537390	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	3
M00537400	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	4
M00537410	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	5
M00537420	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	7



Advanix™ наборы для стентирования панкреатического протока(Стент + RX толкатель) – прямые


Номер	Описание	Передний лепесток	Форма	Внешний диаметр (F) / (мм)	Длина (см)
M00537460	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ● 1	Нет	Прямой	4 / 1.35	3
M00537470	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲ 1	Нет	Прямой	4 / 1.35	4
M00537480	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲ 1	Нет	Прямой	4 / 1.35	5
M00537490	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲ 1	Нет	Прямой	4 / 1.35	7
M00537500	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ●	Нет	Прямой	5 / 1.67	3
M00537510	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	4
M00537520	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	5
M00537530	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	7

■Ближний маркер эндоскопический, ●Ближний маркер рентгенконтрастный, ▲Дальний маркер рентгенконтрастный, ближний маркер эндоскопический.
1 – Более жесткий материал по сравнению со стентами 4Ft с завитком.

Рекомендованный проводник: 0,035" Jagwire, Hydra Jagwire высокопроизводительный проводник 260 см

ПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕНТЫ

Advanix™ наборы для стентирования панкреатического протока (Стент + RX толкатель)) – прямые.



Номер	Описание	Передний лепесток	Форма	Внешний диаметр (F) / (мм)	Длина (см)
M00537540	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ●	Да	Прямой	5 / 1,67	3
M00537550	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Да	Прямой	5 / 1,67	4
M00537560	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Да	Прямой	5 / 1,67	5

●Ближний маркер рентгенконтрастный, ▲Дальний маркер рентгенконтрастный, ближний маркер эндоскопический
Рекомендованный проводник: 0,035" Jagwire. Hydra Jagwire высокопроизводительный проводник

Advanix™ наборы для стентирования панкреатического протока (Стент + RX толкатель)) – с завитком с лепестком



Номер	Описание	Передний лепесток	Форма	Внешний диаметр (F) / (мм)	Длина (см)
M00537430	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ●	Да	Завиток	5 / 1.67	3
M00537440	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Да	Завиток	5 / 1.67	4
M00537450	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Да	Завиток	5 / 1.67	5

●Ближний маркер рентгенконтрастный, ▲Дальний маркер рентгенконтрастный, ближний маркер эндоскопический
Рекомендованный проводник: 0,035" Jagwire. Hydra Jagwire высокопроизводительный проводник

NaviFlex™ RX панкреатическая доставочная система и NaviFlex толкатели




Номер для заказа	Описание	Диаметр (F) / (мм)
M00535000	RX толкатель для панкреатического стента	3 / 1.00
M00535010	RX толкатель для панкреатического стента	4 & 5 / 1.35 & 1.67
M00535020	Толкатель для панкреатического стента	3 / 1.00
M00535030	Толкатель для панкреатического стента	4 & 5 / 1.35 & 1.67
M00535060	NaviFlex RX доставочная система для панкреатического стента	7 / 2.33
M00535080	NaviFlex RX доставочная система для панкреатического стента	10 / 3,

SPY Glass



SpyGlass™ Система прямой визуализации для холангиоскопии

SPYGLASS™ DS



SpyGlass™ DS оборудование

Номер для заказа	Описание	Кол-во в упаковке
M00546650	SpyGlass DS блок управления цифровой	1

SpyGlass™ DS принадлежности



Номер для заказа	Описание	Кол-во в упаковке
M00546610	SpyScope™ DS II катетер для подведения освещения и получения изображения*	1
M00546550	SpyGlass™ корзинка для извлечения	1
M00546560	SpyGlass™ петля для извлечения	1
1		


* Требуемый минимальный канал дуоденоскопа 4,2 мм

ЭУС



Эндоскопическая ультрасонография (ЭУС)

ТОНКОИГОЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ (ТИП)




Ехрест™ иглы со стандартной рукояткой*



Номер	Описание	Размер иглы (gauge) / (мм)	Минимальный рабочий канал (мм)	Диаметр катетера (мм)	Кол-во в упаковке
M00550000	Ехрест игла со стандартной рукояткой	19 / 1.10	2.8	1.83	1
M00550001	Ехрест игла со стандартной рукояткой	19 / 1.10	2.8	1.83	5
M00550040	Ехрест игла со стандартной рукояткой	19 Flex / 1.14	2.8	1.73	1
M00550041	Ехрест игла со стандартной рукояткой	19 Flex / 1.14	2.8	1.73	5
M00550010	Ехрест игла со стандартной рукояткой	22 / 0.72	2.4	1.65	1
M00550011	Ехрест игла со стандартной рукояткой	22 / 0.72	2.4	1.65	5
M00550020	Ехрест игла со стандартной рукояткой	25 / 0.52	2.4	1.52	1
M00550021	Ехрест игла со стандартной рукояткой	25 / 0.52	2.4	1.52	5

* В комплекте с 20мл шприцом и блокировочным краном.
Рабочая длина: от 137,5 см до 141,5 см, изменяемая.
Длина иглы: от 0 см до 8 см, изменяемая.




Ехрест™ иглы с тонкой рукояткой*



Номер	Описание	Размер иглы (gauge) / (мм)	Минимальный рабочий канал (мм)	Диаметр катетера (мм)	Кол-во в упаковке
M00555500	Ехрест игла с тонкой рукояткой	19 / 1.10	2.8	1.83	1
M00555501	Ехрест игла с тонкой рукояткой	19 / 1.10	2.8	1.83	5
M00555530	Ехрест игла с тонкой рукояткой	19 Flex / 1.14	2.8	1.73	1
M00555531	Ехрест игла с тонкой рукояткой	19 Flex / 1.14	2.8	1.73	5
M00555510	Ехрест игла с тонкой рукояткой	22 / 0.72	2.4	1.65	1
M00555511	Ехрест игла с тонкой рукояткой	22 / 0.72	2.4	1.65	5
M00555520	Ехрест игла с тонкой рукояткой	25 / 0.52	2.4	1.52	1
M00555521	Ехрест игла с тонкой рукояткой	25 / 0.52	2.4	1.52	5

* В комплекте с 20мл шприцом и блокировочным краном.
Рабочая длина: от 137,5 см до 141,5 см, изменяемая.
Длина иглы: от 0 см до 8 см, изменяемая.


ДИЛАТАЦИЯ



Дилатация



CRE™ PRO БАЛЛОНЫ ДЛЯ ДИЛАТАЦИИ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ РАДИАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ



CRE™ PRO пищеводные/пилорические/билиарные баллоны для дилатации с отверстием для проводника (включая показания к DASE)



Номер	Диаметр в открытом состоянии (мм)	Длина баллона (см)	Давление (АТМ)	Давление (кПа)	Минимальный рабочий канал (мм)*	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина катетера (см)	Кол-во
M00558600	6-7-8	5.5	3-6-10	304-608-1013	2.8/3.2 (A)/3.2 (B)	7.5 / 2.50	180	1
M00558610	8-9-10	5.5	3-5.5-9	304-557-912	2.8/3.2 (A)/3.2 (B)	7.5 / 2.50	180	1
M00558620	10-11-12	5.5	3-5-8	304-507-811	2.8/3.2 (A)/3.2 (B)	7.5 / 2.50	180	1
M00558630	12-13.5-15	5.5	3-4.5-8	304-456-811	2.8/3.2 (A)/3.2 (B)	7.5 / 2.50	180	1
M00558640	15-16.5-18	5.5	3-4.5-7	304-456-709	2.8/3.2 (A)/4.2 (B)	7.5 / 2.50	180	1
M00558650**	18-19-20	5.5	3-4.5-6	304-456-608	2.8/3.2 (A)/4.2 (B)	7.5 / 2.50	180	1

Рекомендованное устройство для нагнетания давления: Alliance™ II многоразовая рукоятка для инфляции M00550620, стерильный шприц M00550601

Предзагруженный проводник 0,035" (0,89 мм)


(A) — пищеварительный тракт

«(B) — панкреатобилиарная зона (сфинктер Одди)

* Требуется 2,8 мм канал эндоскопа Olympus или 3,2 мм канал эндоскопов Pentax или Fujinon

** Показания только к дилатации пищевода и билиарной зоны

Продукт не содержит латекса



CRE™ PRO пищеводные/пилорические/толстокишечные/билиарные баллоны для дилатации с отверстием для проводника (включая показания к DASE)



Номер	Диаметр в открытом состоянии (мм)	Длина баллона (см)	Давление (АТМ)	Давление (кПа)	Минимальный рабочий канал (мм)*	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина катетера (см)	Кол-во
M00558660	6-7-8	5.5	3-6-10	304-608-1013	2.8/3.2 (A)/3.2 (B)	7.5 / 2.50	240	1
M00558670	8-9-10	5.5	3-5.5-9	304-557-912	2.8/3.2 (A)/3.2 (B)	7.5 / 2.50	240	1
M00558680	10-11-12	5.5	3-5-8	304-507-811	2.8/3.2 (A)/3.2 (B)	7.5 / 2.50	240	1
M00558690	12-13.5-15	5.5	3-4.5-8	304-456-811	2.8/3.2 (A)/3.2 (B)	7.5 / 2.50	240	1
M00558700	15-16.5-18	5.5	3-4.5-7	304-456-709	2.8/3.2 (A)/4.2 (B)	7.5 / 2.50	240	1
M00558710**	18-19-20	5.5	3-4.5-6	304-456-608	2.8/3.2 (A)/4.2 (B)	7.5 / 2.50	240	1

Рекомендованное устройство для нагнетания давления: Alliance™ II многоразовая рукоятка для инфляции M00550620, стерильный шприц M00550601

Предзагруженный проводник 0,035" (0,89 мм)

(A) — пищеварительный тракт

(B) — панкреатобилиарная зона (сфинктер Одди)

* Требуется 2,8 мм канал эндоскопа Olympus или 3,2 мм канал Pentax или Fujinon для пищеварительного тракта


** Показания только к дилатации пищевода и билиарной зоны

Продукт не содержит латекса

Дилатация

: 0,035" (0,89 мм), высокопроизводительный жесткий проводник Jagwire, Hydra Jagwire с прямым и изогнутым кончиком 450 см, 500см.


СИСТЕМА ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ДАВЛЕНИЯ




Alliance™ II система для нагнетания давления

Номер для заказа	Описание	Кол-во в упаковке
M00550620	Alliance™ II рукоятка для инфляции	1
M00550601	⊗ 60 мл шприц с датчиком давления	5

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ




ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ БРОНХИАЛЬНАЯ УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ



НОВИНКА Exprest™ Катетер эндоскопический пункционный
Совместима с эндоскопами Olympus

Номер	Описание	Минимальный рабочий канал (мм)	Диаметр катетера (мм)	Кол-во
M00558220	Катетер эндоскопический пункционный 22ga - Olympus	2.0	1.6	1
M00558221	Катетер эндоскопический пункционный 22ga - Olympus	2.0	1.6	5
M00558250	Катетер эндоскопический пункционный 25ga - Olympus	2.0	1.4	1
M00558251	Катетер эндоскопический пункционный 25ga - Olympus	2.0	1.4	5

ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНЫЕ СТЕНТЫ



НОВИНКА Ultraflex™ трахеобронхиальный стент, покрытый, Не стерильный.



Дистальное раскрытие

Номер	Описание	Максимальный внешний диаметр стента (мм)	Длина раскрытого стента (мм)	Длина покрытия (мм)
M00564740	Ultraflex система трахеобронхиального стента	8	40	25
M00564750	Ultraflex система трахеобронхиального стента	10	30	15
M00564760	Ultraflex система трахеобронхиального стента	10	40	25
M00564770	Ultraflex система трахеобронхиального стента	12	30	15
M00564780	Ultraflex система трахеобронхиального стента	12	40	25
M00564790	Ultraflex система трахеобронхиального стента	14	30	15
M00564800	Ultraflex система трахеобронхиального стента	14	40	25
M00564810	Ultraflex система трахеобронхиального стента	14	60	45
M00564820	Ultraflex система трахеобронхиального стента	14	80	65
M00564830	Ultraflex система трахеобронхиального стента	16	40	25
M00564840	Ultraflex система трахеобронхиального стента	16	60	45
M00564850	Ultraflex система трахеобронхиального стента	16	80	65
M00564860	Ultraflex система трахеобронхиального стента	18	40	25
M00564870	Ultraflex система трахеобронхиального стента	18	60	45
M00564880	Ultraflex система трахеобронхиального стента	18	80	65
M00564890	Ultraflex система трахеобронхиального стента	20	40	25
M00564900	Ultraflex система трахеобронхиального стента	20	60	45
M00564910	Ultraflex система трахеобронхиального стента	20	80	65

1 штука в упаковке
Рекомендованный проводник: 0,035" (0,89 мм) Jagwire™ пульмонологический проводник, M00515171 / 0,038 дюйма (0,97 мм), Amplatz™ сверхжесткий проводник, M00550090.
Дополнительные характеристики для Ultraflex трахеобронхиальных с тентов: рабочая длина системы доставки 95 см; максимальный наружный диаметр катетера 16F (5,33 мм), сжатый стент на катетере обеспечивает внешний диаметр системы доставки 15–22 F (5,00–7,33 мм).

ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНЫЕ СТЕНТЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



НОВИНКА Ultraflex™ трахеобронхиальный стент, непокрытый. Не стерильный.

Проксимальное раскрытие



Номер для заказа	Описание	Максимальный внешний диаметр стента (мм)	Длина раскрытого стента (мм)
M00564640	Система трахеобронхиального стента Ultraflex	8	20
M00564650	Система трахеобронхиального стента Ultraflex	8	40
M00564660	Система трахеобронхиального стента Ultraflex	10	20
M00564670	Система трахеобронхиального стента Ultraflex	10	40
M00564680	Система трахеобронхиального стента Ultraflex	12	20
M00564690	Система трахеобронхиального стента Ultraflex	12	40
M00564700	Система трахеобронхиального стента Ultraflex	14	20
M00564710	Система трахеобронхиального стента Ultraflex	14	40
M00564720	Система трахеобронхиального стента Ultraflex	14	60

1 штука в упаковке
Рекомендованный проводник: 0,035" (0,89 мм) Jagwire™ пульмонологический проводник, M00515171 / 0,038 дюйма (0,97 мм), Amplatz™ сверхжесткий проводник, M00550090.
Дополнительные характеристики для Ultraflex трахеобронхиальных стентов: рабочая длина системы доставки 95 см; максимальный наружный диаметр катетера 16F (5,33 мм), сжатый стент на катетере обеспечивает внешний диаметр системы доставки 15–18F (5,00–6,00 мм)

Ultraflex™ трахеобронхиальные без покрытия.




Дистальное раскрытие.

Номер	Описание	Внешний диаметр стента (мм)	Длина стента (мм)
M00564500	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	10	30
M00564510	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	12	30
M00564520	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	14	30
M00564530	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	16	40
M00564540	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	16	60
M00564560	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	18	40
M00564570	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	18	60
M00564590	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	20	40
M00564600	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	20	60

В упаковке по 1 шт.
Длина системы доставки 95см.
Рекомендуемый высокопроизводительный проводник Jagwire, Hydra Jagwire 0.035 дюйма, - 260см


ИГЛЫ АСПИРАЦИОННЫЕ ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНЫЕ



eXcelon™ иглы аспирационные трансбронхиальные со шприцем

Номер	Описание	Диаметр (G)/внешний(мм)/внутренний(мм)	Длина иглы (мм)	Длина катетера (см)	Диаметр катетера (мм)	Кол-во в упаковке
M00564101	eXcelon игла аспирационная трансбронхиальная со шприцем	19 /1.07/ 0.69	15	130	1.8	5
M00564111	eXcelon игла аспирационная трансбронхиальная со шприцем	20 /0.90/ 0.58	15	130	1.8	5
M00564121	eXcelon игла аспирационная трансбронхиальная со шприцем	21 /0.81/ 0.50	15	130	1.8	5

СИСТЕМА ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ДАВЛЕНИЯ



Alliance™ II система для нагнетания давления

Номер для заказа	Описание	Кол-во в упаковке
M00550620	Alliance™ II рукоятка для инфляции	1
M00550601	⊗ 60 мл шприц с датчиком давления	5

MMG
Medical Marketing Group, LLC

5042 Yuma Lane N. | Plymouth, MN 55446 USA
p: +1.612.386.0298 | f: +1.651.305.7078

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПО СРЕДНЕЙ АЗИИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Филиал «Medical Marketing Group L.L.C.»
Республика Казахстан, г. Алматы
ул.Луганского, 54В
Tel.: +7 (727) 313 12 19
Tel.: +7 (701) 529 53 63
e-mail: info@medicalmarketinggrp.com
www.medicalmarketinggrp.com

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™