



ДИЛАТАЦИЯ



Дилатация



CRE™ PRO БАЛЛОНЫ ДЛЯ ДИЛАТАЦИИ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ РАДИАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ



CRE™ PRO пищеводные/пилорические/билиарные баллоны для дилатации с отверстием для проводника (включая показания к DASE)



Номер	Диаметр в открытом состоянии (мм)	Длина баллона (см)	Давление (АТМ)	Давление (кПа)	Минимальный рабочий канал (мм)*	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина катетера (см)	Кол-во
M00558600	6-7-8	5.5	3-6-10	304-608-1013	2.8/3.2 (A)/3.2 (B)	7.5 / 2.50	180	1
M00558610	8-9-10	5.5	3-5.5-9	304-557-912	2.8/3.2 (A)/3.2 (B)	7.5 / 2.50	180	1
M00558620	10-11-12	5.5	3-5-8	304-507-811	2.8/3.2 (A)/3.2 (B)	7.5 / 2.50	180	1
M00558630	12-13.5-15	5.5	3-4.5-8	304-456-811	2.8/3.2 (A)/3.2 (B)	7.5 / 2.50	180	1
M00558640	15-16.5-18	5.5	3-4.5-7	304-456-709	2.8/3.2 (A)/4.2 (B)	7.5 / 2.50	180	1
M00558650**	18-19-20	5.5	3-4.5-6	304-456-608	2.8/3.2 (A)/4.2 (B)	7.5 / 2.50	180	1

Рекомендованное устройство для нагнетания давления: Alliance™ II многогрозная рукоятка для инфляции M00550620, стерильный шприц M00550601

Предзагруженный проводник 0,035" (0,89 мм)


(A) — пищеварительный тракт

«(B)» — панкреатобилиарная зона (сфинктер Одди)

* Требуется 2,8 мм канал эндоскопа Olympus или 3,2 мм канал эндоскопов Pentax или Fujinon

** Показания только к дилатации пищевода и билиарной зоны

Продукт не содержит латекса



CRE™ PRO пищеводные/пилорические/толстокишечные/билиарные баллоны для дилатации с отверстием для проводника (включая показания к DASE)



Номер	Диаметр в открытом состоянии (мм)	Длина баллона (см)	Давление (АТМ)	Давление (кПа)	Минимальный рабочий канал (мм)*	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина катетера (см)	Кол-во
M00558660	6-7-8	5.5	3-6-10	304-608-1013	2.8/3.2 (A)/3.2 (B)	7.5 / 2.50	240	1
M00558670	8-9-10	5.5	3-5.5-9	304-557-912	2.8/3.2 (A)/3.2 (B)	7.5 / 2.50	240	1
M00558680	10-11-12	5.5	3-5-8	304-507-811	2.8/3.2 (A)/3.2 (B)	7.5 / 2.50	240	1
M00558690	12-13.5-15	5.5	3-4.5-8	304-456-811	2.8/3.2 (A)/3.2 (B)	7.5 / 2.50	240	1
M00558700	15-16.5-18	5.5	3-4.5-7	304-456-709	2.8/3.2 (A)/4.2 (B)	7.5 / 2.50	240	1
M00558710**	18-19-20	5.5	3-4.5-6	304-456-608	2.8/3.2 (A)/4.2 (B)	7.5 / 2.50	240	1

Рекомендованное устройство для нагнетания давления: Alliance™ II многогрозная рукоятка для инфляции M00550620, стерильный шприц M00550601

Предзагруженный проводник 0,035" (0,89 мм)

(A) — пищеварительный тракт

(B) — панкреатобилиарная зона (сфинктер Одди)

* Требуется 2,8 мм канал эндоскопа Olympus или 3,2 мм канал Pentax или Fujinon для пищеварительного тракта

** Показания только к дилатации пищевода и билиарной зоны

Продукт не содержит латекса