


ГЕМОСТАЗ




ИГЛЫ



Interject™ иглы контрастные для склеротерапии.

Номер	Описание	Дизайн губуса	Диаметр катетера (мм)	Диаметр иглы (G)/внешний (мм) /внутренний (мм)	Макс. длина выдвижения иглы (мм)	Рабочая длина (см)	Кол-во в
M00518151	Interject игла для склеротерапии	контрастный	1.8	23 /0.64/0.32	4	200	5
M00518161	Interject игла для склеротерапии	контрастный	1.8	25 /0.51/0.24	4	200	5
M00518251	Interject игла для склеротерапии	контрастный	1.8	23 /0.64/0.32	6	200	5
M00518261	Interject игла для склеротерапии	контрастный	1.8	25 /0.51/0.24	6	200	5
M00518351	Interject игла для склеротерапии	контрастный	2.3	23 /0.64/0.32	4	240	5
M00518361	Interject игла для склеротерапии	контрастный	2.3	25 /0.51/0.24	4	240	5

* С технологией звездный катетер



Interject™ прозрачные иглы для склеротерапии*

Номер	Описание	Дизайн губуса	Диаметр катетера (мм)	Диаметр иглы (G)/внешний (мм) /внутренний (мм)	Макс. длина выдвижения иглы (мм)	Рабочая длина (см)	Кол-во в
M00518111	Interject игла для склеротерапии	Прозрачный	1.8	25 /0.51/ 0.24	4	200	5
M00518101	Interject игла для склеротерапии	Прозрачный	2,3	23 /0.64/ 0.32	4	200	5
M00518301	Interject игла для склеротерапии	Прозрачный	2.3	23 /0.64/ 0.32	4	240	5
M00518311	Interject игла для склеротерапии	Прозрачный	2.3	25/0.51 / 0.24	4	240	5

* С технологией звездный катетер