





КОНИОТОМИЧЕСКИЙ НАБОР TRACHEOQUICK



12 06 00

I.D. 2,0/4,0 мм. Кол-во 1

Реанимационный кониотомический набор TRACHEOQUICK:

- готовое кониотомическое устройство: пластиковая канюля (I.D. 2,0/4,0 мм, коннектор 15 мм O.D.) с фиксирующим фланцем, ограничитель введения иглы, коническая кониотомическая игла из нержавеющей стали;
- скальпель;
- одноразовый шприц;
- силиконовая соединительная трубка (посадочные кольца: I.D. 15,0 мм / O.D. 22,0 мм и 15,0 мм O.D.).

Стерильно.



EZ-IO ВНУТРИКОСТНАЯ ИНФУЗИОННАЯ СИСТЕМА



9058 ПРИВОД EZ-IO POWER DRIVER

Система EZ-IO внутрикостного доступа - современное решение проблемы сосудистого доступа в критических ситуациях и при сердечно-легочной реанимации

- Небольшое устройство на батарее с набором игл со скошенным острым концом
- Специально разработана для безопасного и контролируемого внутрикостного сосудистого доступа
- Разработан для пациентов всех возрастов и веса, доступно 3 размера иглы: для пациентов 3-39 кг, до 40 кг и более 40 кг.
- Предоставляет надежный и стабильный порт для доступа во внутрикостное пространство
- Жидкости и препараты достигают центрального кровотока за несколько секунд

Набор внутрикостных игл EZ-IO

	№ по каталогу	Длина, мм	Игла, Ga	Кол-во	Вес пациента, кг
	9018	15 мм x 1,8 мм	15G	5	3 - 39
	9001	25 мм x 1,8 мм	15G	5	до 40
	9079	45 мм x 1,8 мм	15G	5	40 и более

Набор внутрикостных игл EZ-IO + Фиксирующее устройство (Stabilizer)

	№ по каталогу	Длина, мм	Игла, Ga	Кол-во	Вес пациента, кг
	9018P	15 мм x 1,8 мм	15G	5	3 - 39
	9001P	25 мм x 1,8 мм	15G	5	до 40
	9079P	45 мм x 1,8 мм	15G	5	40 и более

9074

КЕЙС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ ИНСТРУМЕНТА

