


Percuflex™ Plus

Достаточно прочный, чтобы работать в сложных условиях.^{3,8}


Мучительная анатомия? Жесткие ограничения? Не ищите ничего, кроме мочеточникового стента Percuflex Plus, который поможет вам ориентироваться в сложной сложной анатомии.^{1,3,8} Его твердый материал и гладкая гидрофильная поверхность могут помочь при установке, а его высокая ретенционная катушка помогает поддерживать форму двойной косички стента. для предотвращения миграции стента.^{3,4} Стент Percuflex Plus разработан для пациентов со сложными условиями и процедурами, когда вам необходимо контролировать установку.^{1,3,8}



Прочность материала и гладкая гидрофильная поверхность облегчают преодоление узких стриктур.^{1,3,8}

- Градуированные периферийные отметки через каждые 5 см вдоль тела стента.

- Название и размер продукта для быстрой идентификации стента



- Покрытие HydroPlus™ для облегчения продвижения вверх по мочеточнику.^{3,4}

- Конический наконечник для атравматического доступа

- Высокая прочность катушки удержания помогает поддерживать форму пигтейла и снижает вероятность миграции стента.^{3,4}

Несколько размеров	Время пребывания
Доступен в 4,8F - 8F	До 365 дней ²