


Стент Percuflex™

Стент, разработанный для сопротивления миграции.

С твердым мочеточниковым стентом Percuflex вы можете быть уверены в установке стента. ^{1,3,8} Этот прочный стент имеет четкие маркировки и сужающийся кончик, которые упрощают установку, а его высокая прочность катушки удержания помогает поддерживать форма пигтейла, что снижает вероятность миграции стента. ^{3,4}



Несколько размеров	Время пребывания
Доступен в 4,8F - 8F длиной от 20 см до 30 см	До 365 дней ²