



ПОЛИПЭКТОМИЯ



Полипэктомия

ПЕТЛИ



Rotatable Snar вращающиеся петли *

Сечение в форме
звездочки



Номер для заказа	Описание	Жесткость	Ширина петли (мм)	Внешний диаметр катетера (мм)	Рабочая длина (см)	Минимальный рабочий канал (мм)	Кол-во в упаковке
M00561821	Малая овальная	Средней жесткости	13	2,4	240	2,8	10
M00561831	Средняя овальная	Средней жесткости	20	2,4	240	2,8	10

* С технологией звездный катетер