



RÜSCH UROLOGY

Для применения практически в любой ситуации



Teleflex

УРОЛОГИЯ

Цветовая кодировка, наконечники и продолжительность установки.....	04
---	----

1	УРЕТРАЛЬНЫЕ КАТЕТЕРЫ ФОЛЕЯ	
1.1	Стандартные двухходовые катетеры.....	05
1.2	Катетеры для послеоперационного дренирования, двух- и трехходовые.....	08
1.3	Катетеры Фолея для детей.....	13
1.4	Катетеры специального назначения.....	15
1.5	Дополнительные принадлежности.....	17
2	БЕЗБАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ	
2.1	Катетеры, изготовленные из поливинилхлорида (ПВХ).....	18
2.2	Катетеры, изготовленные из резины.....	19
3	КАТЕТЕРЫ ДЛЯ НАДЛОБКОВОЙ ЦИСТОСТОМИИ	
3.1	Наборы для применения у взрослых и детей.....	20
3.2	Обзор наборов.....	22
3.3	Набор для выполнения экстренной пункции.....	23
4	МОЧЕПРИЕМНИКИ	
4.1	Присоединенные.....	24
4.2	Закрытые системы для отведения мочи.....	25
5	МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ	
5.1	Мочеточниковые катетеры SUPERGLIDE для стандартной установки.....	28
5.2	Мочеточниковые катетеры для стандартной установки.....	29
5.3	Мочеточниковые катетеры специального назначения.....	31
5.4	Окклюзионные катетеры.....	32
5.5	Струны-проводники.....	33
5.6	Дополнительные принадлежности.....	34

6	МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ СТЕНТЫ	
6.1	Мочеточниковые стенты SUPERGLIDE.....	35
6.2	Мочеточниковые стенты.....	38
6.3	Мочеточниковые стенты для детей.....	40
6.4	Мочеточниковые стенты специального назначения.....	42
6.5	Набор мочеточникового стента ECO.....	43
7	НЕФРОСТОМИЯ	
7.1	Наборы для пункции.....	44
7.2	Сменные наборы.....	45
7.3	M1PP-набор.....	46
7.4	Канюли для пункции.....	47
7.5	Струны-проводники.....	48
7.6	Дилататоры/ренальныекожухи/катетеры для чрескожной нефростомии.....	49
8	ЭКСТРАКТОРЫ КАМНЕЙ	
8.1	Корзинки из проволоки плоского сечения.....	52
8.2	Корзинки из проволоки круглого сечения.....	53
9	1ДЕЛИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	
9.1	Гидравлические уретральные дилататоры.....	54
9.2	Гидравлические мочеточниковые дилататоры.....	55
9.3	Механические мочеточниковые дилататоры.....	56
	Указатель каталожных номеров.....	57
	Приложение.....	59



RÜSCH

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО

Серия RÜSCH от компании Teleflex предлагает хорошо зарекомендовавшее себя качество для применения практически во всех отраслях урологии — от трансуретральной катетеризации мочевого пузыря до уродинамических исследований. Наша более чем 100-летняя работа и, вероятно, уникальный опыт дают нам возможность сделать каждое изделие максимально простым, удобным и безопасным как для пациентов, так и для врачей и других медицинских работников. Однако мы не останавливаемся на достигнутом. Мы постоянно находимся в поиске совершенства, непрерывно проводя научно-исследовательскую работу и применяя новые технологии, что приводит к созданию изделий медицинского назначения, качество которых является эталоном по всему миру.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЧТИ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

В нашем широком ряду изделий для применения в урологии вы найдете высококачественные инструменты для применения практически в любой ситуации — как для стандартного применения, так и специального назначения — и это позволяет оказать оптимальную помощь пациентам.

ДЕТЯМ — ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ

Дети острее переживают хирургические вмешательства по сравнению с взрослыми. Хорошо зная об этом, мы производим изделия, уделяя внимание каждой детали, особенно наконечникам и дренажным отверстиям, чтобы убедиться в их абсолютной гладкости и закругленности.

НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ ПРИ ВЫБОРЕ МАТЕРИАЛОВ

Широкий спектр используемых материалов позволяет нам выбрать изделие, подходящее для применения практически в любой ситуации, что не только отвечает потребностям пациентов, но и экономически выгодно. Кроме того, высокий стандарт качества всех материалов Rüsch гарантирует максимальную безопасность.

ПОДХОДЯЩИЙ РАЗМЕР ДЛЯ КАЖДОГО ПАЦИЕНТА

Мы предлагаем на выбор широкий ассортимент размеров — особенно для уретральных катетеров, катетеров для надлобковой цистостомии, мочеточниковых стентов и мочеточниковых катетеров.

КАТЕТЕРЫ ФОЛЕЯ НА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙ

Мы предлагаем широкий ассортимент катетеров Фолея для уретральной катетеризации мочевого пузыря, изготовленных из разных материалов, с разными наконечниками, всех необходимых размеров, для кратковременной и долговременной установки, а также для использования в послеоперационном периоде. Не имеет значения, какой катетер Фолея Вы выберете, неизменными останутся простота и безопасность в обращении, высокий комфорт для пациента и экономичность.

Независимо от назначения – стандартного или специального, все катетеры серии RÜSCH компании Teleflex имеют наконечники, максимально облегчающие введение. Широкий диапазон – соответствующее изделие для любого случая, как для кратковременного, так и для долговременного применения.

НАКОНЕЧНИКИ
цилиндрический
Тимана
Кувелера
Дюфура
Мерсье
свисток

МАТЕРИАЛЫ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НЕДЕЛЯХ					
	1	2	3	4	5	6
Силикон - биосовместимый, биостабильный, неаллергенный - поверхность, угнетающая отложение солей - эффективное отведение мочи; также идеален для долговременного использования - безопасность и простота установки - высокий комфорт для пациента						
Силиконовый эластомер, покрытый латексом - износостойкое покрытие изнутри и снаружи - гибкий латексный стержень - гладкая поверхность снаружи и изнутри - уменьшение тенденции к отложению солей - может быть установлен на более длительное время, чем катетер из Rüschi Gold Latex (латекса)						
Silkolatex (латекс) чрезвычайно экономичный						
поливинилхлорид (ПВХ) - действенное отведение мочи - безопасность и простота установки - адаптируется к анатомическим условиям - эффективная аспирация сгустков крови и резецированных тканей - очень хорош для применения в послеоперационном периоде						



РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ			
	1 дренажное отверстие		2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке
	2 дренажных отверстия, расположенных напротив		3 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке
	2 дренажных отверстия, расположенных на одной линии		по всему наконечнику (ТУР)

Цветовая кодировка:

Ch. 6

Ch. 8

Ch. 10

Ch. 12

Ch. 14

Ch. 16

Ch. 18

Ch. 20

Ch. 22

Ch. 24

Ch. 26/28/30

1 УРЕТРАЛЬНЫЕ КАТЕТЕРЫ ФОЛЕЯ

1.1 СТАНДАРТНЫЙ ДВУХХОДОВОЙ КАТЕТЕР

PROFILCATH GLYCERINE

Силиконовый
с продольными бороздками



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	171505	цилиндрический, жесткий наконечник				
		Ch. 12-24	10 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 41 см	5

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ PROFILCATH

AQUAFLATE GLYCERINE BRILLANT,
изготовленный из силикона, прозрачный,
с продольными бороздками для оттока
уретрального секрета, с заполненным
шприцем для раздувания баллона

- заполненный шприц в стерильной упаковке (10 мл стерильного 10 % раствора глицерина)
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- рентгенконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

AQUAFLATE GLYCERINE

Силикон



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	178000	цилиндрический, жесткий наконечник				
		Ch. 12-24	10 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 41 см	5
	178001	для ЖЕНЩИН, цилиндрический, жесткий наконечник				
		Ch. 12-24	10 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 23 см	5
	178305	Тимана				
		Ch. 12-24	10 мл	1 дренажное отверстие	прибл. 41 см	5

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ AQUAFLATE GLYCERINE BRILLANT

изготовленный из силикона,
прозрачный, с заполненным шприцем
для раздувания баллона

- заполненный шприц в стерильной упаковке (10 мл стерильного 10 % раствора глицерина)
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- рентгенконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

RÜSCH BRILLANT

Силикон



	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	170605	цилиндрический, жесткий наконечник				
		Ch. 12-24	10 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 41 см	10
	171305	Тимана				
		Ch. 12-24	10 мл	1 дренажное отверстие	прибл. 41 см	5

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH BRILLANT

изготовленный из силикона,
прозрачный

- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- рентгенконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

* Данный продукт содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции.

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ SILASIL,
изготовленный из латекса,
с внутренним и наружным
износоустойчивым покрытием
из эластомера силикона, синий

- внутреннее износоустойчивое покрытие из эластомера силикона
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- стерильный, для однократного применения

SILASIL Латекс Силикон 						
	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	186005*	цилиндрический				
		Ch. 12-30	5-15 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 40 см	10
	186505*	Тимана				
		Ch. 12-24	5-15 мл	1 дренажное отверстие	прибл. 40 см	10


КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH GOLD,
изготовленный из латекса, желтый

- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- для кратковременного отведения мочи
- силиконизированный
- стерильный, для однократного применения

RÜSCH GOLD Латекс 						
	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	180605*	цилиндрический				
		Ch. 12/14 Ch. 16-30	5-10 мл 5-15 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 40 см	10
	180105*	для ЖЕНЩИН, цилиндрический				
		Ch. 12/14 Ch. 16-22	5-10 мл 5-15 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 25 см	10
	181305*	Тимана				
		Ch. 12/14 Ch. 16-26	5-10 мл 5-15 мл	1 дренажное отверстие	прибл. 40 см	10

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ SOFTSIMPLASTIC,
изготовленный из поливинилхлорида,
прозрачный

- термочувствительный
- баллон из латекса
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- красная контрастная полоса вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения

SOFTSIMPLASTIC Поливинилхлорид (ПВХ) 						
	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	660610*	цилиндрический				
		Ch. 12-26	10 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прим. 42 см	10
	661610*	Тимана				
		Ch. 14-22	10 мл	1 дренажное отверстие	прим. 42 см	10

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

ПОДХОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ КАЖДОГО СЛУЧАЯ

Силикон – идеальный для долговременного использования. Катетеры Фолея Rüsч Brilliant, изготовленные из чистого бесцветного силикона, отличаются своей гладкой поверхностью как внутри просвета, так и снаружи. Материал инертен и в большинстве случаев позволяет избежать раздражения уретры и отложения солей. Силикон также обладает высокой биосовместимостью и биостабильностью. Спонтанные реакции на данный материал неизвестны.

Благодаря хорошей переносимости силикон является идеальным материалом для изготовления катетеров, даже предназначенных для долговременного использования. Прочный и обладающий довольно высокой гибкостью материал обеспечивает простое и безопасное введение, предлагает высокую степень комфорта, а также хорошую способность к отведению мочи.

Прозрачность силикона позволяет провести визуальную оценку внутреннего просвета и вынести решение о необходимости замены катетера.

Катетеры Фолея серии Rüsч из силикона характеризуются чрезвычайной экономической эффективностью благодаря отличным характеристикам при долговременном использовании.

Латекс*

Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея серии Rüsч GOLD, включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде.

SiLaSil – латекс*, покрытый эластомером силикона

Структура силиконового покрытия дала имя катетерам: SiLaSil = слой силикона – латексный средний слой – слой силикона. Стержень из латекса очень гибкий. Износостойкое гладкое покрытие из силикона уменьшает возможность отложения солей и увеличивает сроки стояния катетера. Таким образом, катетеры SiLaSil сочетают положительные характеристики латекса и силикона, предлагая высокий комфорт для пациентов с хорошей экономической эффективностью.

Поливинилхлорид (ПВХ) – идеален для применения в послеоперационном периоде

Высококачественный термочувствительный материал особенно подходит для катетеров, предназначенных для ирригации и отведения мочи в послеоперационном периоде. Пластик при введении остается довольно жестким, что облегчает катетеризацию.

Под действием тепла тела ПВХ приобретает гибкость, поэтому катетер может оптимально приспособиться к анатомии пациента.

Это обеспечивает комфорт для пациента.

Очень большой внутренний диаметр по сравнению с наружным обеспечивает высокую способность к отведению мочи.

Ровные и плотные стенки катетера позволяют безопасно проводить ирригацию и препятствуют обтурации во время аспирации сгустков крови и резецированных тканей.

** Латексные катетеры нельзя применять у лиц, с возможностью развития аллергической реакции на компоненты этих изделий.*

1.2 КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ, ДВУХ- И ТРЕХХОДОВЫЕ

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH BRILLANT,
изготовленный из силикона,
прозрачный

Катетеры для послеоперационного
отведения мочи, двухходовые





- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- рентгенконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ SOFTSIMPLASTIC,
изготовленный
из поливинилхлорида (ПВХ),
прозрачный

Катетеры для послеоперационного
отведения мочи, двухходовые

- термочувствительный
- баллон из латекса
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- красная контрастная полоска вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения

RÜSCH BRILLANT Силикон 						
	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	170630	цилиндрический, жесткий наконечник				
		Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 мл 30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 41 см	10
	172530	Кувелера				
		Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 мл 30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 41 см	5

SOFTSIMPLASTIC Поливинилхлорид (ПВХ) 						
	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	660630*	цилиндрический				
		Ch. 14-28	30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прим. 42 см	10
	661630*	Тимана				
		Ch. 14-22	30 мл	1 дренажное отверстие	прим. 42 см	10
	662530* 662575*	Кувелера				
		Ch. 16-24 Ch. 18-24	30 мл 75 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прим. 42 см	10
	662630* 662675*	Дюфура				
		Ch. 18-24 Ch. 18-24	30 мл 75 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прим. 42 см	10
	662430*	Мерсье				
		Ch. 14-24	30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прим. 42 см	10
	663630*	свисток				
		Ch. 14-28	30 мл	1 дренажное отверстие	прим. 42 см	10

* Данный продукт содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции.

RÜSCH GOLD
Латекс



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	180630*	цилиндрический				
		Ch. 12/14 Ch. 16-30	30 мл 30-50 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 40 см	10
	181330*	Тимана				
		Ch. 14-24	30-50 мл	1 дренажное отверстие	прибл. 40 см	10

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH GOLD,
изготовленный из латекса, желтый

Катетеры для послеоперационного
отведения мочи, двухходовые

- клапан для присоединения
шприцев с разъемами Luer
и Luer-lock
- силиконизированный
- стерильный, для однократного
применения

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH BRILLANT,
изготовленный из силикона,
прозрачный

Катетер для послеоперационного
отведения мочи, трехходовый

- клапан для присоединения
шприцев с разъемами Luer
и Luer-lock
- рентгенконтрастный наконечник и
контрастная полоска вдоль
стержня катетера
- стерильный, для однократного
применения
- **не содержит латекса**

RÜSCH BRILLANT						
Силикон						
	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	173830	цилиндрический, жесткий наконечник				
		Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 мл 30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 41 см	5
	173810	Кувелера				
		Ch. 16/18 Ch. 20-24	80 мл 100 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 41 см	5
	173930	Дюфура				
		Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 мл 30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 41 см	5
	173910	Мерсье				
		Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 мл 30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 41 см	5

**КАТЕТЕР ФОЛЕЯ PROFILCATH
RÜSCH BRILLANT,**
изготовленный из силикона,
прозрачный, с продольными
бороздками для отведения
уретрального секрета

Катетер для послеоперационного
отведения мочи, трехходовый

- клапан для присоединения
шприцев с разъемами Luer и Luer-
lock
- рентгенконтрастный наконечник и
контрастная полоска вдоль
стержня катетера
- стерильный, для однократного
применения
- **не содержит латекса**

PROFILCATH						
Силиконовый с продольными бороздками						
	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	173430	цилиндрический, жесткий наконечник				
		Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 мл 30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 41 см	5
	173230	Кувелера				
		Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 мл 30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 41 см	5
	173330	с просветом для инстилляций для лечения заболеваний уретры, с отверстием для инстилляций, расположенным ниже баллона, цилиндрический, жесткий наконечник				
		Ch. 18/20 Ch. 22/24	20 мл 30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 41 см	5

ТРЕХХОДОВЫЙ КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ИЗ СИЛИКОНА

Силикон



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	173800	цилиндрический				
		Ch. 16 Ch. 18 Ch. 20 Ch. 22 Ch. 24	40 мл 50 мл 60 мл 70 мл 80 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прим. 42 см	5
	173900	Кувелера				
		Ch. 16 Ch. 18 Ch. 20 Ch. 22 Ch. 24	40 мл 50 мл 60 мл 70 мл 80 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прим. 42 см	5
	174000	Дюфура				
		Ch. 16 Ch. 18 Ch. 20 Ch. 22 Ch. 24	40 мл 50 мл 60 мл 70 мл 80 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прим. 42 см	5
	174100	Мерсье				
		Ch. 16 Ch. 18 Ch. 20 Ch. 22 Ch. 24	40 мл 50 мл 60 мл 70 мл 80 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прим. 42 см	5

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ,

изготовленный из силикона,
прозрачный

Катетер для послеоперационного
отведения мочи, трехходовый

- расположенный близко к стержню баллон большого объема
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- рентгенконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

* Данный продукт содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции.

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ SOFTSIMPLASTIC,
изготовленный из поливинилхлорида
(ПВХ), прозрачный

Катетер для послеоперационного
отведения мочи, трехходовый

- термочувствительный
- баллон из латекса
- клапан для присоединения
шприцев с разъемами Luer и Luer-
lock
- красная контрастная полоса вдоль
стержня катетера
- стерильный, для однократного
применения

SOFTSIMPLASTIC
Поливинилхлорид (ПВХ)



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	664330*	цилиндрический				
		Ch. 18-24	30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных на одной линии	прим. 42 см	10
	664130* 664176*	Кувелера				
		Ch. 16-24 Ch. 18-24	30 мл 75 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прим. 42 см	10
	664530* 664575*	Дюфура				
		Ch. 18-22 Ch. 18-24	30 мл 75 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прим. 42 см	10
	664230* 664275*	Мерсье				
		Ch. 20-24	30 мл	2 дренажных отверстия спереди и 1 — позади от баллона	прим. 42 см	10
		Ch. 18-24	75 мл	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке		
	663230*	свисток				
		Ch. 18-24	30 мл	2 дренажных отверстия, расположенных на одной линии	прим. 42 см	10

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH GOLD,
изготовленный из латекса, желтый

Катетер для послеоперационного
отведения мочи, трехходовый

- клапан для присоединения
шприцев с разъемами Luer и Luer-
lock
- силиконизированный
- стерильный, для однократного
применения

RÜSCH GOLD
Латекс



	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	183405*	цилиндрический				
		Ch. 18-26	5-15 мл	2 дренажных отверстия, расположенных на одной линии	прибл. 40 см	10
	183430*	цилиндрический				
		Ch. 18-26	30-50 мл	2 дренажных отверстия, расположенных на одной линии	прибл. 40 см	10
	183230*	свисток				
		Ch. 18-24	30-50 мл	2 дренажных отверстия, расположенных на одной линии	прибл. 40 см	10

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

1.3 КАТЕТЕРЫ ФОЛЕЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ AQUAFLATE GLYCERINE BRILLANT,

изготовленный из силикона, прозрачный, с заполненным шприцем для раздувания баллона

- заполненный шприц в стерильной упаковке (1,5, 3 или 5 мл стерильного 10 % раствора глицерина)
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- рентгенконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH BRILLANT,

изготовленный из силикона, прозрачный

- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- рентгенконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH GOLD,

изготовленный из латекса, желтый

- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- для кратковременного отведения мочи
- силиконизированный
- стерильный, для однократного применения

AQUAFLATE

GLYCERINE

Силикон





НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО	
	178003	цилиндрический, с мандреном, жесткий наконечник				
	Ch. 6 Ch. 8 Ch. 10	1,5 мл 3 мл 5 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 31 см	5	
	Тимана, с мандреном					
	Ch. 8 Ch. 10	3 мл 5 мл	1 дренажное отверстие	прибл. 31 см	5	

RÜSCH

BRILLANT

Силикон





НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО	
	170003	цилиндрический, с мандреном, жесткий наконечник				
	Ch. 6 Ch. 8 Ch. 10	1,5 мл 3 мл 5 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 31 см	5	
	Тимана, с мандреном					
	Ch. 8 Ch. 10	3 мл 5 мл	1 дренажное отверстие	прибл. 31 см	5	

RÜSCH GOLD

Латекс




НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО	
	180003*	цилиндрический, с мандреном				
	Ch. 8/10	3 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 30 см	10	

* Это изделие содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции.

RÜSCH SENSOR
Силикон



КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH SENSOR,
для измерения температуры,
изготовленный из силикона,
прозрачный

- цветовая кодировка термоусадочной муфты для простоты определения размера
- с заполненным шприцем в стерильной упаковке (3 мл/5 мл стерильного 10 % раствора глицерина)
- рентгенконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	179360	цилиндрический				
		Ch. 8 Ch. 10	3 мл 5 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 30 см	5

1.4 КАТЕТЕРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ,

изготовленный из силикона, прозрачный, с продольными бороздками для отведения уретрального секрета, трехходовый

- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

КАТЕТЕР ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Силикон

	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	173420	наконечник открытого типа, длиной прибл. 4 см				
		Ch. 20 Ch. 22	20 мл 30 мл	6 дренажных отверстий, расположенных напротив	прибл. 40 см	5

КАТЕТЕР ФОЛЕЯ RÜSCH SENSOR

для измерения температуры, изготовленный из силикона, прозрачный, двухходовый

- Цветовая кодировка термоусадочной муфты для простоты определения размера
- с заполненным шприцем в стерильной упаковке (3 мл/5 мл/10 мл стерильного 10 % раствора глицерина)
- рентгенконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

RÜSCH SENSOR

Силикон

	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	179360	цилиндрический				
		Ch. 8 Ch. 10 Ch. 12-18	3 мл 5 мл 10 мл	2 дренажных отверстия, расположенных напротив	прибл. 30 см прибл. 30 см прибл. 44 см	5

Кабели-адаптеры см. стр. 13

НАБОР
ЦЕПОЧНОГО
КАТЕТЕРА



НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР	ДЛИНА	КОЛ-ВО
345500	Набор цепочного катетера			
	Зонд из белого полиуретана	Ch. 7	5 см	2
	Хромированная латунная цепочка с фиксирующим диском из силикона	Ch. 12	16 см	
	Оболочка из зеленого полиуретана	Ch. 7	24 см	

НАБОР ЦЕПОЧНОГО КАТЕТЕРА ДЛЯ
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ УРЕТРЫ
У ЖЕНЩИН

Введение контрастного вещества, рентгенологическое исследование и сбор образца мочи с помощью одного инструмента.

- Инъектор контрастного вещества изготовлен из нержавеющей стали с переходником Luer-lock из ПВХ (длина прибл. 28 см)
- Вставной мандрен изготовлен из нержавеющей стали (длина прибл. 32,5 см)
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

1.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	НОМЕР	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
	546000	Мандрен катетера, изготовленный из металла	1
		• тип Томпсона (один конец прямой, второй — изогнутый) • диаметр 2,5 мм • длина прибл. 55 см • нестерильный	
	548000	Заглушка катетера из синего ПВХ	100
		• для размеров Ch. 7-30 • нестерильный • не содержит латекса	
	548500	Заглушка катетера из синего ПВХ	50
		• для размеров Ch. 7-30 • индивидуальная упаковка • с затупленным кончиком • стерильно, для однократного применения • не содержит латекса	
	556000	SILKOSPRAY™	10
		Silkospray™ препятствует отложению солей на изделиях из резины, латекса и ПВХ, а также защищает их от прилипания к слизистой оболочке. Применяемый пропеллент не содержит хлорфторуглеродов (ХФУ) и соответствует нормативным актам по защите окружающей среды.	
	187501 187502	Хирургическая простыня для манипуляций на промежности, пластиковая	50
		• без клейкой ленты • с клейкой лентой • стерильный, для однократного применения • не содержит латекса	
	850550	SilFlate, Заполненный шприц*	10
		• со стерильным 10 % водным раствором глицерина • 10 мл • стерильно, для однократного применения <i>* Внимание: Только для раздувания силиконовых баллонов!</i>	

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

2 БЕЗБАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

2.1 КАТЕТЕРЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ)

2

КАТЕТЕРЫ для женщин поливинилхлорид (ПВХ)



	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	220005	цилиндрический наконечник, силиконизированный, двойная упаковка, размер в соответствии с условными цветами			
		Ch. 8-16	1 дренажное отверстие	прибл. 16 см	50
	220006	цилиндрический наконечник, силиконизированный, одинарная упаковка, размер в соответствии с условными цветами			
		Ch. 8-16	1 дренажное отверстие	прибл. 16 см	50
	238300	цилиндрический наконечник, одинарная упаковка			
		Ch. 8-16	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 18 см	100

КАТЕТЕРЫ для женщин изготовлены из ПВХ

- прозрачные
- без воронки
- стерильный, для однократного применения
- не содержит латекса

КАТЕТЕРЫ, изготовленные из поливинилхлорида (ПВХ)

- прозрачные
- с воронкой
- стерильный, для однократного применения
- не содержит латекса

КАТЕТЕРЫ поливинилхлорид (ПВХ)



	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	220500	тип Нелатона-Робинсона, цилиндрический асептический твердый наконечник, силиконизированный, размер в соответствии с цветовой кодировкой			
		Ch. 10-24	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 40 см	50
	221500	тип Кувелера, свисток, силиконизированный			
		Ch. 16-26	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 40 см	10
	221800	тип Тимана, асептический твердый наконечник, размер в соответствии с цветовой кодировкой			
		Ch. 12-24	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 40 см	50
	221900	тип Тимана, асептический твердый наконечник, силиконизированный, 2 шт. в упаковке, размер в соответствии с цветовой кодировкой			
		Ch. 12-24	2 дренажных отверстия, расположенных в шахматном порядке	прибл. 40 см	50

РАЗМЕР ПО ШКАЛЕ ШАРЬЕРА
В СООТВЕТСТВИИ С ЦВЕТОВОЙ
КОДИРОВКОЙ:



Ch. 10



Ch. 14



Ch. 18



Ch. 22



Ch. 12



Ch. 16



Ch. 20



Ch. 24

2.2 КАТЕТЕРЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ РЕЗИНЫ

САМОУДЕРЖИВАЮЩИЕСЯ
КАТЕТЕРЫ

Латекс



	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	КРЫЛЫШКИ	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	415100*	тип Пеццера			
		Ch. 10-44	-	прибл. 35 см	5
	415600*	тип Каспера			
		Ch. 10-40	4	прибл. 40 см	5
	415700*	тип Малекко			
		Ch. 10-28	2	прибл. 40 см	5

САМОУДЕРЖИВАЮЩИЕСЯ
КАТЕТЕРЫ

изготовлены из латекса

- красный
- с воронкой
- стерильный, для однократного применения

* Данный продукт содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции.

3 КАТЕТЕРЫ ДЛЯ НАДЛОБКОВОЙ ЦИСТОСТОМИИ

3.1 НАБОРЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

EASYCYST ADULT		ЭКОНОМИЧНЫЙ КАТЕТЕР, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА, ДЛЯ КРАТКОВРЕМЕННОГО И СРЕДНЕГО ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ.	
 <i>* Набор для пункции с номером 170718 в размере Ch. 8 поставляется с расщепляющимся троакаром длиной 30 мм.</i>	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	КОЛ-ВО
	170718*	Набор для пункции	
		Ch. 8	10
	170717	Сменный набор	
		Ch. 8/10/12/14/16	10
С завитком типа пигтейл — без баллона - хорошая способность к отведению мочи, несмотря на малый внешний диаметр, что достигается минимальной толщиной стенок - хорошая совместимость благодаря малой склонности к отложению солей - минимальное раздражение слизистой оболочки мочевого пузыря благодаря наконечнику-завитку типа пигтейл - малая травматичность благодаря небольшому внешнему диаметру (отсутствию баллона) - безопасная фиксация швами без сдавления просвета благодаря сохраняющему форму полиуретану - стерильный, для однократного применения не содержит латекса			
SILFLATE		ЗАПОЛНЕННЫЙ ШПРИЦ*	
	НОМЕР	ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ	КОЛ-ВО
	850550	SilFlate	
		10 мл	10
- со стерильным 10 % водным раствором глицерина - стерильный, для однократного применения * Внимание: Только для раздувания силиконовых баллонов!			

СИЛИКОНОВЫЙ КАТЕТЕР ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ С НАИВЫСШЕЙ СТЕПЕНЬЮ КОМФОРТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ				
НОМЕР		РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА		КОЛ-ВО
	170703	Набор для пункции		
		Ch. 10	5	
	170704	Сменный набор		
		Ch. 10/12/14/16	5	
С завитком типа пигтейл и баллоном - чрезвычайно высокая способность к отведению мочи даже при продолжительном использовании благодаря малой склонности к отложению солей и большому диаметру дренажных отверстий с внутренней стороны завитка типа пигтейл - наивысшая степень комфорта при использовании благодаря эластичности и биологической совместимости - минимальное раздражение слизистой оболочки мочевого пузыря благодаря наконечнику-завитку типа пигтейл - нет необходимости накладывать шов, поскольку катетер удерживается баллоном: минимальная травматичность - стерильный, для однократного применения не содержит латекса				

ЭКОНОМИЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ ИЗ СИЛИКОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ				
НОМЕР		РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА		КОЛ-ВО
 <i>*В размере Ch. 14-20 с рентгеноконтрастным наконечником</i>	170727*	Набор для пункции		
		Ch.10	5	
	170729*	Сменный набор		
		Ch. 8/10/12/14/16	5	
	170606*	Катетер отдельно		
		Ch. 8/10/12/14/16/18/20	10	
С наконечником открытого типа и баллоном - высокая способность к отведению мочи даже при продолжительном использовании благодаря чрезвычайно малой склонности к отложению солей - наивысшая степень комфорта при использовании благодаря эластичности и биологической совместимости - исключительно простая и быстрая замена катетера по проводнику, благодаря прямому наконечнику открытого типа - нет необходимости накладывать шов, поскольку катетер удерживается баллоном: минимальная травматичность - стерильный, для однократного применения не содержит латекса				

EASYCYST
INFANT



ЭКОНОМИЧНЫЙ КАТЕТЕР, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА, ДЛЯ КРАТКОВРЕМЕННОГО И СРЕДНЕГО ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ У ДЕТЕЙ

НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА		КОЛ-ВО
170723	Набор для пункции		
	Ch. 5	5	
170722	Сменный набор		
	Ch. 5	5	




С завитком типа пигтейл — без баллона

- хорошая способность к отведению мочи, несмотря на малый внешний диаметр, что достигается минимальной толщиной стенок
- хорошая совместимость благодаря малой склонности к отложению солей
- минимальное раздражение слизистой оболочки мочевого пузыря благодаря наконечнику-завитку типа пигтейл
- малая травматичность благодаря небольшому внешнему диаметру (отсутствию баллона)
- безопасная фиксация швами без сдавления просвета благодаря сохраняющему форму полиуретану
- стерильный, для однократного применения
- не содержит латекса**

SUPRAFLEX INFANT 	СИЛИКОНОВЫЙ КАТЕТЕР ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ У ДЕТЕЙ С НАИВЫСШЕЙ СТЕПЕНЬЮ КОМФОРТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ		
	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	КОЛ-ВО
	170702	Набор для пункции	
		Ch. 8/10	5
	С завитком типа пигтейл — без баллона - чрезвычайно высокая способность к отведению мочи даже при продолжительном использовании благодаря малой склонности к отложению солей и большому диаметру дренажных отверстий с внутренней стороны завитка типа пигтейл - наивысшая степень комфорта при использовании благодаря эластичности и биологической совместимости - минимальное раздражение слизистой оболочки мочевого пузыря благодаря наконечнику-завитку типа пигтейл - стерильный, для однократного применения не содержит латекса		

ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА РАЗМЕРОВ ПУНКЦИОННЫХ ИГЛ, КАТЕТЕРОВ И БАЛЛОНА


Ch. 8 ≈ 3 мл




Ch. 10 ≈ 3-5 мл



Ch. 12 ≈ 5-10 мл



Ch. 14 ≈ 5-10 мл



Ch. 16 ≈ 5-15 мл

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

3.2 ОБЗОР НАБОРОВ

НАБОРЫ ДЛЯ ПУНКЦИИ

НАБОРЫ ДЛЯ ПУНКЦИИ, В СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДИТ БОЛЬШИНСТВО НЕОБХОДИМЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ПЕРВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДОСТОВЕРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА БЛАГОДАРЯ ЦВЕТОВОЙ КОДИРОВКЕ КАТЕТЕРА И ПУНКЦИОННОЙ ИГЛЫ ПОЗВОЛЯЕТ СРАЗУ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ КАСАТЕЛЬНО СПОСОБНОСТИ К ОТВЕДЕНИЮ.



- В набор входят:
- Катетер
 - Мочеприемник^① (не входит в набор EasyCyst Infant)
 - Легко разделяемая пункционная игла
 - Скальпель (не входит в набор EasyCyst Infant)
 - Лейкопластырь
 - Клипса или заглушка

НАБОРЫ ДЛЯ ПУНКЦИИ

НОМЕР	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КАТЕТЕР				РАЗМЕР	ПУНКЦИОННАЯ ИГЛА	КОЛ-ВО
		КОНФИГУРАЦИЯ	БАЛЛОН	МАТЕРИАЛ	ДЛИНА		ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	
170718 ^②	EASYCYST ADULT	Завиток типа пигтейл	–	полиуретан	550 мм	Ch. 8	80 мм	10
170703	SUPRAFLEX ADULT	Завиток типа пигтейл	баллон	силикон	510 мм	Ch. 10	120 мм	5
170727	SUPRACATH ADULT	Короткий, прямой наконечник	баллон	силикон	410 мм	Ch. 10	120 мм	5
170723	EASYCYST INFANT	Завиток типа пигтейл	–	полиуретан	500 мм	Ch. 5	70 мм	5
170702	SUPRAFLEX INFANT	Завиток типа пигтейл	–	силикон	480 мм	Ch. 8	80 мм	5
170702	SUPRAFLEX INFANT	Завиток типа пигтейл	–	силикон	480 мм	Ch. 10	120 мм	5

① мочеприемник объемом 2 л с антирефлюксным клапаном, Т-образным вентилем для опорожнения и подводящей трубкой длиной 90 см.
② Набор для пункции с номером 170718 в размере Ch. 8 поставляется с расщепляющимся троакаром длиной 30 мм.

СМЕННЫЕ НАБОРЫ

СМЕННЫЕ НАБОРЫ ПОЗВОЛЯЮТ БЕЗОПАСНО И БЫСТРО ЗАМЕНИТЬ КАТЕТЕР С ПОМОЩЬЮ ПРИЛАГАЮЩЕЙСЯ СТРУНЫ-ПРОВОДНИКА. ДОСТОВЕРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА БЛАГОДАРЯ ЦВЕТОВОЙ КОДИРОВКЕ КАТЕТЕРА ПОЗВОЛЯЕТ СРАЗУ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ КАСАТЕЛЬНО СПОСОБНОСТИ К ОТВЕДЕНИЮ.




- В набор входят:
- Катетер
 - Струна проводник с тефлоновым покрытием
 - Лейкопластырь
 - Клипса или заглушка

СМЕННЫЕ НАБОРЫ

НОМЕР	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КАТЕТЕР				РАЗМЕР	СТРУНА-ПРОВОДНИК	КОЛ-ВО
		КОНФИГУРАЦИЯ	БАЛЛОН	МАТЕРИАЛ	ДЛИНА		ДЛИНА	
170717	EASYCYST ADULT	Завиток типа пигтейл	–	полиуретан	550 мм	Ch. 8/10/12/14/16	1000 мм	10
170704	SUPRAFLEX ADULT	Завиток типа пигтейл	баллон	силикон	510 мм	Ch. 10/12/14/16	1000 мм	5
170729	SUPRACATH ADULT	Короткий, прямой наконечник	баллон	силикон	410 мм	Ch. 8/10/12/14/16	1000 мм	5
170722	EASYCYST INFANT	Завиток типа пигтейл	–	полиуретан	500 мм	Ch. 5	1000 мм	5

3.3 НАБОР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ ПУНКЦИИ

SIMPLASTIC		ВЫПОЛНЕНИЕ ПУНКЦИИ И ОТВЕДЕНИЕ МОЧИ ЗА СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ	
	НОМЕР	РАЗМЕР	КОЛ-ВО
	650704*	Инструмент для выполнения пункции	
		Ch. 10/12/16	5
	Инструмент для выполнения экстренной пункции из ПВХ с латексным баллоном		
	• одноэтапное выполнение пункции и отведение мочи с помощью встроенного троакара и катетера • точность выполнения пункции благодаря встроенному регулируемому троакару • безопасная фиксация катетера с помощью баллона и фиксирующей пластины • стерильный, для однократного применения		
СКОРОСТЬ, КОГДА НА СЧЕТУ КАЖДАЯ СЕКУНДА Нанесите местный анестетик, выполните небольшой разрез и введите инструмент для пункции: отвести мочу можно немедленно.			

* Это изделие содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции.

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

4 МОЧЕПРИЕМНИКИ

4.1 ПРИСОЕДИНЕННЫЕ СИСТЕМЫ


БЕЗОПАСНЫЕ И ГИГИЕНИЧНЫЕ:

Около 90 % всех внутрибольничных инфекций мочевыводящих путей обусловлено тем или иным методом отведением мочи. Помимо того, что такие инфекции сами по себе создают угрозу для здоровья пациентов, они также создают большую экономическую проблему. Компания RÜSCH предлагает широкий ассортимент изделий для уменьшения риска инфицирования. Закрытые системы отведения мочи являются важнейшими мерами профилактики инфекций. Системы отведения мочи RÜSCH отвечают всем гигиеническим требованиям, предъявляемым к высококачественным закрытым системам для длительного применения в медицинских целях.

ПРИСОЕДИНЕННЫЕ СИСТЕМЫ: МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТАНДАРТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР



Снижение риска восходящих инфекций мочевыводящих путей: Соединение между катетером и закрытой системой для отведения мочи закрыто защитной пленкой во избежание непредвиденного рассоединения и связанной с ним бактериальной инвазии. (При необходимости пленку можно удалить)
Экономично и быстро: Не нужно ничего подсоединять — бережет время и уменьшает количество ошибок при катетеризации.

ПРИСОЕДИНЕННЫЕ СИСТЕМЫ		ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ С СИЛИКОНОВЫМ БАЛЛОННЫМ КАТЕТЕРОМ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ		
	НОМЕР	СОСТАВ	РАЗМЕР	КОЛ-ВО
	171100	ПРИСОЕДИНЕННЫЕ СИСТЕМЫ		10
		Силиконовый баллонный катетер Rüsch Brilliant	Ch. 12/14/16/18/20/22	
		цилиндрический твердый наконечник, 2 дренажных отверстия, расположенных напротив, длина прибл. 41 см, баллон 10 мл		
		Закрытая система для отведения мочи Rüsch S-Bag		
		емкостью 2000 мл, длина трубки 120 см SilFlate – заполненный шприц* со стерильным 10% водным раствором глицерина, 10 мл (номер 850550, чтобы заказать отдельно) * Внимание: Только для раздувания силиконовых баллонов!		
Силиконовый баллонный катетер Rüsch Brilliant • прозрачный двухходовый катетер с рентгенконтрастным наконечником и контрастной полоской вдоль стержня катетера • силикон обеспечивает постоянную эластичность и биосовместимость • большие дренажные отверстия и широкий внутренний просвет обеспечивают высокую эффективность отведения мочи • минимальная склонность к отложению солей благодаря гладкой поверхности • атравматичные наконечник и дренажные отверстия • входящий в комплект заполненный шприц для раздувания баллона, в стерильной упаковке, содержащий 10 мл стерильного 10 % водногораствора глицерина Rüsch S-Bag • гофрированный универсальный разъем • безыгольный порт для забора проб мочи • капельная камера со встроенным антирефлюксным клапаном • дополнительный герметичный антибактериальный воздушный фильтр на мочеприемнике • четкая градуировка в мл • гибкая, устойчивая к перегибам отводящая трубка с бельевой клипсой и скользящим зажимом • оптимальное подвешивание системы за счет двойного крюка с дополнительным шнуром • герметичныйотводящий порт на дне с зажимом, который можно открыть одной рукой • держатель для фиксации отводящей трубки				

4.2 ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ

RÜSCH S-BAG		ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ			
		НОМЕР	ЕМКОСТЬ	ДЛИНА ТРУБКИ	КОЛ-ВО
Стерильно, для однократного применения, не содержит латекс		673044 673049	Rüsch S-Bag Rüsch S-Bag A	2000 мл	120 см 20
		• гофрированный универсальный соединитель с защитным колпачком • безыгольный порт для забора проб мочи • капельная камера со встроенным антирефлюксным клапаном • дополнительный герметичный антибактериальный воздушный фильтр на мочеприемнике • четкая градуировка в мл • гибкая, устойчивая к перегибам отводящая трубка с бельевой клипсой и скользящим зажимом • оптимальное подвешивание системы за счет двойного крюка с дополнительным шнуром • герметичный отводящий порт на дне с зажимом, который можно открыть одной рукой (номер 673044), или с Т-образным клапаном (номер 673049) • держатель для фиксации отводящей трубки			Т-образный вентиль (номер 673049) 
RÜSCH P-BAG		ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ У ДЕТЕЙ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ			
		НОМЕР	ЕМКОСТЬ	ДЛИНА ТРУБКИ	КОЛ-ВО
Стерильно, для однократного применения, не содержит латекс		673052	Rüsch P-Bag	1000 мл	90 см 20
		• гофрированный универсальный соединитель с защитным колпачком • безыгольный порт для забора проб мочи • капельная камера со встроенным антирефлюксным клапаном • дополнительный герметичный антибактериальный воздушный фильтр на мочеприемнике • четкая градуировка в мл • гибкая, устойчивая к перегибам отводящая трубка с бельевой клипсой и скользящим зажимом • оптимальное подвешивание системы за счет двойного крюка с дополнительным шнуром • герметичный отводящий порт на дне с зажимом, который можно открыть одной рукой • держатель для фиксации отводящей трубки			

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

RÜSCH U-BAG		ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ СО ВСТРОЕННОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ КАМЕРОЙ ЕМКОСТЬЮ 400 МЛ			
		НОМЕР	ЕМКОСТЬ	ДЛИНА ТРУБКИ	КОЛ-ВО
Стерильно, для однократного применения, не содержит латекс		673064 673065	Rüsch U-Bag 2000 мл	120 см 150 см	10
		• гофрированный универсальный соединитель с защитным колпачком • безыгольный порт для забора проб мочи • капельная камера со встроенным антирефлюксным клапаном • устанавливаемая поворотная двойная измерительная камера емкостью 400 мл со встроенной измерительной камерой емкостью 50 мл для измерения малых количеств мочи и дополнительный порт для забора свежих проб мочи • дополнительный герметичный антибактериальный воздушный фильтр на измерительной камере и мочеприемнике • четкая градуировка в мл • гибкая, устойчивая к перегибам отводящая трубка с бельевой клипсой и скользящим зажимом • оптимальное подвешивание системы за счет ленты Velcro и D-образного кольца • герметичный отводящий порт на дне с зажимом, который можно открыть одной рукой • держатель для фиксации отводящей трубки			

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

RÜSCH TUR-BAG		ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ			
		НОМЕР	ЕМКОСТЬ	ДЛИНА ТРУБКИ	КОЛ-ВО
Стерильно, для однократного применения, не содержит латекс		673053	Rüsch TUR-Bag 4000 мл	120 см	20
		• гофрированный универсальный соединитель с защитным колпачком • безыгольный порт для забора проб мочи • капельная камера со встроенным антирефлюксным клапаном • дополнительный герметичный антибактериальный воздушный фильтр на мочеприемнике • четкая градуировка в мл • гибкая, устойчивая к перегибам отводящая трубка с бельевой клипсой и скользящим зажимом • оптимальное подвешивание системы за счет двойного крюка с дополнительным шнуром • точные показания благодаря сбалансированной конфигурации мочеприемника • герметичный Т-образный вентиль на дне • держатель для фиксации отводящей трубки			

RÜSCH TUR-BAG С ГРУШЕЙ		ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ			
		НОМЕР	ЕМКОСТЬ	ДЛИНА ТРУБКИ	КОЛ-ВО
Стерильно, для однократного применения, не содержит латекс		673054	Rüsch TUR-Bag 4000 мл	120 см	10
		• гофрированный универсальный соединитель с защитным колпачком • безыгольный порт для забора проб мочи • капельная камера со встроенным антирефлюксным клапаном • дополнительный герметичный антибактериальный воздушный фильтр на мочеприемнике • четкая градуировка в мл • гибкая, устойчивая к перегибам отводящая трубка с бельевой клипсой и скользящим зажимом • оптимальное подвешивание системы за счет двойного крюка с дополнительным шнуром • точные показания благодаря сбалансированной конфигурации мочеприемника • герметичный Т-образный вентиль на дне • держатель для фиксации отводящей трубки			

5 МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ

5.1 МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ SUPERGLIDE ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ


МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ SUPERGLIDE

Запатентованное гидрогелевое покрытие — решение при затрудненном проведении по мочеточнику

- рентгенконтрастный
- градуировка в см
- красная/зеленая метка для определения правой/левой стороны
- встроенный переходник Luer-lock
- с мандреном
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ SUPERGLIDE



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
с прямым наконечником						
 цилиндрический, закрытого типа	264701	ПВХ с гидрогелевым покрытием	Ch. 3-8	прибл. 70 см	1	10
 цилиндрический, закрытого типа	264702	поливинилхлорид (ПВХ) с гидрогелевым покрытием	Ch. 3-8	прибл. 70 см	2	10
для коаксиальной установки						
 наконечник открытого типа	264710	поливинилхлорид (ПВХ) с гидрогелевым покрытием	Ch. 3-8	прибл. 70 см	-	10
 наконечник открытого типа	264711	поливинилхлорид (ПВХ) с гидрогелевым покрытием	Ch. 3-8	прибл. 70 см	1	10
с изогнутым наконечником						
 изогнутый наконечник в форме оливы	264801	поливинилхлорид (ПВХ) с гидрогелевым покрытием	Ch. 3-8	прибл. 70 см	1	10
для коаксиальной установки						
 изогнутый наконечник открытого типа	264810	поливинилхлорид (ПВХ) с гидрогелевым покрытием	Ch. 3-8	прибл. 70 см	-	10
 изогнутый наконечник открытого типа	264811	поливинилхлорид (ПВХ) с гидрогелевым покрытием	Ch. 3-8	прибл. 70 см	1	10

Максимальный диаметр струны проводника для коаксиальных мочеточниковых SUPERGLIDE

НОМЕР 264710 / 264711 / 264810 / 264811					
Ch. 3	Ch. 4	Ch. 5	Ch. 6	Ch. 7	Ch. 8
0,018 дюйма	0,028 дюйма	0,035 дюйма	0,038 дюйма	0,038 дюйма	0,038 дюйма
0,45 мм	0,71 мм	0,89 мм	0,96 мм	0,96 мм	0,96 мм

5.2 МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ УСТАНОВКИ

МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ



МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ

Широкий выбор для диагностических и лечебных целей

- рентгенконтрастный
- градуировка в см
- красная/зеленая метка для определения правой/левой стороны
- встроенный переходник Luer-lock
- с мандреном
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

5

КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
с прямым наконечником						
цилиндрический, закрытого типа	263602	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 3-10	прибл. 70 см	1	10
цилиндрический, закрытого типа	223602	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 3-8	прибл. 70 см	1	10
цилиндрический, закрытого типа	223600	ПВХ, экстра-гладкий	Ch. 3-8	прибл. 70 см	1	10
цилиндрический, закрытого типа	223606	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 3-8	прибл. 70 см	2	10
очень гибкий наконечник, цилиндрический, закрытого типа	333601	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 3-7	прибл. 70 см	2	10
наконечник в форме оливы	263702	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 3-8	прибл. 70 см	1	10
наконечник в форме оливы	223706	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 4-6	прибл. 70 см	2	10
свисток	263802	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 3-8	прибл. 70 см	1	10
для коаксиальной установки						
наконечник открытого типа	264600	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 3/4/4,8	прибл. 70 см	-	10
наконечник открытого типа	223604	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 3-8	прибл. 70 см	2	10

НОМЕР 264600			НОМЕР 223604			
Ch. 3	Ch. 4	Ch. 4,8	Ch. 3	Ch. 4/5	Ch. 6	Ch. 7/8
0,018 дюйма	0,032 дюйма	0,038 дюйма	0,015 дюйма	0,018 дюйма	0,032 дюйма	0,045 дюйма
0,45 мм	0,80 мм	0,96 мм	0,38 мм	0,45 мм	0,80 мм	1,14 мм

Максимальный диаметр струны-проводника для коаксиальных мочеточниковых катетеров

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ

Широкий выбор для диагностических и лечебных целей — в том числе при затруднении проведения по мочеточнику

- рентгенконтрастный
- градуировка в см
- красная/зеленая метка для определения правой/левой стороны
- встроенный переходник Luer-lock
- с мандреном
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

5

Максимальный диаметр струны-проводника для коаксиальных мочеточниковых катетеров

МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
с изогнутым наконечником						
 изогнутый наконечник в форме оливы	264001	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 3-8	прибл. 70 см	1 20 мм от наконечника	10
для коаксиальной установки						
 изогнутый наконечник открытого типа	264100	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 3-8	прибл. 70 см	-	10
 изогнутый наконечник открытого типа	264102	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 4-7	прибл. 70 см	1	10
 изогнутый наконечник открытого типа	264200	поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 3-6	Прибл. 115 см для уретеро-и реноскопов	-	6

НОМЕР 264100			НОМЕР 264102		НОМЕР 264200		
Ch. 3	Ch. 4	Ch. 5/6/7/8	Ch. 4	Ch. 5/6/7	Ch. 3	Ch. 4	Ch. 5/6
0,015 дюйма	0,018 дюйма	0,035 дюйма	0,018 дюйма	0,035 дюйма	0,015 дюйма	0,018 дюйма	0,028 дюйма
0,38 мм	0,45 мм	0,89 мм	0,45 мм	0,89 мм	0,38 мм	0,45 мм	0,71 мм

5.3 МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ												
КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА			ДЛИНА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ			КОЛ-ВО		
 Шевассю, свисток	267500	Мочеточниковый катетер типа Шевассю для стандартного введения контрастного вещества в мочеточник во время ретроградного исследования.										
		поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 4-12			прибл. 70 см		-			10	
		Диаметр наконечника/стержня										
		Наконечник	Ch. 4	Ch. 5	Ch. 6	Ch. 7	Ch. 8	Ch. 9	Ch. 10	Ch. 11	Ch. 12	
		Стержень	Ch. 3	Ch. 3	Ch. 4	Ch. 4	Ch. 5	Ch. 6	Ch. 7	Ch. 7	Ch. 7	
 наконечник открытого типа	264500	Мочеточниковый катетер, тип Вудруфа-Пфлаумера										
		поливинилхлорид (ПВХ)	Ch. 5/8			прибл. 50 см		-			6	

МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ КАТЕТЕРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Все под рукой для особых случаев

- рентгенконтрастный
- градуировка в см
- красная/зеленая метка для определения правой/левой стороны
- встроенный переходник Luer-lock
- с мандреном
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ, НОМЕР 267500



ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

5.4 ОККЛЮЗИОННЫЕ КАТЕТЕРЫ

* Это изделие содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции.

ОККЛЮЗИОННЫЙ КАТЕТЕР

Для безопасной окклюзии мочеочника


- окклюзионный катетер, изготовленный из полиуретана
- с баллоном Rsch Gold, изготовленным из латекса
- присоединяемый переходник Luer-lock с обратным клапаном
- рентгенконтрастный
- градуировка в см
- стерильный, для однократного применения


ОККЛЮЗИОННЫЙ КАТЕТЕР, ОДНОПРОСВЕТНЫЙ



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
 цилиндрический, закрытого типа	340700*	полиуретан, латексный баллон	Ch. 3-5	прибл. 80 см	-	2

ОККЛЮЗИОННЫЙ КАТЕТЕР, ДВУХПРОСВЕТНЫЙ



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
 изогнутый наконечник в форме оливы	340802*	полиуретан, латексный баллон	Ch. 5-7	прибл. 80 см	1	2
Для коаксиальной установки						
 наконечник открытого типа	340800*	полиуретан, латексный баллон	Ch. 4-7	прибл. 80 см	-	2

Максимальная емкость баллона


НОМЕР 340700 / 340800 / 340802					
	Ch. 3	Ch. 4	Ch. 5	Ch. 6	Ch. 7
Жидкость	0,3 мл	0,6 мл	1,5 мл	2,0 мл	2,5 мл
Воздух	0,6 мл	1,2 мл	3,0 мл	4,5 мл	5,0 мл

Максимальный диаметр струны-проводника для коаксиальных окклюзионных катетеров

НОМЕР 340800	
Ch. 4	Ch. 5/6/7
0,015 дюйма	0,035 дюйма
0,38 мм	0,89 мм

5.5 СТРУНЫ-ПРОВОДНИКИ

СТРУНА-ПРОВОДНИК, ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




СТРУНА-ПРОВОДНИК

- прямой гибкий безопасный наконечник
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	КОЛ-ВО
 гибкий наконечник Размер 2/3	264201	Струна-проводник с тефлоновым покрытием и подвижным сердечником			
		нержавеющая сталь, тефлоновое покрытие	2/3	прибл. 150 см	5
		Размер	2	3	
		Внутренний диаметр в дюймах	0,028 дюйма	0,035 дюйма	
		Внутренний диаметр в мм	0,71 мм	0,89 мм	
 гибкий наконечник	341002	Струна-проводник, изготовленная из нержавеющей стали, с сантиметровой градуировкой до 50 см			
		нержавеющая сталь	Ø 0,037 дюйма (0,95 мм)	прибл. 150 см	2

СТРУНА-ПРОВОДНИК ИЗ НИТИНОЛА



СТРУНА-ПРОВОДНИК ИЗ НИТИНОЛА

Простота установки благодаря гидрофильному покрытию и точность использования благодаря нитиноловому сердечнику.

Для ультразвукового исследования полых органов и установки урологических катетеров с наконечником открытого типа или дилататоров.

- Высокая степень визуализации в затемненных кабинетах благодаря черному полиуретановому покрытию
- рентгенконтрастный
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР	ДЛИНА	КОЛ-ВО
 прямой и гибкий наконечник	680160-150035	Струна-проводник с гидрофильным покрытием и сердечником из нитинола, прямым и гибким наконечником (длиной 50 мм), стандартным стержнем в диспенсере с толкателем и адаптером Luer-lock для увлажнения гидрофильной оболочки			
		Нитинол	Ø 0,035 дюйма (0,89 мм)	прибл. 150 см	5

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

5.6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



	НОМЕР	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
5 	547200	Переходник Luer-lock	
		• пластиковый, синий • присоединяемый • для размеров Ch. 3-7 • стерильный, для однократного применения • не содержит латекса	10
	547201	Переходник Luer-lock	
		• пластиковый, белый • присоединяемый • для размеров Ch. 7-12 • стерильный, для однократного применения • не содержит латекса	10
	340702	Переходник Luer-lock	
		• синий • обжатый • для размеров Ch. 3-6 • стерильный, для однократного применения • не содержит латекса	10
	340703	Переходник Luer-lock	
		• белый • обжатый • для размеров Ch. 6-10 • стерильный, для однократного применения • не содержит латекса	10

6 МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ СТЕНТЫ

6.1 МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ СТЕНТЫ SUPERGLIDE




АНТИРЕФЛЮКСНЫЙ КЛАПАН И DD-ЗАМОК SUPERGLIDE



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР В СООТВЕТСТВИИ С ДЛИНОЙ ПРЯМОЙ ЧАСТИ		РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (СН.)	КОЛ-ВО
		26 CM	28 CM		
Для одномоментной установки					
цилиндрический закрытого типа		335340	335341	4,8/6/7/8	5
Для коаксиальной установки					
наконечник открытого типа		335440	335441	4,8/6/7/8	5

SUPERGLIDE DD




КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР В СООТВЕТСТВИИ С ДЛИНОЙ ПРЯМОЙ ЧАСТИ				РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (СН.)	КОЛ-ВО
		22 CM	24 CM	26 CM	28 CM		
Для одномоментной установки							
цилиндрический закрытого типа		—	334846	334840	334841	4,8/6/7/8	5
		—	—	334940	334941		
Для коаксиальной установки							
наконечник открытого типа		335142	335143	335140	335141	4,8/6/7/8	5

Максимальный диаметр струн-направителей для антирефлюксного клапана и DD-замка SUPERGLIDE и мочеточниковых стентов SUPERGLIDE DD с наконечником открытого типа

НОМЕР 335440 / 335441 НОМЕР 335142 / 335143 / 335140 / 335141			
Ch. 4,8	Ch. 6	Ch. 7	Ch. 8
0,028 дюйма	0,028 дюйма	0,035 дюйма	0,035 дюйма

Компоненты комплекта:

- мочеточниковый стент
- фиксирующий зажим
- толкатель из полиуретана, желтый, длиной прибл. 45 см, с DD-замком
- гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с подвижным сердечником, длиной прибл. 100 см в комплекте с наконечником закрытого типа, длиной прибл. 150 см в комплекте с наконечником открытого типа
- карта пациента
- этикетки для документации
- стерильная упаковка




МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ С АНТИРЕФЛЮКСНЫМ КЛАПАНОМ И DD-ЗАМОКОМ

изготовлен из полиуретана с гидрогелевым покрытием, с DD-замком, антирефлюксный клапан и зеленый маркер на везикальном конце

Полностью управляемый с антирефлюксным клапаном

- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- завиток типа пигтейл и дренажные отверстия в соответствии с таблицей
- поставляется в собранном виде
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**



МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ DD

изготовлен из полиуретана с гидрогелевым покрытием, с DD-замком и зеленым маркером на везикальном конце

Полностью управляемый

- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- завиток типа пигтейл и дренажные отверстия в соответствии с таблицей
- поставляется в собранном виде
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ
МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ,
изготовленный из полиуретана,
с гидрогелевым покрытием

- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- завиток типа пигтейл и дренажные отверстия как указано в таблице
- как указано в таблице
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

6

* только для размеров Ch. 4,8/6/7/8




ИНТЕГРАЛЬНЫЙ
МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ,
изготовленный из полиуретана,
с гидрогелевым покрытием

с мочеточниковым катетером
SUPERGLIDE, наконечником открытого
типа, Ch. 5, макс. внутр. диаметр 0,038
дюйма

- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- завиток типа пигтейл и дренажные отверстия в соответствии с таблицей
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

SUPERGLIDE
INTEGRAL



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР В СООТВЕТСТВИИ С ДЛИНОЙ ПРЯМОЙ ЧАСТИ					РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (CH.)	КОЛ-ВО	
		22 CM	24 CM	26 CM	28 CM	30 CM			
Для одномоментной установки									
цилиндрический закрытого типа		334246*	334250*	334247	334248	334249	4,8/6/7/8/9	5	
Для коаксиальной установки									
наконечник открытого типа		334742*	334743*	334740	334741	–	4,8/6/7/8/9	5	
наконечник открытого типа		–	334744	334745	334746	–	4,8/6/7/8	5	
без струны- проводника									

SUPERGLIDE
INTEGRAL PLUS



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР В СООТВЕТСТВИИ С ДЛИНОЙ ПРЯМОЙ ЧАСТИ			РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (CH.)	КОЛ-ВО
		24 CM	26 CM	28 CM		
Для коаксиальной установки						
наконечник открытого типа		334751	334752	334753	4,8/6/7/8	5

Компоненты комплекта:

- мочеточниковый стент
- 2 фиксирующих зажима
- толкатель из полиуретана, желтый, длиной прибл. 45 см
- гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с неподвижным сердечником, гибким безопасным наконечником и жестким наконечником, длиной прибл. 100 см в комплекте с закрытым стентом, длиной прибл. 150 см в комплекте со стентом открытого типа
- карта пациента
- этикетки для документации
- стерильная упаковка

Максимальный диаметр струны-проводника для интегральных мочеточниковых стентов SUPERGLIDE открытого типа

НОМЕР 334742 / 334743 / 334740 / 334741 НОМЕР 334744 / 334745 / 334746 НОМЕР 334751 / 334752 / 334753				
Ch. 4,8	Ch. 6	Ch. 7	Ch. 8	Ch. 9
0,028 дюйма	0,035 дюйма	0,035 дюйма	0,038 дюйма	0,038 дюйма

**SUPERGLIDE
DD TUMOUR**



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР В СООТВЕТСТВИИ С ДЛИНОЙ ПРЯМОЙ ЧАСТИ					РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (СН.)	КОЛ-ВО	
		20 CM	22 CM	24 CM	26 CM	28 CM			
Для одномоментной установки									
цилиндрический закрытого типа		-	-	335524*	335526	335528	6/7	2	
Для коаксиальной установки									
наконечник открытого типа		335620*	335622*	335624*	335626	335628	6/7/8**	2	

Максимальный диаметр струны-проводника для
онкологических мочеточниковых стентов
SUPERGLIDE DD открытого типа

НОМЕР 335620 / 335622 / 335624 НОМЕР 335626 / 335628		
Ch. 6	Ch. 7	Ch. 8
0,028 дюйма	0,035 дюйма	0,035 дюйма

Компоненты комплекта:

- мочеточниковый стент
- фиксирующий зажим
- толкатель из полиуретана, желтый, длиной прибл. 45 см, с DD-замком
- гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с подвижным сердечником, длиной прибл. 100 см в комплекте с наконечником закрытого типа, длиной прибл. 150 см в комплекте с наконечником открытого типа
- карта пациента
- этикетки для документации
- стерильная упаковка


**МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ
DD TUMOUR,**

изготовленный из полиуретана,
с гидрогелевым покрытием,
с DD-замком и зеленым маркером на
везикальном конце

Высокая устойчивость к перегибу
в результате сдвигания извне
благодаря усилению прямой части
стента особым армированным
плетением.

Полностью управляемый


- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- завиток типа пигтейл и дренажные отверстия в соответствии с таблицей
- поставляется в собранном виде
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

* только в размере Ch. 7

** только номер 335626 / 335628

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

6.2 МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ СТЕНТЫ




МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ
С АНТИРЕФЛЮКСНЫМ КЛАПАНОМ
И DD-ЗАМКОМ

изготовлен из полиуретана,
с DD-замком и антирефлюксным
клапаном на везикальном конце

Полностью управляемый с
антирефлюксным клапаном

- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- завиток типа пигтейл и дренажные
отверстия в соответствии с таблицей
- поставляется в собранном виде
- стерильный, для однократного
применения
- **не содержит латекса**



МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ
С DD-ЗАМКОМ

изготовленный из полиуретана,
с DD-замком на везикальном конце

Полностью управляемый



- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- завиток типа пигтейл и дренажные
отверстия в соответствии с
таблицей
- поставляется в собранном виде
- стерильный, для однократного
применения
- **не содержит латекса**

Компоненты комплекта:

- мочеточниковый стент
- фиксирующий зажим
- Толкатель, изготовленный из полиуретана, длиной прилб. 45 см, с DD-замком
(длина в комплекте с уретерореноскопами прилб. 90 см)
- гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с подвижным
сердечником, длиной прилб. 100 см в комплекте со стентом закрытого типа, длиной прилб.
150 см в комплекте со стентом открытого типа и для уретерореноскопии
- карта пациента
- этикетки для документации
- стерильная упаковка

С АНТИРЕФЛЮКСНЫМ
КЛАПАНОМ И DD-ЗАМКОМ








КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР В СООТВЕТСТВИИ С ДЛИНОЙ ПРЯМОЙ ЧАСТИ					РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (СН.)	КОЛ-ВО
		22 CM	24 CM	26 CM	28 CM	30 CM		
	Для одномоментной установки							
цилиндрический закрытого типа		335312*	335311	335300	335301	335302	4,8/6/7/8/9	5
	Для коаксиальной установки							
наконечник открытого типа		–	335411	335400	335401	–	4,8/6/7/8	5

* упаковка с номером 335312 в размере Ch. 4,8 состоит из 2 единиц

DD







КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР В СООТВЕТСТВИИ С ДЛИНОЙ ПРЯМОЙ ЧАСТИ					РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (СН.)	КОЛ-ВО
		22 CM	24 CM	26 CM	28 CM	30 CM		
	Для одномоментной установки							
цилиндрический закрытого типа		334812	334811	334800	334801	334802	4,8/6/7/8/9	5
		-	-	334900	334901	334902		
	Для коаксиальной установки							
наконечник открытого типа		335112	335111	335100	335101	335102	4,8/6/7/8/9	5
		-	-	-	335166	-		
	Для уретерореноскопов							
цилиндрический закрытого типа		-	-	335200	335201	-	4,8	5

Максимальный диаметр струны проводника для стентов
с антирефлюксным клапаном и DD-замком со стентом открытого типа

НОМЕР 335411 / 335400 / 335401 НОМЕР 335112 / 335111 / 335100 / 335101 / 335102 / 335166				
Ch. 4,8	Ch. 6	Ch. 7	Ch. 8	Ch. 9
0,028 дюйма	0,028 дюйма	0,035 дюйма	0,035 дюйма	0,035 дюйма

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР В СООТВЕТСТВИИ С ДЛИНОЙ ПРЯМОЙ ЧАСТИ					РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (СН.)	КОЛ-ВО	
		22 CM	24 CM	26 CM	28 CM	30 CM			
Для одномоментной установки									
цилиндрический закрытого типа		334212	334211	334200	334201	334202	4,8/6/7/8/9	5	
Для коаксиальной установки									
наконечник открытого типа		334710	334711	334702	334703	334714	4,8/6/7/8/9	5	
Для уретерореноскопов									
цилиндрический закрытого типа		—	334213	334205	334206	—	4,8	5	

Максимальный диаметр струны-проводника для интегральных мочеточниковых стентов с наконечником открытого типа

НОМЕР 334710 / 334711 / 334702 / 334703 / 334714				
Ch. 4,8	Ch. 6	Ch. 7	Ch. 8	Ch. 9
0,028 дюйма	0,035 дюйма	0,035 дюйма	0,038 дюйма	0,038 дюйма


Компоненты комплекта:

- мочеточниковый стент
- 2 фиксирующих зажима
- толкатель, изготовленный из полиуретана, зеленый, длиной прибл. 45 см (длина в комплекте с уретерореноскопами прибл. 90 см)
- гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с неподвижным сердечником, гибким безопасным наконечником и жестким наконечником, длиной прибл. 100 см в комплекте со стентом закрытого типа, длиной прибл. 150 см в комплекте со стентом открытого типа и для уретерореноскопов
- карта пациента
- этикетки для документации
- стерильная упаковка

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ, изготовленный из полиуретана, с ретракционной нитью на везикальном конце

- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- завиток типа пигтейл и дренажные отверстия в соответствии с таблицей
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

6.3 МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ СТЕНТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ



МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ
С АНТИРЕФЛЮКСНЫМ КЛАПАНОМ
И DD-ЗАМКОМ

изготовлен из полиуретана,
с DD-замком и антирефлюксным
клапаном на везикальном конце

Полностью управляемый
с антирефлюксным клапаном

- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- завиток типа пигтейл и дренажные
отверстия в соответствии с
таблицей
- поставляется в собранном виде
- стерильный, для однократного
применения
- **не содержит латекса**

6

С АНТИРЕФЛЮКСНЫМ
КЛАПАНОМ И DD-ЗАМКОМ



НАКОНЕЧНИК И РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР В СООТВЕТСТВИИ С ДЛИНОЙ ПРЯМОЙ ЧАСТИ						РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (Ch.) КОЛ-ВО		
	10 см	12 см	15 см	18 см	20 см	22 см			
	Для одномоментной установки								
цилиндрический закрытого типа	335315	335309	335314	335310	335313	335312	4,8	2	
	Для коаксиальной установки								
наконечник открытого типа	—	335413	335414	335415	335416	335417	4,8	2	

Максимальный диаметр струны-проводника
для детских мочеточниковых стентов с
антирефлюксным клапаном и DD-замком с
наконечником открытого типа

НОМЕР 335413 / 335414 / 335415
НОМЕР 335416 / 335417

Ch. 4,8

0,028 дюйма

Компоненты комплекта:

- мочеточниковый стент
- фиксирующий зажим
- толкатель из полиуретана,
зеленый, длиной пригл. 45 см, с
DD-замком
- гибкая струна-проводник
из нержавеющей стали
с тефлоновым покрытием,
с подвижным сердечником, длиной
пригл. 100 см в комплекте с

- наконечником закрытого типа,
длиной пригл. 150 см в комплекте
с наконечником открытого типа
- наборы для коаксиальной
установки включают
дополнительный
мочеточниковый катетер с
наконечником открытого для
использования в качестве шины
(см. таблицу)
- карта пациента
- этикетки для документации
- стерильная упаковка



МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ
С АНТИРЕФЛЮКСНЫМ КЛАПАНОМ,

изготовленный из полиуретана,
с антирефлюксным клапаном
на везикальном конце

Антирефлюксный клапан

- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- завиток типа пигтейл и дренажные
отверстия в соответствии с
таблицей
- стерильный, для однократного
применения
- **не содержит латекса**

С АНТИРЕФЛЮКСНЫМ КЛАПАНОМ



НАКОНЕЧНИК И РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР В СООТВЕТСТВИИ С ДЛИНОЙ ПРЯМОЙ ЧАСТИ						РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (СН.)		КОЛ-ВО
	10 CM	12 CM	15 CM	18 CM	20 CM	22 CM			
	Для одномоментной установки								
цилиндрический закрытого типа	335316*	335303	335304	335305	335306	335307	3/4		2
	Для коаксиальной установки								
наконечник открытого типа	—	335403	335404	335405	335406	335407	3/4		2

Максимальный диаметр струны-проводника
для детских мочеточниковых стентов с
антирефлюксным клапаном и наконечником
открытого типа

НОМЕР 335403 / 335404 / 335405
НОМЕР 335406 / 335407

Ch. 3

Ch. 4

0,018 дюймы

0,018 дюйма

Компоненты комплекта:

- мочеточниковый стент
- 2 фиксирующих зажима
- толкатель из полиуретана,
зеленый, длиной пригл. 45 см
- гибкая струна-проводник
из нержавеющей стали
с тефлоновым покрытием,
с неподвижным сердечником,
гибким безопасным наконечником
и жестким наконечником, длиной
пригл. 100 см в комплекте

- с закрытым стентом, длиной
пригл. 150 см в комплекте со
стентом открытого типа
- наборы для коаксиальной
установки включают
дополнительный
мочеточниковый катетер с
наконечником открытого для
использования в качестве шины
(см. таблицу)
- карта пациента
- этикетки для документации
- стерильная упаковка

* только в размере Ch. 4

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ



НАКОНЕЧНИК И РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР В СООТВЕТСТВИИ С ДЛИНОЙ ПРЯМОЙ ЧАСТИ					РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (СН.)	КОЛ-ВО	
	12 CM	15 CM	18 CM	20 CM	22 CM			
Для одномоментной установки								
цилиндрический закрытого типа		334207	334231	334245	334232	334263	3/4/4,8	5
Для коаксиальной установки								
наконечник открытого типа		334700	334704	334705	334760	334706	3/4/4,8	5

Максимальный диаметр струны-проводника для детских интегральных мочеточниковых стентов с наконечником открытого типа

НОМЕР 334700 / 334704 / 334705 НОМЕР 334760 / 334706		
Ch. 3	Ch. 4	Ch. 4,8
0,018 дюйма	0,028 дюйма	0,028 дюйма

Компоненты комплекта:

- мочеточниковый стент
- 2 фиксирующих зажима
- толкатель из полиуретана, зеленый, длиной прибл. 45 см
- гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с неподвижным сердечником,

- гибким безопасным наконечником и жестким наконечником, длиной прибл. 100 см в комплекте с закрытым стентом, длиной прибл. 150 см в комплекте со стентом открытого типа
- карта пациента
- этикетки для документации
- стерильная упаковка

**ИНТЕГРАЛЬНЫЙ
МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ,**
изготовленный из полиуретана

- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- завиток типа пигтейл и дренажные отверстия в соответствии с таблицей
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОСТАТОЧНО ХОРОШИМ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО САМОЕ ЛУЧШЕЕ

Дети более чувствительны и острее переживают, чем взрослые. Имея многолетний опыт разработки мочеточниковых катетеров малых размеров и сверхтщательно контролируя процесс производства, вплоть до мельчайших деталей, компания Rüsch способствует уменьшению негативного влияния на ребенка таких вмешательств, как отведение мочи из почечной лоханки.

В наших стентах размера Ch. 3 достигнуто такое соотношение внутреннего и внешнего диаметра, которое позволяет добиться самого эффективного отведения мочи при максимальном комфорте применения. И, конечно же, эти стенты легко вводить и устанавливать.

Кроме того, в состав всех детских наборов мочеточниковых стентов с антирефлюксным клапаном и DD-замком для коаксиальной установки входят мочеточниковые катетеры с наконечником открытого типа в размере, позволяющим использовать их в качестве шины.

ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

6.4 МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ СТЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ, изготовленный из полиуретана

- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- с одним завитком типа пигтейл и дренажными отверстиями только вдоль завитка
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

Компоненты комплекта:

- мочеточниковый стент
- фиксирующий зажим
- Гибкая струна-проводник, изготовленная из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, неподвижным сердечником, гибким безопасным наконечником и жестким наконечником, длиной 150 см
- карта пациента
- этикетки для документации
- стерильная упаковка

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР С ОДНИМ ЗАВИТКОМ ТИПА ПИГТЕЙЛ



НАКОНЕЧНИК И РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР	ДЛИНА ПРЯМОЙ ЧАСТИ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (СН.)	КОЛ-ВО
цилиндрический закрытого типа	334400	90 см	4,8/6/7/8/9	6
наконечник открытого типа	334479	90 см	4,8/6/7/8/9	6

КАЖДЫЙ НАБОР ВКЛЮЧАЕТ ТРИ СТЕНТА С ЗЕЛЕНЫМ МАРКЕРОМ НА ПРОКСИМАЛЬНОМ КОНЦЕ И ТРИ СТЕНТА БЕЗ МАРКЕРОВ. ЕСЛИ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ СТЕНТЫ С ОБЕИХ СТОРОН, МОЖНО УСТАНОВИТЬ ОДИН СТЕНТ С МАРКЕРОМ, А ВТОРОЙ — БЕЗ НЕГО. В СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПАЦИЕНТА СЛЕДУЕТ ЧЕТКО ОТОБРАЗИТЬ, К КАКОЙ ПОЧКЕ ВЕДЕТ КАЖДЫЙ СТЕНТ.

Максимальный диаметр струны-проводника для интегральных мочеточниковых стентов с одним завитком типа пигтейл и наконечником открытого типа

НОМЕР 334479				
Ch. 4,8	Ch. 6	Ch. 7	Ch. 8	Ch. 9
0,028 дюйма	0,035 дюйма	0.035 дюймы	0,038 дюйма	0.038 дюймы

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ изготовлен из полиуретана

- сантиметровая градуировка
- целиком рентгенконтрастный
- с двумя завитками типа пигтейл закрытого типа, дренажными отверстиями, расположенными согласно таблице
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

Компоненты комплекта:

- мочеточниковый стент
- усиленная струна-проводник, изготовленная из нержавеющей стали, с тефлоновым покрытием, длиной 100 см
- карта пациента
- этикетки для документации
- стерильная упаковка

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ С НАКОНЕЧНИКАМИ ЗАКРЫТОГО ТИПА С ОБЕИХ СТОРОН



НАКОНЕЧНИК И РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР	ДЛИНА ПРЯМАЯ ЧАСТЬ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (СН.)	КОЛ-ВО
цилиндрические наконечники закрытого типа с обеих сторон	334208	24 см	4,8/6/7	5
	334209	26 см	4,8/6/7/8/9	
	334210	28 см	4,8/6/7/8/9	

6.5 НАБОР МОЧЕТОЧНИКОВОГО СТЕНТА ЕСО

ЕСО					
КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ	НОМЕР	ДЛИНА ПРЯМОЙ ЧАСТИ	РАЗМЕР (СН.)	КОЛ-ВО
 наконечник открытого типа		310000-026048	26 см	4,8	10
		310000-026060		6	
		310000-026070		7	
		310000-026080		8	
		310000-028048	28 см	4,8	10
		310000-028060		6	
		310000-028070		7	
		310000-028080		8	
		310000-030048	30 см	4,8	10
		310000-030060		6	
		310000-030070		7	
		310000-030080		8	
 цилиндрический закрытого типа		310001-026048	26 см	4,8	10
		310001-026060		6	
		310001-026070		7	
		310001-026080		8	
		310001-028048	28 см	4,8	10
		310001-028060		6	
		310001-028070		7	
		310001-028080		8	
		310001-030048	30 см	4,8	10
		310001-030060		6	
		310001-030070		7	
		310001-030080		8	

Максимальный диаметр струны-проводника для интегральных мочеточниковых стентов ЕСО с наконечником открытого типа

НОМЕР 310000			
Ch. 4,8	Ch. 6	Ch. 7	Ch. 8
0,028 дюйма	0,035 дюйма	0,038 дюйма	0,038 дюймы
0,71 мм	0,89 мм	0,96 мм	0,96 мм

НАБОР МОЧЕТОЧНИКОВОГО СТЕНТА ЕСО,

изготовленный из полиуретана

- стерильный, для однократного применения
- не содержит латекса

Компоненты комплекта:

- мочеточниковый стент
- без проводника
- толкатель длиной прибл. 45 см
- стерильная упаковка

7.2 СМЕННЫЕ НАБОРЫ

СМЕННЫЕ КОМПЛЕКТЫ SUPERGLIDE ДЛЯ ЧРЕСКОЖНОЙ НЕФРОСТОМИИ	Номер 340014			
	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР СТРУНЫ-ПРОВОДНИКА	УДЛИНИТЕЛЬ КАТЕТЕРА ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	КОЛ-ВО
    	Ch. 6 Ch. 8 Ch. 10	0,028 дюйма 0,038 дюйма 0,038 дюйма	0,75 мм/0,029 дюйма 1,00 мм/0,039 дюйма 1,00 мм/0,039 дюйма	1
	Компоненты комплекта: • жесткая струна-проводник с тефлоновым покрытием с гибким J-образным наконечником в диспенсере, с толкателем, длиной 800 мм • удлинитель катетера, изготовленный из металла, длиной 325 мм, с пластиковым мандреном • катетер с завитком типа пигтейл, изготовленный из полиуретана, рентгенконтрастный, длиной прикл. 30 см, с наконечником открытого типа, гидрогелевым покрытием, 6 дренажными отверстиями, желобками для наложения швов на дренаже, с коннектором Luer-lock • переходник LL с краном • адаптер для мочеприемника (комбинация LL-воронка) • 3 наклейки для документации • стерильный, для однократного применения • не содержит латекса			

	НОМЕР	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
	546476	Адаптер для мочеприемника	10
	Адаптер (комбинация LL-воронка) совместим со всеми доступными на рынке мочеприемниками		

7.3 МИРР-НАБОР

Для малоинвазивных чрескожных вмешательств

- Активируйте гидрогелевое покрытие путем погружения в стерильный физраствор или дистиллированную воду.
- Проведите дилататор размера Ch./Fr. 9 по струне-проводнику к требуемому месту. Проверьте правильность расположения с помощью рентгенологического исследования.
- Проведите дилататор размера Ch./Fr. 14 поверх дилататора размера Ch./Fr. 9 непосредственно к требуемому месту, а затем — до занятия им необходимого положения.
- По инструменту подведите к месту ренальный кожух.
- По очереди извлеките оба дилататора (Ch./Fr. 9 и 14), удерживая на своих местах струну-проводник и ренальный кожух.
- стерильный, для однократного применения
- не содержит латекса**

7

МИРР-НАБОР	НОМЕР 341200-000140		КОЛ-ВО 1	
	РАЗМЕР ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	ДЛИНА	МАКС.	
			ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР
	Пункционная игла из 2 частей с ультразвуковой меткой на конце (3 маркировочных кольца)			
	–	200 мм	0,038 дюйма	17,5 G
	Жесткая струна-проводник в диспенсере, с толкателем, гибким J-образным наконечником			
	0,038 дюйма	1000 мм	–	–
	Дилататор Superglide, с сантиметровой градуировкой, гидрогелевым покрытием на протяжении 30 см			
	Ch./Fr. 9	540 мм	0,038 дюйма	–
	Дилататор Superglide, с сантиметровой градуировкой, наконечником открытого типа для дилататора Ch./Fr. 9, рентгенконтрастный, с гидрогелевым покрытием на протяжении 25 см			
	Ch./Fr. 14	320 мм	–	–
	Ренальный кожух Superglide, рентгенконтрастный, с гидрогелевым покрытием на протяжении 50 мм			
	–	160 мм	Ch./Fr. 14	–
	Баллонный катетер для нефростомии Superglide, изготовленный из силикона, с рентгенконтрастным наконечником открытого типа, гидрогелевым покрытием на протяжении 50 мм, с полым мандреном, емкость баллона 3 мл*			
	Ch./Fr. 12	410 мм	0,038 дюйма	–
* Заполняйте баллоны баллонных катетеров стерильной водой до фиксации катетера в почечной лоханке. Для заполнения баллона используйте шприц Luer или Luer-lock Объем заполнения указан на воронке катетера или этикетке упаковки.				

ДЛЯ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ЧРЕСКОЖНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Все чаще для диагностики и лечения, в том числе и для удаления фрагментов камней из чашечек почек, применяются мининефроскопы.

МИРР набор от компании Rüsch прекрасно подходит для этого дружелюбного к пациентам направления. Он включает все инструменты, необходимые для выполнения малоинвазивных чрескожных вмешательств, — от пункционной иглы, струны-проводника и дилататоров до баллонного катетера для нефростомии.

Гидрогелевое покрытие дилататоров, ренального кожуха и катетера значительно облегчает работу с ними.

7.4 ПУНКЦИОННЫЕ ИГЛЫ

ПУНКЦИОННЫЕ ИГЛЫ 					
	НОМЕР	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	МАКС. ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	340002-120175	из 3 частей, с ультразвуковой маркировкой на наконечнике (3 кольца)			
		17,5 G	0,038 дюйма	120 мм	5
	340003-200175	из 3 частей, с ультразвуковой маркировкой на наконечнике (3 кольца)			
		17,5 G	0,038 дюйма	200 мм	5
	340057-000000	из 2 частей, для двухэтапной нефростомии			
		17,5 G	0,038 дюйма	200 мм	2

ПУНКЦИОННЫЕ ИГЛЫ

Безопасное обращение

- ультразвуковая метка на конце (3 маркировочных кольца)
- из 2 или из 3 частей
- для двух- или трехэтапной нефростомии
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

7.5 СТРУНА-ПРОВОДНИК

СТРУНА-ПРОВОДНИК

Атравматичная и точная

- плавный переход от жесткой части струны к гибкому наконечнику
- тефлоновое покрытие
- жесткий проксимальный конец
- дистальный наконечник, прямой или J-образный
- в диспенсере, с толкателем
- стерильный, для однократного применения
- не содержит латекса

ЖЕСТКАЯ СТРУНА-НАПРАВИТЕЛЬ С ТЕФЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ




	НОМЕР	ДЛИНА	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	КОЛ-ВО
	СТРУНА-ПРОВОДНИК жесткая, прямой наконечник			
	680141-000035	800 мм	0,035 дюйма	5
	680143-000028 680143-000035 680143-000038	1000 мм	0,028 дюйма 0,035 дюйма 0,038 дюйма	5
	680145-000028 680145-000035 680145-000038	1200 мм	0,028 дюйма 0,035 дюйма 0,038 дюйма	5
	СТРУНА-ПРОВОДНИК жесткая, изогнутый наконечник			
	680151-000028 680151-000035 680151-000038	800 мм	0,028 дюйма 0,035 дюйма 0,038 дюйма	5
	680153-000028 680153-000035 680153-000038	1000 мм	0,028 дюйма 0,035 дюйма 0,038 дюйма	5
	680155-000028 680155-000035 680155-000038	1200 мм	0,028 дюйма 0,035 дюйма 0,038 дюйма	5

7.6 ДИЛАТАТОРЫ/РЕНАЛЬНЫЕ КОЖУХИ/КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ЧРЕСКОЖНОЙ НЕФРОСТОМИИ

НАБОР ДИЛАТАТОРА для ЧРЕСКОЖНОЙ НЕФРОСТОМИИ

Полиуретан



	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	МАКС. ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР НАКОНЕЧНИКА	КОЛ-ВО
	Набор дилататоров				
	340200	9 12/15/17/19/21/23/25/27/29	540 мм 360 мм	1,05 мм/ 0,041 дюйма 3,1 мм	1
	Дилататоры в индивидуальной упаковке				
	340201	9 12/15/17/19/21/23/25/27/29	540 мм 360 мм	1,05 мм/ 0,041 дюйма 3,1 мм	10

НАБОР ФАСЦИАЛЬНЫХ ДИЛАТАТОРОВ для ЧРЕСКОЖНОЙ НЕФРОСТОМИИ

Полиуретан



	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	МАКС. ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР НАКОНЕЧНИКА	КОЛ-ВО
	Набор фасциальных дилататоров				
	340900	6-28*	320 мм	1,05 мм/ 0,041 дюйма	1
	Фасциальные дилататоры в индивидуальной упаковке				
	340901	6-36*	320 мм	1,05 мм/ 0,041 дюйма	5

РЕНАЛЬНЫЕ КОЖУХИ

поливинилхлорид (ПВХ)



	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	КОЛ-ВО
	Ренальные кожухи			
	341100	20-36*	160 мм	5

НАБОР ДИЛАТАТОРОВ для ЧРЕСКОЖНОЙ НЕФРОСТОМИИ

Простое обращение, безопасная установка

- дилататоры, изготовленные из полиуретана
- для чрескожной нефростомии, для установки катетеров для почечной фистулы
- дилататоры Ch./Fr. 12–29, с просветом 3,1 мм, длиной прибл. 360 мм
- дилататор Ch./Fr. 9, с просветом 1,05 мм (0,041 дюйма), длиной прибл. 540 мм
- дилататоры с просветом 3,1 мм устанавливаются поверх дилататора Ch./Fr. 9
- наконечники конической формы
- сантиметровая градуировка
- рентгенконтрастный
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

ФАСЦИАЛЬНЫЕ ДИЛАТАТОРЫ

изготовлен из полиуретана

- белые (Ch./Fr. 14 = серый)
- наконечники конической формы
- сантиметровая градуировка
- рентгенконтрастный
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

* только четные размеры

РЕНАЛЬНЫЕ КОЖУХИ

изготовлены из ПВХ

- применяются как гибкая оболочка для нефроскопа
- скошенный наконечник (60°)
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

* только четные размеры


**БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ SUPERGLIDE
ДЛЯ НЕФРОСТОМИИ**

изготовлены из силикона, с полым
металлическим мандреном

- наконечник открытого типа,
установка по струне-проводнику
диаметром до 0,038 дюйма
- гидрогелевое покрытие на
протяжении первых 5 см
- дренажное отверстие впереди
и позади баллона
- клапан для присоединения шприцев
с разъемами Luer и Luer-lock
- цилиндрический
рентгенконтрастный наконечник
- сантиметровая градуировка
- стерильный, для однократного
применения
- **не содержит латекса**

**БАЛЛОННЫЕ
КАТЕТЕРЫ SUPERGLIDE**

Силикон



НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	БАЛЛОН	ДЛИНА	КОЛ-ВО	
	Баллонный нефростомический катетер Superglide с полым металлическим мандреном				
	340408	Ch. 12-14	3 мл	240 мм	5
	340408	Ch. 16-24	5 мл	240 мм	
	340409	Ch. 12-14	3 мл	410 мм	
	340409	Ch. 16-24	5 мл	410 мм	

**БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ ДЛЯ
НЕФРОСТОМИИ,**

изготовленные из силикона,
с отсоединяемой и неотсоединяемой
воронкой

- наконечник открытого типа,
рентгенконтрастный
- 2 дренажных отверстия впереди и 2
— позади баллона
- клапан для присоединения
шприцев с разъемами Luer и Luer-
lock
- прозрачные
- сантиметровая градуировка
- Номер 340502: сменный катетер для
изделия номер 340500
- стерильный, для однократного
применения
- **не содержит латекса**

**БАЛЛОННЫЕ
КАТЕТЕРЫ**

Силикон



НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	БАЛЛОН	ДЛИНА	КОЛ-ВО	
	с отсоединяемой воронкой				
	340500	Ch. 12-14	3 мл	450 мм	5
		Ch. 16-24	5 мл		
	с неотсоединяемой воронкой				
	340502	Ch. 12-14	3 мл	450 мм	5
		Ch. 16-24	5 мл		

**КАТЕТЕР ДЛЯ ПОЧЕЧНОЙ
ФИСТУЛЫ,**

изготовленный из силикона

- наконечник открытого типа
- прозрачные
- сантиметровая градуировка
- стерильный, для однократного
применения
- **не содержит латекса**

**КАТЕТЕР ДЛЯ
РЕНАЛЬНОЙ
ФИСТУЛЫ**

Силикон



НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО	
	179800	Ch. 10-24	400 мм	1	5

НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ
КАТЕТЕР С ИНТЕГРИРОВАННЫМ
МОЧЕТОЧНИКОВЫМ ИНТУБАТОРОМ

Силикон

	НОМЕР	РАЗМЕР	ДЛИНА	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СТЕНТА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
	179000-120040	Ch. 12x4	400 мм	0,6 мм/0,023 дюйма	2	5
	179000-140050	Ch. 14x5		0,8 мм/0,031 дюйма		
	179000-160060	Ch. 16x6		0,8 мм/0,031 дюйма		
	179000-160080	Ch. 16x8		1,3 мм/0,050 дюйма		
	179000-180080	Ch. 18x8		1,3 мм/0,050 дюйма		
	179000-200080	Ch. 20x8		1,3 мм/0,050 дюйма		
	179000-220080	Ch. 22x8		1,3 мм/0,050 дюйма		

НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ КАТЕТЕР С
ИНТЕГРИРОВАННЫМ
МОЧЕТОЧНИКОВЫМ ИНТУБАТОРОМ,
изготовленный из силикона

- мочеточниковый стент (Ch./Fr. 4/5/6/8), длиной прибл. 35 см
- стент открытого типа
- прозрачные
- сантиметровая градуировка катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ
БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР С
ИНТЕГРИРОВАННЫМ
МОЧЕТОЧНИКОВЫМ ИНТУБАТОРОМ

Силикон

	НОМЕР	РАЗМЕР	БАЛЛОН	ДЛИНА	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР КАТЕТЕРА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
	179005-120040	Ch. 12x4	3 мл	410 мм	0,6 мм/0,023 дюйма	2	1
	179005-140050	Ch. 14x5	3 мл		0,8 мм/0,031 дюйма		
	179005-160060	Ch. 16x6	5 мл		0,8 мм/0,031 дюйма		
	179005-160080	Ch. 16x8	5 мл		1,3 мм/0,050 дюйма		
	179005-180080	Ch. 18x8	5 мл		1,3 мм/0,050 дюйма		
	179005-200080	Ch. 20x8	5 мл		1,3 мм/0,050 дюйма		
	179005-220080	Ch. 22x8	5 мл		1,3 мм/0,050 дюйма		
	179005-240080	Ch. 24x8	5 мл		1,3 мм/0,050 дюйма		

НЕФРОСТОМИЧЕСКИЙ
БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР С
ИНТЕГРИРОВАННЫМ
МОЧЕТОЧНИКОВЫМ
ИНТУБАТОРОМ,
изготовленный из силикона

- мочеточниковый стент (Ch./Fr. 4/5/6/8), длиной прибл. 35 см
- стент открытого типа
- клапан для присоединения шприцев с разъемами Luer и Luer-lock
- прозрачные
- сантиметровая градуировка баллонного катетера
- рентгенконтрастный наконечник катетера
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

КАТЕТЕР
С ОТСОЕДИНЯЕМОЙ
ВОРОНКОЙ

Полиуретан

	НОМЕР	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР КАТЕТЕРА	ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ	КОЛ-ВО
	340300	Ch. 12	470 мм	1,0 мм/0,039 дюйма	2	5
		Ch. 14		1,0 мм/0,039 дюйма		
		Ch. 16		1,2 мм/0,047 дюйма		
		Ch. 18		1,2 мм/0,047 дюйма		
		Ch. 20		1,4 мм/0,055 дюйма		
		Ch. 22		1,4 мм/0,055 дюйма		
		Ch. 24		1,4 мм/0,055 дюйма		
		Ch. 26		1,4 мм/0,055 дюйма		


КАТЕТЕР С
ОТСОЕДИНЯЕМОЙ ВОРОНКОЙ,
изготовленный из полиуретана

- наконечник открытого типа, рентгенконтрастный
- контрастная полоса по всей длине
- прозрачные
- сантиметровая градуировка
- стерильный, для однократного применения
- **не содержит латекса**

8 ЭКСТРАКТОРЫ КАМНЕЙ

8.1 КОРЗИНЫ С НИТЯМИ ПЛОСКОГО СЕЧЕНИЯ


RÜSCH-STONEX®
4F



	АРТ. (КОЛ-ВО 1)					АРТ. (КОЛ-ВО 5)	
	для наконечника	РАЗМЕР для ЗАКАЗА Ø	РАБОЧАЯ длина	КОРЗИНА ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР	КОРЗИНА длина	ЗАПАСНАЯ ОБОЛОЧКА	РАЗМЕР для ЗАКАЗА
RÜSCH-STONEX® 4F с 4 нитями плоского сечения, с цилиндрическим наконечником							
	342700	Ch. 2,5	90 см	15 мм	20 мм	343030	Ch. 2,5
	342900	Ch. 2,5	115 см	15 мм	20 мм		
	342700	Ch. 3	90 см	20 мм	25 мм	343030	Ch. 3
	342900	Ch. 3	115 см	20 мм	25 мм		
	342700	Ch. 4	90 см	20 мм	25 мм	341730	Ch. 4
RÜSCH-STONEX® 4F с 4 нитями плоского сечения, с нитевидным наконечником из полиуретана							
	342800	Ch. 4	90 см	20 мм	25 мм	341730	Ch. 4

RÜSCH-STONEX С НИТЯМИ ПЛОСКОГО СЕЧЕНИЯ КОРЗИНЫ
с симметричной внешней формой для точных манипуляций с камнями, даже в самых сложных условиях.

- атравматичные наконечники
- корзины с сохраняющими форму с нитями плоского сечения из нержавеющей стали, с симметричной внешней формой
- манипуляция одной рукой
- присоединяемый держатель
- рентгенконтрастный
- блистерная упаковка
- материал оболочки: полиимид или особый фтористый эластомер
- оболочка: для однократного применения
- стерильный
- **не содержит латекса**



ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР И РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА


8.2 КОРЗИНЫ С НИТЯМИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

КОРЗИНЫ RÜSCH-STONEX
С НИТЯМИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ


предлагает широкий выбор вариантов, подходящих для камней любого размера и формы.

- атравматичные наконечники
- корзины с сохраняющими форму нитями круглого сечения из нержавеющей стали, со спиралевидной внешней формой
- манипуляция одной рукой
- присоединяемый держатель
- оболочка с сантиметровой градуировкой и рабочей длиной 65 см
- рентгенконтрастный
- блистерная упаковка
- материал оболочки: полиимид или особый фтористый эластомер
- оболочка: для однократного применения
- стерильный
- не содержит латекса

RÜSCH-STONEX®
4R
5R
6R



	АРТ. (КОЛ-ВО 1)				
	для наконечника	РАЗМЕР для ЗАКАЗА Ø	РАБОЧАЯ ДЛИНА	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР КОРЗИНЫ	ДЛИНА КОРЗИНЫ
RÜSCH-STONEX® 4 R с 4 нитями круглого сечения, с цилиндрическим наконечником					
	341450	Ch. 2,5	90 см	12 мм	20 мм
	341400	Ch. 2,5	115 см	12 мм	20 мм
	341500	Ch. 3	65 см	20 мм	40 мм
	341450	Ch. 3	90 см	20 мм	40 мм
	341400	Ch. 3	115 см	20 мм	40 мм
	341500	Ch. 4	65 см	20 мм	40 мм
	341500	Ch. 5	65 см	20 мм	40 мм
RÜSCH-STONEX® 4 R с 4 нитями круглого сечения, с нитевидным наконечником из полиуретана					
	341600	Ch. 4 Ch. 5	65 см	20 мм	40 мм
RÜSCH-STONEX® 5R с 5 нитями круглого сечения, с цилиндрическим наконечником					
	341401	Ch. 3	115 см		
	341501	Ch. 4	65 см	20 мм	40 мм
	341501	Ch. 5	65 см		
RÜSCH-STONEX® 5R с 5 нитями круглого сечения, с нитевидным наконечником из полиуретана					
	341601	Ch. 4 Ch. 5	65 см	20 мм	40 мм
RÜSCH-STONEX® 6R с 6 нитями круглого сечения, с цилиндрическим наконечником					
	341402	Ch. 3	115 см		
	341502	Ch. 4	65 см	20 мм	40 мм
	341502	Ch. 5	65 см		
RÜSCH-STONEX® 6R с 6 нитями круглого сечения, с нитевидным наконечником из полиуретана					
	341602	Ch. 4 Ch. 5	65 см	20 мм	40 мм



9 ИЗДЕЛИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

9.1 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УРЕТРАЛЬНЫЕ ДИЛАТАТОРЫ

НАБОР ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УРЕТРАЛЬНОГО ДИЛАТАТОРА

для лечения стриктур уретры
и для дилатации уретры
в послеоперационном периоде после
внутренней уретротомии.

- двухходовый дилататор,
изготовленный из полиуретана
- белый, рентгенконтрастный
- со специальным армированным
баллоном, изготовленным
из латекса, давление наполнения
баллона 5 бар
- полый мандрен и антирефлюксный
клапан с наконечником шприца
Luer-lock
- двухходовый кран
- удлинительная трубка,
изготовленная из ПВХ, прозрачный,
переходники
Luer-lock (с внутренним
и наружным конусом), длиной
прибл. 50 см
- входящий в набор одноразовый
шприц
- стерильный, для однократного
применения

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УРЕТРАЛЬНЫЕ ДИЛАТАТОРЫ




КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	БАЛЛОН	КОЛ-ВО
 конический, открытого типа для коаксиальной установки	342100*	полиуретан, латексный баллон	Ch. 14:28	прибл. 40 см	8,0 мл длина 15 см	1
	342101*	полиуретан, латексный баллон	Ch. 12:22	прибл. 40 см	5,0 мл длина 15 см	1
	342102*	полиуретан, латексный баллон	Ch. 14:28	прибл. 50 см	13,0 мл длина 20 см	1
 Тип Тимана, 1 дренажное отверстие	342200*	полиуретан, латексный баллон	Ch. 14:28	прибл. 40 см	8,0 мл длина 15 см	1
	342201*	полиуретан, латексный баллон	Ch. 12:22	прибл. 40 см	5,0 мл длина 15 см	1
	342202*	полиуретан, латексный баллон	Ch. 14:28	прибл. 50 см	13,0 мл длина 20 см	1

Максимальный диаметр струны-проводника
для коаксиальных уретральных дилататоров

НОМЕР 342100 / 342101 / 342102	
0,035 дюйма	0,89 мм

* Эти изделия содержат натуральный латекс,
который может вызвать аллергические реакции.

9.2 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ ДИЛАТАТОРЫ



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	БАЛЛОН	КОЛ-ВО
 конический, открытого типа	342002*	ДВУХПРОСВЕТНЫЙ Набор гидравлического мочеточникового дилататора для коаксиальной установки, полый внутренний мандрен и двухходовый кран с переходником Luer-lock, входящая в комплект удлинительная трубка из ПВХ, прозрачная, с переходниками Luer-lock (с внутренним и наружным конусом), длиной прибл. 50 см				
		полиуретан, латексный баллон	Ch. 8:18	прибл. 70 см	3,0 мл длина 9,5 см	1
 изогнутый наконечник в форме оливы	342000*	ОДНОПРОСВЕТНЫЙ Набор гидравлического мочеточникового дилататора, для применения через уретерореноскопы				
		полиуретан, латексный баллон	Ch. 5:12	прибл. 75 см	0,9 мл длина 5 см	1
	342001*		Ch. 6:14			
	342001*	полиуретан, латексный баллон	Ch. 5:14	прибл. 70 см	0,3 мл длина 2 см	1

Максимальный диаметр струны-проводника для коаксиальных мочеточниковых дилататоров

НОМЕР 342002	
0,035 дюйма	0,89 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ ДИЛАТАТОРЫ

Мягкая баллонная дилатация мочеточника


- дилататоры, изготовленные из полиуретана со специальным армированным баллоном из латекса
- белый, рентгенконтрастный
- градуировка в см
- мандрен
- обратный клапан с двухходовым краном с переходником Luer-lock
- входящий в набор одноразовый шприц
- стерильный, для однократного применения

9.3 МЕХАНИЧЕСКИЕ МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ ДИЛАТАТОРЫ

МЕХАНИЧЕСКИЕ
МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ ДИЛАТАТОРЫ
для поэтапной дилатации
мочеточника

- дилататоры, изготовленные из полиуретана
- высоко-рентгенконтрастный
- градуировка в см
- стерильный, для однократного применения
- не содержит латекса

МЕХАНИЧЕСКИЕ
МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ
ДИЛАТАТОРЫ



КОНФИГУРАЦИЯ НАКОНЕЧНИКА	НОМЕР	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА	ДЛИНА	КОЛ-ВО
 конический, открытого типа	341000	Набор мочеточникового дилататора, модель Vienna состоит из дилататоров 9 разных размеров и струны-проводника с прямым гибким безопасным наконечником и сантиметровой градуировкой на протяжении 50 см			1
		Дилататоры из полиуретана Струна-проводник из нержавеющей стали	Ch. 6/8-14/16 Ø 0,037 дюйма (0,95 мм)	прибл. 60 см прибл. 150 см	
 конический, открытого типа	341001	Мочеточниковый дилататор в индивидуальной упаковке			5
		полиуретан	Ch. 6/8-14/16	прибл. 60 см	
 гибкий наконечник	341002	Струна-проводник в индивидуальной упаковке прямой гибкий безопасный наконечник, сантиметровая градуировка до 50 см			2
		нержавеющая сталь	Ø 0,037 дюйма (0,95 мм)	прибл. 150 см	

УКАЗАТЕЛЬ НОМЕРОВ ПО КАТАЛОГУ

НОМЕР	СТР	НОМЕР	СТР	НОМЕР	СТР	НОМЕР	СТР
170003	12	179000	53	264500	33	334703	41
170004	12	179005	53	264600	31	334704	43
170305	14	179360	13/14	264701	30	334705	43
170605	3	НОМЕР	СТР	264702	30	334706	43
170606	22	179800	52	264710	30	334710	41
170630	6	180003	12	264711	30	334711	41
170702	21/22	180105	4	264801	30	334714	41
170703	20/22	180605	4	264810	30	334740	38
170704	20/22	180630	7	264811	30	334741	38
170717	20/22	181305	4	267500	33	334742	38
170718	20/22	181330	7	310000	45	334743	38
170722	21/22	183230	10	310001	45	334744	38
170723	21/22	183405	10	333601	31	334745	38
170727	20/22	183430	10	334200	41	334746	38
170729	21/22	186005	4	334201	41	334751	38
171100	24	186505	4	334202	41	334752	38
171305	3	187501	16	334205	41	334753	38
171505	3	187502	16	334206	41	334760	43
172530	6	220005	17	334207	43	334800	40
173230	8	220006	17	334208	44	334801	40
173330	8	220500	18	334209	44	334802	40
173420	14	221500	18	334210	44	334811	40
173430	8	221800	18	334211	41	334812	40
173800	9	221900	18	334212	41	334840	37
173810	8	223600	31	334213	41	334841	37
173830	8	223602	31	334231	43	334846	37
173900	9	223604	31	334232	43	334900	40
173910	8	223606	31	334245	43	334901	40
173930	8	223706	31	334246	38	334902	40
174000	9	238300	17	334247	38	334940	37
174030	8	263602	31	334248	38	334941	37
174100	9	263702	31	334249	38	335100	40
174130	8	263802	31	334250	38	335101	40
178000	3	264001	32	334263	43	335102	40
178001	3	264100	32	334400	44	335111	40
178003	12	264102	32	334479	44	335112	40
178004	12	264200	32	334700	44	335140	37

НОМЕР	СТР	НОМЕР	СТР	НОМЕР	СТР	НОМЕР	СТР
335142	37	335441	37	341500	56	662430	в
335143	37	335524	39	341501	56	662530	6
335166	40	335526	39	341502	56	662575	6
335200	40	335528	39	341600	56	662630	6
335201	40	335620	39	341601	56	662675	6
335300	40	335622	39	341602	56	663230	10
335301	40	335624	39	341700	56	663630	в
335302	40	335626	39	341730	55/56	664130	10
335303	42	335628	39	341760	56	664176	10
335304	42	340002	49	342000	61	664230	10
335305	42	340003	49	342001	61	664275	10
335306	42	340012	46	342002	61	664330	10
335307	42	340013	46	342100	60	664530	10
335309	42	340014	47	342101	60	664575	10
335310	42	340057	49	342102	60	673044	25
335311	40	340200	51	342200	60	673049	25
335312	40	340201	51	342201	60	673052	25
335312	42	340300	53	342202	60	673053	27
335313	42	340408	52	342700	55	673054	27
335314	42	340409	52	342800	55	673064	26
335315	42	340500	52	342900	55	673065	26
335316	42	340502	52	343030	55/56	680141	50
335340	37	340700	34	345500	15	680143	50
335341	37	340702	38	415100	19	680145	50
335400	40	340703	36	415600	19	680151	50
335401	40	340800	34	415700	19	680153	50
335403	42	340802	34	546000	16	680155	50
335404	42	340900	51	546476	47	680160	35
335405	42	340901	51	547200	36	850550	16/20
335406	42	341000	62	547201	36		
335407	42	341001	62	548000	16		
335411	40	341002	35/62	548500	16		
335413	42	341100	51	556000	16		
335414	42	341200	48	650704	23		
335415	42	341400	56	660610	4		
335416	42	341401	56	660630	6		
335417	42	341402	56	661610	4		
335440	37	341450	56	661630	6		

Восемь способов извлечения катетера Фолея, если не удастся опорожнить его баллон.

Д-р Стефан Рот и проф. Л. Хертле, отделение урологии, Университет Мюнстера/Германия


ОПОРОЖНЕНИЕ ВРАЩЕНИЕМ

Техника: Выполните аспирацию, слегка потягивая за конец катетера с попеременным вращением влево-вправо для уменьшения слипания и устранения неровностей в заполняющем просвете.




УКОРОЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННОГО УЧАСТКА

Техника: Срежьте воронку катетера, поскольку она чаще всего подвергается повреждениям из-за постоянного натяжения и перегибов. В целях безопасности важно сохранить как минимум 5 см катетера от наружного отверстия мочеиспускательного канала.




ТРАНСЛЮМИНАЛЬНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ И ПЕРФОРАЦИЯ

Техника: Зондируйте просвет заполнения тонким зондом (мандреном мочеточникового, центрального венозного или ангиографического катетера). В случае неудачи попробуйте перфорировать баллон введенным мандреном (внимание: после манипуляции осмотрите баллон, чтобы убедиться, что он извлечен полностью).




ЧРЕСКОЖНАЯ ПУНКЦИЯ

Техника: Выполнение возможно под контролем рентгенологического (цистография) или ультразвукового исследования. Во время пункции фиксируйте баллон к шейке мочевого пузыря, слегка потягивая за дистальный конец катетера. Для пункции можно использовать иглы для биопсии, нефростомии или спинномозговой пункции (внимание: после манипуляции осмотрите баллон, чтобы убедиться, что он извлечен полностью).



СПОСОБ ГАРПУНА

Техника: Заполните тубус цистоскопа лубрикантом и проведите его по срезанному концу катетера до баллона. Затем введите зонд между тубусом и катетером, используя способ О'Флинна. В качестве зонда можно воспользоваться толкателями или струнами-проводниками уретральных катетеров (внимание: после манипуляции осмотрите баллон, чтобы убедиться, что он извлечен полностью).




ТРАНСРЕКТАЛЬНАЯ ИЛИ ТРАНСВАГИНАЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ

Техника: С помощью гибкой иглы для биопсии пунктируйте баллон, зафиксированный у шейки мочевого пузыря с помощью легкого потягивания за катетер (внимание: после манипуляции осмотрите баллон, чтобы убедиться, что он извлечен полностью).




РАЗРЫВ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕРАСТЯЖЕНИЯ

Техника: Разрыва можно добиться перерастяжением баллона 0,9 % раствором NaCl. В зависимости от катетера, может понадобиться от 70 до 200 мл раствора. Поэтому это сопряжено с риском разрыва мочевыводящих путей у пациентов с нефростомическими катетерами и сокращенным мочевым пузырем.



ХИМИЧЕСКИ ИНДУЦИРОВАННЫЙ РАЗРЫВ


Техника: Введите через просвет заполнения 10 мл парафина. При необходимости введите еще 5-10 мл спустя 5-10 мин. В качестве предупредительной меры важно предварительно ввести в мочевой пузырь 100-200 мл физраствора. После извлечения баллонного катетера выполните цистоскопию на предмет обнаружения его фрагментов во избежание их обызвествления.




Внимание! Вследствие низкой температуры кипения эфира (34,5 °C), после введения 2-5 мл эфира происходит практически мгновенное увеличение объема до 0,4-1,0 л. Это может стать причиной разрыва мочевого пузыря, особенно у детей. Поэтому применения эфира следует избегать.

ВВЕДЕНИЕ — БЕЗОПАСНОЕ, КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ, ЭКОНОМИЧНОЕ


Надлобковая цистостомия




Мочеточниковый катетер



Мочеточниковый стент



Нефростомия



Teleflex является ведущим поставщиком изделий медицинского назначения для диагностики и интенсивной терапии критических состояний, а также хирургии. Наша миссия – предоставлять медицинскому персоналу решения, позволяющие добиться лучших результатов и обеспечивающие безопасность пациента и врача. Мы специализируемся на изделиях для общей и региональной анестезии, кардиологии, респираторной терапии, урологии, сосудистого доступа и хирургии. Мы помогаем медикам более чем в 130 странах мира. Teleflex также поставляет комплектующие для производства медицинского оборудования.

К нашим всемирно известным брендам относятся: ARROW®, BEERE MEDICAL®, DEKNATEL®, GIBECK®, HUDSON RCI®, KMEDIC®, PILLING®, PLEUR-EVAC®, RÜSCH®, SHERIDAN®, SMD®, TAUT®, TFX OEM®, VASONOVA™ и WESCK®. Все они являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми знаками компании Teleflex Incorporated.

Глобальное присутствие Teleflex охватывает такие страны, как Австрия, Бельгия, Канада, Китай, Чешская Республика, Франция, Германия, Греция, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Мексика, Нидерланды, Португалия, Сингапур, Словацкая Республика, ЮАР, Испания, Швейцария, Великобритания, Уругвай и США.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЕВРОПЫ, БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И АФРИКИ (ЕМЕА):

ШТАБ – КВАРТИРА TELEFLEX в ЕМЕА, ИРЛАНДИЯ

Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business Park, Athlone, Co. Westmeath
Телефон +353 (0)9 06 46 08 00 · Факс +353 (0)14 37 07 73
orders.intl@teleflex.com

Более подробную информацию вы можете получить на сайте www.teleflex.com

Продукты, перечисленные в этом каталоге, поставляются только в регион ЕМЕА (Европа, Ближний Восток, Африка). Для получения дальнейшей информации обратитесь в ваше местное представительство. Все данные являются актуальными на момент печати (06/2012). Технические изменения могут вноситься без предварительного уведомления.

94 05 14 - 00 00 RU · REV C · MC/WM · 06 12 01