


СТЕНТЫ



ПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕНТЫ

Advanix™ панкреатические стенты-прямые



Номер	Описание	Передний лепесток	Форма	Внешний диаметр (F) / (мм)	Длина (см)
M00536000	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	2
M00536010	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	3
M00536020	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	4
M00536030	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	5
M00536040	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	6
M00536050	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	7
M00536060	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	8
M00536070	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	9
M00536080	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	10
M00536090	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	11
M00536100	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	12
M00536110	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Прямой	3 / 1.00	13
M00536120	Advanix панкреатический стент ●1	Нет	Прямой	4 / 1.35	2
M00536130	Advanix панкреатический стент ●1	Нет	Прямой	4 / 1.35	3
M00536140	Advanix панкреатический стент ▲1	Нет	Прямой	4 / 1.35	4
M00536150	Advanix панкреатический стент ▲1	Нет	Прямой	4 / 1.35	5
M00536160	Advanix панкреатический стент ▲1	Нет	Прямой	4 / 1.35	6
M00536170	Advanix панкреатический стент ▲1	Нет	Прямой	4 / 1.35	7
M00536180	Advanix панкреатический стент ▲1	Нет	Прямой	4 / 1.35	8
M00536190	Advanix панкреатический стент ▲1	Нет	Прямой	4 / 1.35	9
M00536200	Advanix панкреатический стент ▲1	Нет	Прямой	4 / 1.35	10
M00536210	Advanix панкреатический стент ▲1	Нет	Прямой	4 / 1.35	11
M00536220	Advanix панкреатический стент ▲1	Нет	Прямой	4 / 1.35	12
M00536230	Advanix панкреатический стент ▲1	Нет	Прямой	4 / 1.35	13
M00536240	Advanix панкреатический стент ●	Нет	Прямой	5 / 1.67	2
M00536250	Advanix панкреатический стент ●	Нет	Прямой	5 / 1.67	3
M00536260	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	4
M00536270	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	5
M00536280	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	6
M00536290	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	7
M00536300	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	8
M00536310	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	9
M00536320	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	10
M00536330	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	11
M00536340	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	12
M00536350	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	13

■ Ближний маркер эндоскопический;

● Ближний маркер рентгенконтрастный

▲ Дальний РКэндоскопический 1 Более жесткий материал, чем 4Fr с завитком.

Advanix™ панкреатические стенты – прямые



Номер	Описание	Передний лепесток	Форма	Внешний диаметр (F) / (мм)	Длина (см)
M00536480	Advanix панкреатический стент ■	Да	Прямой	7 / 2.33	3
M00536490	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	4
M00536500	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	5
M00536510	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	6
M00536520	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	7
M00536530	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	8
M00536540	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	9
M00536550	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	10
M00536560	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	11
M00536570	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	12
M00536580	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	13
M00536590	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	15
M00536600	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	7 / 2.33	18
M00536610	Advanix панкреатический стент ■	Да	Прямой	10 / 3.33	3
M00536620	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	4
M00536630	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	5
M00536640	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	6
M00536650	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	7
M00536660	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	8
M00536670	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	9
M00536680	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	10
M00536690	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	11
M00536700	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	12
M00536710	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	13
M00536720	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	15
M00536730	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	10 / 3.33	18

■ Ближний маркер эндоскопический,
■ Ближний маркер рентгенконтрастный
▲ Дальний маркер РК, ближний эндоскопический.

ПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕНТЫ



Advanix™ панкреатические стенты – с завитком

Номер	Описание	Передний лепесток	Форма	Внешний диаметр (F) / (мм)	Длина (см)
M00536740	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	2
M00536750	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	3
M00536760	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	4
M00536770	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	5
M00536780	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	6
M00536790	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	7
M00536800	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	8
M00536810	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	9
M00536820	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	10
M00536830	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	11
M00536840	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	12
M00536850	Advanix панкреатический стент ■	Нет	Завиток	3 / 1.00	13
M00536860	Advanix панкреатический стент ●	Нет	Завиток	4 / 1.35	2
M00536870	Advanix панкреатический стент ●	Нет	Завиток	4 / 1.35	3
M00536880	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	4
M00536890	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	5
M00536900	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	6
M00536910	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	7
M00536920	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	8
M00536930	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	9
M00536940	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	10
M00536950	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	11
M00536960	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	12
M00536970	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	13
M00536980	Advanix панкреатический стент ●	Нет	Завиток	5 / 1.67	2
M00536990	Advanix панкреатический стент ●	Нет	Завиток	5 / 1.67	3
M00537000	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	4
M00537010	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	5
M00537020	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	6
M00537030	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	7
M00537040	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	8
M00537050	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	9
M00537060	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	10
M00537070	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	11
M00537080	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	12
M00537090	Advanix панкреатический стент ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	13

Рекомендованный проводник: 0,035" Jagwire. Hydra Jagwire™ высокопрочный проводник.
 ■ Близкий маркер эндоскопический ● Близкий маркер рентгенконтрастный ▲ Дальный маркер рентгенконтрастный

Стенты

ПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕНТЫ



Advanix™ панкреатические стенты – прямые

Номер	Описание	Передний лепесток	Форма	Внешний диаметр (F) / (мм)	Длина (см)
M00536360	Advanix панкреатический стент ●	Да	Прямой	5 / 1,67	2
M00536370	Advanix панкреатический стент ●	Да	Прямой	5 / 1,67	3
M00536380	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	5 / 1,67	4
M00536390	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Прямой	5 / 1,67	5
M00536400	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Прямой	5 / 1,67	6
M00536410	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Прямой	5 / 1,67	7
M00536420	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Прямой	5 / 1,67	8
M00536430	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Прямой	5 / 1,67	9
M00536440	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Прямой	5 / 1,67	10
M00536450	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Прямой	5 / 1,67	11
M00536460	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Прямой	5 / 1,67	12
M00536470	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Прямой	5 / 1,67	13

● Близкий маркер рентгенконтрастный; ▲ Дальний РК, ближний эндоскопический
 2 Более жесткий, чем 5F прямой и с завитком БЕЗ переднего шипа.
 Для рабочего канала от 3,2мм

Рекомендованный проводник: 0,035" Jagwire. Hydra Jagwire™ высокопроизводительный проводник

Стенты

ПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕНТЫ



Advanix™ панкреатические стенты – с завитком, с лепестком

Номер	Описание	Передний лепесток	Форма	Внешний диаметр (F) / (мм)	Длина (см)
M00537100	Advanix панкреатический стент ●	Да	Завиток	5 / 1.67	2
M00537110	Advanix панкреатический стент ●	Да	Завиток	5 / 1.67	3
M00537120	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	5 / 1.67	4
M00537130	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	5 / 1.67	5
M00537140	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Завиток	5 / 1.67	6
M00537150	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Завиток	5 / 1.67	7
M00537160	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Завиток	5 / 1.67	8
M00537170	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Завиток	5 / 1.67	9
M00537180	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Завиток	5 / 1.67	10
M00537190	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Завиток	5 / 1.67	11
M00537200	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Завиток	5 / 1.67	12
M00537210	Advanix панкреатический стент ▲2	Да	Завиток	5 / 1.67	13
M00537220	Advanix панкреатический стент ■	Да	Завиток	7 / 2.33	3
M00537230	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	4
M00537240	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	5
M00537250	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	6
M00537260	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	7
M00537270	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	8
M00537280	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	9
M00537290	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	10
M00537300	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	11
M00537310	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	12
M00537320	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	13
M00537330	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	15
M00537340	Advanix панкреатический стент ▲	Да	Завиток	7 / 2.33	18

■ Близкий маркер эндоскопический, ● Близкий маркер рентгенконтрастный ▲ Дальний РК близкий эндоскопический
2 Более жесткий материал стента по сравнению с 5Fr с завитком и прямыми стентами БЕЗ переднего лепестка


Стенты

ПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕНТЫ



Advanix™ наборы для стентирования панкреатического протока(Стент + RX толкатель) – с завитком

Номер	Описание	Передний лепесток	Форма	Внешний диаметр (F) / (мм)	Длина (см)
M00537350	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ●	Нет	Завиток	4 / 1.35	3
M00537360	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	4
M00537370	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	5
M00537380	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Нет	Завиток	4 / 1.35	7
M00537390	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	3
M00537400	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	4
M00537410	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	5
M00537420	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Нет	Завиток	5 / 1.67	7



Advanix™ наборы для стентирования панкреатического протока(Стент + RX толкатель) – прямые


Номер	Описание	Передний лепесток	Форма	Внешний диаметр (F) / (мм)	Длина (см)
M00537460	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ● 1	Нет	Прямой	4 / 1.35	3
M00537470	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲ 1	Нет	Прямой	4 / 1.35	4
M00537480	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲ 1	Нет	Прямой	4 / 1.35	5
M00537490	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲ 1	Нет	Прямой	4 / 1.35	7
M00537500	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ●	Нет	Прямой	5 / 1.67	3
M00537510	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	4
M00537520	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	5
M00537530	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Нет	Прямой	5 / 1.67	7

■Ближний маркер эндоскопический, ●Ближний маркер рентгенконтрастный, ▲Дальний маркер рентгенконтрастный, ближний маркер эндоскопический.
1 – Более жесткий материал по сравнению со стентами 4Ft с завитком.

Рекомендованный проводник: 0,035" Jagwire, Hydra Jagwire высокопроизводительный проводник 260 см

ПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕНТЫ

Advanix™ наборы для стентирования панкреатического протока (Стент + RX толкатель)) – прямые.



Номер	Описание	Передний лепесток	Форма	Внешний диаметр (F) / (мм)	Длина (см)
M00537540	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ●	Да	Прямой	5 / 1,67	3
M00537550	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Да	Прямой	5 / 1,67	4
M00537560	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Да	Прямой	5 / 1,67	5

●Ближний маркер рентгенконтрастный, ▲Дальний маркер рентгенконтрастный, ближний маркер эндоскопический
Рекомендованный проводник: 0,035" Jagwire, Hydra Jagwire высокопроизводительный проводник

Advanix™ наборы для стентирования панкреатического протока (Стент + RX толкатель)) – с завитком с лепестком



Номер	Описание	Передний лепесток	Форма	Внешний диаметр (F) / (мм)	Длина (см)
M00537430	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ●	Да	Завиток	5 / 1.67	3
M00537440	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Да	Завиток	5 / 1.67	4
M00537450	Advanix набор для стентирования панкреатического протока ▲	Да	Завиток	5 / 1.67	5

●Ближний маркер рентгенконтрастный, ▲Дальний маркер рентгенконтрастный, ближний маркер эндоскопический
Рекомендованный проводник: 0,035" Jagwire, Hydra Jagwire высокопроизводительный проводник

NaviFlex™ RX панкреатическая доставочная система и NaviFlex толкатели



Номер для заказа	Описание	Диаметр (F) / (мм)
M00535000	RX толкатель для панкреатического стента	3 / 1.00
M00535010	RX толкатель для панкреатического стента	4 & 5 / 1.35 & 1.67
M00535020	Толкатель для панкреатического стента	3 / 1.00
M00535030	Толкатель для панкреатического стента	4 & 5 / 1.35 & 1.67
M00535060	NaviFlex RX доставочная система для панкреатического стента	7 / 2.33
M00535080	NaviFlex RX доставочная система для панкреатического стента	10 / 3,