



СТЕНТЫ



Стенты



WallFlex™ дуоденальные стенты

Номер	Описание	Диаметр тела стента (мм)	Диаметр расширения (мм)	Длина стента (см)	Длина доставочного устройства (см)	Диаметр катетера (F) / (мм)
M00565010	Wallflex дуоденальный стент	22	27	6	230	10 / 3.33
M00565020	Wallflex дуоденальный стент	22	27	9	230	10 / 3.33
M00565030	Wallflex дуоденальный стент	22	27	12	230	10 / 3.33

По 1 штуке в коробке
Рекомендованные проводники для систем 230 см: : 0,035" (0,89 мм), высокопроизводительный жесткий проводник Jagwire, Hydra Jagwire с прямым и изогнутым кончиком 450 см, 500см.