



ПУЛЬМОНОЛОГИЯ



ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНЫЕ СТЕНТЫ



НОВИНКА Ultraflex™ трахеобронхиальный стент, покрытый, Не стерильный.



Дистальное раскрытие

Номер	Описание	Максимальный внешний диаметр стента (мм)	Длина раскрытого стента (мм)	Длина покрытия (мм)
M00564740	Ultraflex система трахеобронхиального стента	8	40	25
M00564750	Ultraflex система трахеобронхиального стента	10	30	15
M00564760	Ultraflex система трахеобронхиального стента	10	40	25
M00564770	Ultraflex система трахеобронхиального стента	12	30	15
M00564780	Ultraflex система трахеобронхиального стента	12	40	25
M00564790	Ultraflex система трахеобронхиального стента	14	30	15
M00564800	Ultraflex система трахеобронхиального стента	14	40	25
M00564810	Ultraflex система трахеобронхиального стента	14	60	45
M00564820	Ultraflex система трахеобронхиального стента	14	80	65
M00564830	Ultraflex система трахеобронхиального стента	16	40	25
M00564840	Ultraflex система трахеобронхиального стента	16	60	45
M00564850	Ultraflex система трахеобронхиального стента	16	80	65
M00564860	Ultraflex система трахеобронхиального стента	18	40	25
M00564870	Ultraflex система трахеобронхиального стента	18	60	45
M00564880	Ultraflex система трахеобронхиального стента	18	80	65
M00564890	Ultraflex система трахеобронхиального стента	20	40	25
M00564900	Ultraflex система трахеобронхиального стента	20	60	45
M00564910	Ultraflex система трахеобронхиального стента	20	80	65

1 штука в упаковке
Рекомендованный проводник: 0,035" (0,89 мм) Jagwire™ пульмонологический проводник, M00515171 / 0,038 дюйма (0,97 мм), Amplatz™ сверхжесткий проводник, M00550090.
Дополнительные характеристики для Ultraflex трахеобронхиальных с тентов: рабочая длина системы доставки 95 см; максимальный наружный диаметр катетера 16F (5,33 мм), сжатый стент на катетере обеспечивает внешний диаметр системы доставки 15–22 F (5,00–7,33 мм).

ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНЫЕ СТЕНТЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



НОВИНКА Ultraflex™ трахеобронхиальный стент, непокрытый. Не стерильный.

Проксимальное раскрытие



Номер для заказа	Описание	Максимальный внешний диаметр стента (мм)	Длина раскрытого стента (мм)
M00564640	Система трахеобронхиального стента Ultraflex	8	20
M00564650	Система трахеобронхиального стента Ultraflex	8	40
M00564660	Система трахеобронхиального стента Ultraflex	10	20
M00564670	Система трахеобронхиального стента Ultraflex	10	40
M00564680	Система трахеобронхиального стента Ultraflex	12	20
M00564690	Система трахеобронхиального стента Ultraflex	12	40
M00564700	Система трахеобронхиального стента Ultraflex	14	20
M00564710	Система трахеобронхиального стента Ultraflex	14	40
M00564720	Система трахеобронхиального стента Ultraflex	14	60

1 штука в упаковке
Рекомендованный проводник: 0,035" (0,89 мм) Jagwire™ пульмонологический проводник, M00515171 / 0,038 дюйма (0,97 мм), Amplatz™ сверхжесткий проводник, M00550090.
Дополнительные характеристики для Ultraflex трахеобронхиальных стентов: рабочая длина системы доставки 95 см; максимальный наружный диаметр катетера 16F (5,33 мм), сжатый стент на катетере обеспечивает внешний диаметр системы доставки 15–18F (5,00–6,00 мм)

Ultraflex™ трахеобронхиальные без покрытия.



Дистальное раскрытие.

Номер	Описание	Внешний диаметр стента (мм)	Длина стента (мм)
M00564500	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	10	30
M00564510	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	12	30
M00564520	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	14	30
M00564530	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	16	40
M00564540	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	16	60
M00564560	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	18	40
M00564570	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	18	60
M00564590	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	20	40
M00564600	Ultraflex NG трахеобронхиальный стент	20	60

В упаковке по 1 шт.
Длина системы доставки 95см.
Рекомендуемый высокопроизводительный проводник Jagwire, Hydra Jagwire 0.035 дюйма, - 260см