


# СТЕНТЫ



# Стенты

## ПИЩЕВОДНЫЕ СТЕНТЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



### Ultraflex™ NG покрытые пищеводные стенты

#### Проксимальное раскрытие



| Номер     | Описание                | Внешний диаметр стента (мм) | Диаметр проксимального расширения (мм) | Длина стента (см) | Длина покрытой части (см) |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| M00513840 | Ultraflex NG пищеводный | 18                          | 23                                     | 10                | 7                         |
| M00513850 | Ultraflex NG пищеводный | 18                          | 23                                     | 12                | 9                         |
| M00513860 | Ultraflex NG пищеводный | 18                          | 23                                     | 15                | 12                        |
| M00514240 | Ultraflex NG пищеводный | 23                          | 28                                     | 10                | 7                         |
| M00514250 | Ultraflex NG пищеводный | 23                          | 28                                     | 12                | 9                         |

#### Дистальное раскрытие

| Номер     | Описание                | Внешний диаметр стента (мм) | Диаметр проксимального расширения (мм) | Длина стента (см) | Длина покрытой части (см) |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| M00513730 | Ultraflex NG пищеводный | 18                          | 23                                     | 10                | 7                         |
| M00513740 | Ultraflex NG пищеводный | 18                          | 23                                     | 12                | 9                         |
| M00513750 | Ultraflex NG пищеводный | 18                          | 23                                     | 15                | 12                        |
| M00514200 | Ultraflex NG пищеводный | 23                          | 28                                     | 10                | 7                         |
| M00514210 | Ultraflex NG пищеводный | 23                          | 28                                     | 12                | 9                         |

По 1 штучке в коробке

Рекомендованный проводник: .0,038" (0,97мм) 260 см Jagwire™, M0055662011



### Ultraflex™ NG непокрытые пищеводные стенты

#### Проксимальное раскрытие



| Номер     | Описание                      | Внешний диаметр стента (мм) | Диаметр проксимального расширения (мм) | Длина стента (см) |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| M00513800 | Ultraflex NG пищеводный стент | 18                          | 23                                     | 7                 |
| M00513810 | Ultraflex NG пищеводный стент | 18                          | 23                                     | 10                |
| M00513820 | Ultraflex NG пищеводный стент | 18                          | 23                                     | 12                |
| M00513830 | Ultraflex NG пищеводный стент | 18                          | 23                                     | 15                |
| M00514220 | Ultraflex NG пищеводный стент | 23                          | 28                                     | 7                 |
| M00514230 | Ultraflex NG пищеводный стент | 23                          | 28                                     | 12                |

#### Дистальное раскрытие

| Номер     | Описание                      | Внешний диаметр стента (мм) | Диаметр проксимального расширения (мм) | Длина стента (см) |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| M00513700 | Ultraflex NG пищеводный стент | 18                          | 23                                     | 7                 |
| M00513710 | Ultraflex NG пищеводный стент | 18                          | 23                                     | 10                |
| M00513720 | Ultraflex NG пищеводный стент | 18                          | 28                                     | 15                |

По 1 штучке в коробке

Рекомендованный проводник: .0,038" (0,97мм) 260 см Jagwire™, Hydra Jagwaire

# Стенты

**Ultraflex Large NG** непокрытые пищеводные стенты.



| Номер     | Описание                      | Внешний диаметр<br>стента (мм) | Диаметр проксимального<br>расширения (мм) | Длина стента<br>(мм) |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| M00514220 | Ultraflex LargeNG пищеводный  | 23                             | 28                                        | 70                   |
| M00514230 | Ultraflex Large NG пищеводный | 23                             | 28                                        | 120                  |