

СТЕНТЫ



ПИЩЕВОДНЫЕ СТЕНТЫ



Стент пищеводный WallFlex с полным покрытием Permalume™, RMV(извлекаемый)



Номер	Описание	Внешний диаметр стента (мм)	Внешний диаметр проксимальных/дистальных расширений (мм)	Длина стента (см)	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина системы (см)
M00516210	WallFlex полностью покрытый пищеводный стент	18	25 / 23	10	18.5 / 6.17	120
M00516220	WallFlex полностью покрытый пищеводный стент	18	25 / 23	12	18.5 / 6.17	120
M00516230	WallFlex полностью покрытый пищеводный стент	18	25 / 23	15	18.5 / 6.17	120
M00516240	WallFlex полностью покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	10	18.5 / 6.17	120
M00516250	WallFlex полностью покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	12	18.5 / 6.17	120
M00516260	WallFlex полностью покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	15	18.5 / 6.17	120



Стент пищеводный WallFlex™ с частичным покрытием Permalume™



Номер	Описание	Внешний диаметр стента (мм)	Внешний диаметр проксимальных/дистальных расширений (мм)	Длина стента (см)	Длина покрытой части (см)	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина системы (см)
M00516900	WallFlex частично покрытый пищеводный стент	18	23 / 23	10	7	18.5 / 6.17	120
M00516910	WallFlex частично покрытый пищеводный стент	18	23 / 23	12	9	18.5 / 6.17	120
M00516920	WallFlex частично покрытый пищеводный стент	18	23 / 23	15	12	18.5 / 6.17	120
M00516930	WallFlex частично покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	10	7	18.5 / 6.17	120
M00516940	WallFlex частично покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	12	9	18.5 / 6.17	120
M00516950	WallFlex частично покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	15	12	18.5 / 6.17	120

По 1 штукe в коробке
Рекомендованный проводник: .0,038" (0,97мм). 260 см Jagwire™/



Стент пищеводный WallFlex ТМ с полным покрытием Permalume™

Номер	Описание	Внешний диаметр стента (мм)	Внешний диаметр проксимальных/дистальных расширений (мм)	Длина стента (см)	Длина покрытой части (см)	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина системы (см)
M00516700	WallFlex покрытый пищеводный стент	18	25 / 23	10	7	18.5 / 6.17	120
M00516710	WallFlex покрытый пищеводный стент	18	25 / 23	12	9	18.5 / 6.17	120
M00516720	WallFlex покрытый пищеводный стент	18	25 / 23	15	12	18.5 / 6.17	120
M00516730	WallFlex покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	10	7	18.5 / 6.17	120
M00516740	WallFlex покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	12	9	18.5 / 6.17	120
M00516750	WallFlex покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	15	12	18.5 / 6.17	120

По 1 штuke в коробке

Рекомендованный проводник: .0,038" (0,97мм) 260 см Jagwire™, M0055662011

Стент пищеводный WallFlex с полным покрытием, RMV(извлекаемый) с удлиненной петлей.

M00516270	WallFlex покрытый пищеводный стент	18	23 / 23	10	7	18.5 / 6.17	120
M00516280	WallFlex покрытый пищеводный стент	18	23 / 23	12	9	18.5 / 6.17	120
M00516290	WallFlex покрытый пищеводный стент	18	23 / 23	15	12	18.5 / 6.17	120
M00516300	WallFlex покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	10	7	18.5 / 6.17	120
M00516310	WallFlex покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	12	9	18.5 / 6.17	120
M00516320	WallFlex покрытый пищеводный стент	23	28 / 28	15	12	18.5 / 6.17	120

По 1 штuke в коробке

Рекомендованный проводник: .0,038" (0,97мм) 260 см Jagwire™, M0055662011