




СИСТЕМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БИОПСИИ КОСТНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ARROW ONCONTROL

Система для проведения биопсии костных поражений и биопсии костного мозга OnControl® предназначена для забора биоптатов тела позвонка костей, гребня подвздошной кости и трубчатых костей. А так же для аспирации костного мозга из гребня подвздошной кости пациентов детского и взрослого возраста

Привод OnControl. 9401 На литиевой батарее




Иглы для биопсии костного мозга OnControl



№ по каталогу	Длина, мм	Диаметр, Ga
9402	152	11
9407	102	11



Лоток с набором инструментов для биопсии костного мозга OnControl



№ по каталогу	Длина, мм	Игла, Ga
9408	102	11
9411	152	11

Состав набора:

Биопсийная игла на сверле с граненой заточкой, крепление на винтовой резьбе.
Металлический выталкиватель биоптата
Пластиковое устройство защиты от прокола при извлечении биоптата.
Антиконтаминационный чехол для привода

Лоток с набором для биопсии костной ткани OnControl




№ по каталогу	Длина иглы доступа, мм.	Игла доступа, Ga	Биопсийная игла, Ga
9466	6	11	13
9464	10	11	13
9462	15	11	13
9463	10	10	12


Игла для внутрикостного доступа
Игла для биопсии костных поражений
Мандрен
Металлический выталкиватель биоптата
Пластиковое устройство защиты от прокола при извлечении биоптата.
Рукоять для механической манипуляций
Антиконтаминационный чехол для привода
Хирургическая салфетка с выделенным полем



Набор аспирационных игл OnControl



№ по каталогу	Длина иглы доступа, мм	Игла доступа, Ga
9425	25	15
9468	68	15
9490	90	15



Teleflex®