



ПУЛЬМОНОЛОГИЯ



ИГЛЫ АСПИРАЦИОННЫЕ ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНЫЕ



еXcelon™ иглы аспирационные трансбронхиальные со шприцем

Номер	Описание	Диаметр (G)/внешний(мм)/внутренний(мм)	Длина иглы (мм)	Длина катетера (см)	Диаметр катетера (мм)	Кол-во в упаковке
M00564101	еXcelon игла аспирационная трансбронхиальная со шприцем	19 /1.07/ 0.69	15	130	1.8	5
M00564111	еXcelon игла аспирационная трансбронхиальная со шприцем	20 /0.90/ 0.58	15	130	1.8	5
M00564121	еXcelon игла аспирационная трансбронхиальная со шприцем	21 /0.81/ 0.50	15	130	1.8	5