



ЭРХПГ RХ





Trapezoid™ RX корзины для литоэкстракции (доставка по проводнику)

для заказа	Описание		Диаметр открыой корзины (см)	Минимальный рабочий канал (
M00510860	Trapezoid RX корзина для литоэкстракции	1	1.5	3.2
M00510870	Trapezoid RX корзина для литоэкстракции	1	2.0	3.2
M00510880	Trapezoid RX корзина для литоэкстракции	1	2.5	3.2
M00510890*	Trapezoid RX корзина для литоэкстракции	1	3.0	3.2
M00550620	Alliance II рукоятка**			

По 1 штuke в коробке

Рекомендованный проводник: 0,035" (0,89 мм) высокопроизводительный проводник Jagware, Hydra Jagware 260 см* Корзина Trapezoid 3x6 см разработана для разрушения камней диаметром более 1,5 см.

** Alliance II рекомендован для использования в качестве механического литотриптора. Alliance II является многоразовым инструментом