


Аксессуары для уретероскопии

Герметичные аксессуары разработаны
чтобы ваши дела шли гладко

Система для ирригации SAPS™

Насосная система, предназначенная для врачей или ассистентов, позволяющая эффективно контролировать ирригацию и очищать пространство простым нажатием на шприц одной рукой.

- Односторонние клапаны с автоматическим наполнением шприца для удобного и быстрого доступа к ирригационной жидкости



Адаптер UroLok™

Наш адаптер для прицела UroLok предотвращает обратный поток и защищает скользкие устройства с покрытием. Он соединяется непосредственно с дренажными мешками и предназначен для того, чтобы эти соединения не мешались.

Адаптер уретроскопа Gateway™

Адаптер эндоскопа с герметичным уплотнением и двумя портами для плавного и надежного введения нескольких инструментов в эндоскоп.

- Основной порт позволяет проходить устройствам до 8F
- Синяя люэровская пломба подходит для устройств до 3F



Информация для заказа

SAPS™ CF Continuous Flow Single Action Pumping System

Order Number	GTIN Number	Description	Unit
M0067201011	08714729045076	Single Action Pumping System CF	bx 5

Система включает: вакуумный шприц на 10 мл, систему трубок регулируемой длины с непрерывным потоком, с двойным обратным клапаном и роликовым зажимом.



UroLok™ II Scope Adaptor

Order Number	GTIN Number	Description	Unit
M0067301401	08714729066569	UroLok II Scope Adaptor	bx 10

SAPS™ Single Action Pumping System

Order Number	GTIN Number	Description	Unit
M0067201001	08714729045069	Single Action Pumping System	bx 5

Система включает: вакуумный шприц на 10 мл, обратный клапан с соединительными трубками регулируемой длины.



Gateway™ Advantage Y-Adapter

Order Number	GTIN Number	Description	Unit
M0067301501	08714729845331	Gateway Advantage Y-Adapter	bx 10



To order, contact your sales representative.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

CAUTION: The law restricts these devices to sale by or on the order of a physician. Indications, contraindications, warnings and instructions for use can be found in the product labelling supplied with each device. Information for use only in countries with applicable health authority registrations. Material not intended for use in France.

Products shown for INFORMATION purposes only and may not be approved or for sale in certain countries. Please check availability with your local sales representative or customer service.

All images are the property of Boston Scientific. All trademarks are the property of their respective owners.

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
www.bostonscientific.com

©2017 Boston Scientific Corporation or
its affiliates. All rights reserved.

URO-446715-AA JAN 2017