




ЭРХПГ



СФИНКТЕРОТОМЫ



Ultratome™ XL сфинктеротомы трехпросветные



Номер	Описание	Режущая струна (мм)	Диаметр кончика (F) / (мм)	Длина кончика (мм)	Длина катетера (см)
M00535900	Ultratome XL короткий кончик	20	5.5 / 1.83	5	200
M00535910	Ultratome XL длинный кончик	20	5.5 / 1.83	20	200
M00535920	Ultratome XL короткий кончик	30	5.5 / 1.83	5	200
M00535930	Ultratome XL длинный кончик	30	5.5 / 1.83	20	200

По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: .035in (0.89 мм) высокопроизводительный проводник Jagware, Hydra Jagware 450 см



Microknife™ XL сфинктеротом трехпросветный игольчатый



Номер для заказа	Описание	Диаметр тубуса (F) / (мм)	Длина катетера (см)
M00532810	Microknife XL сфинктеротом трехпросветный игольчатый	7-5 / 2.33-1.83	200

По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: .035in (0.89 мм) высокопроизводительный проводник Jagware, Hydra Jagware 450 см

RX Needleknife игольчатый трехпросветный сфинктеротом



Номер	Описание	Режущая струна (мм)	Диаметр катетера (F) / (мм)	Длина кончика (мм)	Диаметр кончика (F) / (мм)
M00545840	Needleknife RX	4-6	7-5 / 2.33-1.83	7	5 / 1.67

По 1 штуке в коробке
Рекомендованный проводник: 0,035" (0,89 мм) высокопроизводительный проводник Jagware, Hydra Jagware 260 см