



Хирургический клиппликатор

Hem-o-lok

для лигирования сосудов и тканей **от 2 до 16 мм**
нерассасывающимися клипсами из биоинертного полимера (пластика)

Для лапароскопического
и открытого доступов



M

WK544220
для сосудов
и тканей
2–7 мм



ML

WK544230
для сосудов
и тканей
3–10 мм



L


WK544240
для сосудов
и тканей
5–13 мм



XL

WK544250
для сосудов
и тканей
7–16 мм

**АППЛИКАТОРЫ
ДЛЯ ОТКРЫТОЙ
ХИРУРГИИ**



20 см

WK544113

WK544170

WK544180

-

27 см

WK544115

WK544171

WK544181

WK544191

27 см 70°

WK544114

WK544172

WK544179

WK544192

Инструмент для удаления клипс


WK544123

WK544123

WK544123

WK544124

ЭНДОАППЛИКАТОРЫ



ø 5 мм - 32,5 см

-

WK544965

-

-

ø 10 мм - 32,5 см

-

-

WK544995

WK544990

Инструмент для удаления клипс

-

WK544121

WK544121

WK544130

Лоток для хранения и стерилизации

-

WK544500

WK544500


WK544500

**Лоток для хранения
и стерилизации**



Форма упаковки:

6 клипс / картридж
14 картриджей / упаковка



ХИРУРГИЧЕСКИЙ КЛИПАППЛИКАТОР НЕМ-O-ЛОК

Область применения	Тип операции	Сосуды	Доступ	Размеры	Преимущества Нем-o-Lok
Общая хирургия	Правая, левая и срединная колэктомия	Желудочно-ободочная связка, правые и левые ободочные, подвздошно-ободочные сосуды	эндоскопический открытый	ML, L, XL M, ML, L, XL	- экономит время, давая возможность глубокого проникновения между органами и тканями - клипсы легко пальпируются - клипса не выпадает из аппликатора - надежно фиксирует сосуды и ткани - не препятствует получению снимков КТ или МРТ - возможно лигирование на ощупь - надежно лигирует увеличенный пузырный проток при проведении постоперационного ЭРХПГ - быстрое лигирование коротких желудочных сосудов
	Передняя колоректальная резекция	Средние ободочные сосуды и их ветви, сигмовидные сосуды, верхние нижние и средние геморроидальные сосуды и их ветви, нижние брыжеечные сосуды и их ветви	эндоскопический открытый	ML, L, XL M, ML, L, XL	
	Аппендэктомия	Аппендикулярные артерии и вены, культи аппендикса	эндоскопический открытый	ML, L, XL M, ML, L, XL	
	Холецистэктомия	Желчно-пузырная артерия, желчно-пузырный проток	эндоскопический открытый	ML, L M, ML, L	
	Гастрэктомия	Желудочные и желудочно-сальниковые артерии, ободочные сосуды, селезеночные сосуды	эндоскопический открытый	ML, L, XL M, ML, L, XL	
	Фундопликация по Ниссену	Короткие желудочные сосуды.	эндоскопический открытый	ML, L, XL M, ML, L, XL	
Урология	Спленэктомия	Селезеночная артерия, селезеночная вена, желудочно-селезеночные сосуды	эндоскопический открытый	ML, L, XL M, ML, L, XL	- экономит время, давая возможность глубокого проникновения между органами и тканями - надежно фиксирует сосуды и ткани - легкость в употреблении и надежность - клипса не выпадает из аппликатора во время работы в труднодоступных участках - клипсы легко пальпируются - защелкивающийся замок
	Простатэктомия	Семявыводящий проток, лобково-предстательная связка, перипростатические вены, дорзальные вены	эндоскопический открытый	ML, L, XL M, ML, L, XL	
	Нефрэктомия	Мочеточник, почечные сосуды, голадная вена, надпочечная вена, поясничная вена	эндоскопический открытый	ML, L, XL M, ML, L, XL	
	Адреналэктомия	Надпочечная артерия и вена	эндоскопический открытый	ML, L M, ML, L	
Гинекология	Гистерэктомия	Круглая связка, маточная артерия, связки яичников, воронкотазовая связка, фаллопиевы трубы	эндоскопический открытый	ML, L, XL M, ML, L, XL	- быстрый доступ между органами и тканями - высокая скорость работы - надежность фиксации сосудов и тканей
Торакальная хирургия	Лобэктомия	Долевая вена и артерия	эндоскопический открытый	XL M, ML, L, XL	- надежность фиксации сосудов и тканей - быстрота проведения фиксации клипсами в отличие от шовного материала
Эндокринология	Тиреоидэктомия	Артерия щитовидной железы	эндоскопический открытый	M, ML	- надежно фиксирует сосуды и ткани - легкость в употреблении и надежность
Ангиохирургия	Хирургия варикозных вен	Подкожно-бедренные соединения, соединения большой подкожной вены	эндоскопический открытый	M, ML, L	- надежно фиксирует сосуды и ткани - быстрота проведения фиксации клипсами в отличие от шовного материала
Кардио-и ангиохирургия	АКШ	Внутренняя грудная артерия и большая подкожная вена	эндоскопический открытый	XL, ML, XL	- безопасное лигирование культи внутренней грудной артерии и большой подкожной вены - надежность фиксации сосудов и тканей
	Абдоминальная аневризма аорты	Поясничная артерия и вены, ветви аорты	эндоскопический открытый	XL M, ML, L, XL	